

Bond™ Intense R Detection

Catalog No: DS9263

Intended Use

For research use only. Not for use in diagnostic procedures.

Bond Intense R Detection is a biotin/streptavidin system for the detection of tissue-bound primary antibodies. It is intended for staining sections of formalin-fixed, paraffin-embedded tissue on the Bond automated system. The user must supply a biotinylated secondary antibody of choice.

Summary and Explanation

Immunohistochemical techniques can be used to demonstrate the presence of antigens in tissue and cells (see "Using Bond Reagents" in your Bond user documentation).

Bond Intense R Detection works as follows:

- The specimen is incubated with hydrogen peroxide to quench endogenous peroxidase activity.
- A user-supplied specific primary antibody is applied.
- A user-supplied biotinylated secondary antibody localizes the primary antibody.
- A streptavidin-enzyme conjugate binds to the biotin present on the secondary antibody.
- The substrate chromogen, 3,3'-diaminobenzidine (DAB), visualizes the complex via a brown precipitate.
- Hematoxylin (blue) counterstaining allows the detection of cell nuclei.

Reagents Provided

1. Peroxide Block (30 mL) 3-4% (v/v) Hydrogen peroxide.
2. Open Secondary Antibody – empty container in which to place the biotinylated secondary antibody of choice.
3. Streptavidin HRP (30 mL) (1-1.4 µg/mL) in Tris buffered saline with protein stabilizer and 0.35% ProClin™ 950.
4. DAB Part 1 (2.4 mL) 66 mM 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, in a stabilizer solution.
5. DAB Part 2 (30 mL) 9% (v/v) N,N-Dimethylformamide in a stabilizer solution.
6. DAB Part 2 (30 mL) 9% (v/v) N,N-Dimethylformamide in a stabilizer solution.
7. DAB Part 3 (2.4 mL) 0.75% (v/v) Hydrogen Peroxide.
8. Hematoxylin (30 mL) <0.1% Hematoxylin.

Reconstitution, Mixing, Dilution, Titration

Bond Intense R Detection is optimized for use on the Bond system. Reconstitution, mixing, dilution, or titration of these reagents is not required.

Storage and Stability

Store at 2-8 °C. Do not freeze. Do not use after the expiration date indicated on the tray handle label. Return to 2-8 °C immediately after use. Any storage conditions other than those specified above must be verified by the user¹.

Instructions for Use

Fill the container labelled "Open Secondary Antibody" with 35 mL of a biotinylated secondary antibody of choice, diluted in Bond Primary Antibody Diluent.

The optimal concentration and stability of this reagent must be determined by the user.

Bond Intense R Detection was developed for use on the Bond automated system.

Operating parameters for application of the detection system reagents on the Bond Processing Module have been optimized at Leica Biosystems. These can be displayed by following the instructions in your Bond user documentation.

Troubleshooting

Refer to reference 4 for remedial action. Contact your local distributor or the regional office of Leica Biosystems to report unusual staining.

Further Information

Further information on immunostaining with Bond reagents, under the headings Principle of the Procedure, Materials Required, Specimen Preparation, Quality Control, Assay Verification, Interpretation of Staining, Key to Symbols on Labels, and General Limitations can be found in "Using Bond Reagents" in your Bond user documentation.

Bibliography

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988. Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. List of substances which may be candidates for further scientific review and possible identification, classification and regulation as potential occupational carcinogens. Fed Reg 1980;45:157.
3. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
4. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.

Warnings and Precautions

- To obtain a copy of the Material Safety Data Sheet contact your local distributor or regional office of Leica Biosystems, or alternatively, visit the Leica Biosystems Web site, www.LeicaBiosystems.com
- Specimens, before and after fixation, and all materials exposed to them, should be handled as if capable of transmitting infection and disposed of with proper precautions². Never pipette reagents by mouth and avoid contacting the skin and mucous membranes with reagents or specimens. If reagents or specimens come in contact with sensitive areas, wash with copious amounts of water. Seek medical advice.
- Consult Federal, State or local regulations for disposal of any potentially toxic components.
- Minimize microbial contamination of reagents or an increase in non-specific staining may occur.
- Incubation times or temperatures other than those specified may give erroneous results. Any such change must be validated by the user¹.
- Do not mix reagents from different detection systems.

| | | |
|---|---|--|
| <p>DAB Part 1 Contains Ethylene Glycol (>90%) and 66 mM (<10%) 3,3' diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate. GHS07: Exclamation mark. GHS08: Health hazard. Signal words: Danger.</p> | <p>H302: Harmful if swallowed. H341: Suspected of causing genetic defects. H350: May cause cancer.</p> | <p>P201: Obtain special instructions before use. P202: Do not handle until all safety precautions have been read and understood. P281: Use personal protective equipment as required. P264: Wash hands thoroughly after handling. P270: Do not eat, drink or smoke when using this product. P301+312: IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell. P330: Rinse mouth. P308+313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.</p> |
| <p>DAB Part 2 Contains N,N-Dimethylformamide (<10%) and Imidazole (<1%). GHS07: Exclamation mark. GHS08: Health hazard. Signal words: Danger.</p> | <p>H312+H332: Harmful in contact with skin or if inhaled. H319: Causes serious eye irritation. H360D: May damage the unborn child.</p> | <p>P201: Obtain special instructions before use. P202: Do not handle until all safety precautions have been read and understood. P261: Avoid breathing dust/fumes/gas/mist/vapours/spray. P264: Wash hands thoroughly after handling. P271: Use only outdoors or in a well-ventilated area. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P281: Use personal protective equipment as required. P302+P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. P304+P340: IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. P312: Call a POISON CENTRE or doctor if you feel unwell. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P363: Wash contaminated clothing before reuse. P501: Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point. Restricted to professional users.</p> |
| <p>DAB Part 1 Contient Éthylene-Glycol (>90%) et 66 mM (<10%) 3,3' diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate. GHS07: Point d'exclamation. GHS08: Danger pour la santé. Mentions d'avertissement: Danger.</p> | <p>H302: Nocif en cas d'ingestion. H341: Susceptible d'induire des anomalies génétiques. H350: Peut provoquer le cancer.</p> | <p>P201: Se procurer les instructions avant utilisation. P202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P281: Utiliser l'équipement de protection individuel requis. P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation. P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P301+312: EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P330: Rincer la bouche. P308+313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.</p> |
| <p>DAB Part 2 Contient N, N-diméthylformamide (<10%) et d'imidazole (<1%). GHS07: Point d'exclamation. GHS08: Danger pour la santé. Mentions d'avertissement: Danger.</p> | <p>H312+332: Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H360D: Peut nuire au fœtus.</p> | <p>P201: Se procurer les instructions avant utilisation. P202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P281: Utiliser l'équipement de protection individuel requis. P302+352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P304+340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P337+313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P501: Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Usage réservé aux professionnels.</p> |
| <p>DAB Part 1 Contiene Glicol Etilenico (>90%) e 66 mM (<10%) 3,3' diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate. GHS07: Punto esclamativo. GHS08: Pericolo per la salute. Avvertenze: Pericolo.</p> | <p>H302: Nocivo se ingerito. H341: Sospettato di provocare alterazioni genetiche. H350: Può provocare il cancro.</p> | <p>P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P281: Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P264: Lavare accuratamente mani dopo l'uso. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P301+312: IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P330: Sciacquare la bocca. P308+313: IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.</p> |
| <p>DAB Part 2 Contiene N, N-dimetilformamida (<10%) e Imidazol (<1%). GHS07: Punto esclamativo. GHS08: Pericolo per la salute. Avvertenze: Pericolo.</p> | <p>H312+332: Nocivo a contatto con la pelle o se inalato. H319: Provoca grave irritazione oculare. H360D: Può nuocere al feto.</p> | <p>P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P261: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P264: Lavare accuratamente mani dopo l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/protettare gli occhi/il viso. P281: Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P302+352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P304+340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+351+338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+313: IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P312: In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P337+313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P363: Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. Riservato ad utenti professionali.</p> |

DAB Part 1

Enthält Ethandiol (>90%) und 66 mM (<10%) 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate.
GHS07: Ausrufezeichen.
GHS08: Gesundheitsgefahr.
Signalwörter: Gefahr.

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H341: Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
H350: Kann Krebs erzeugen.

P201: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202: Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P281: Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P301+312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P330: Mund ausspülen.
P308+313: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

DAB Part 2

Enthält N,N-Dimethylformamide (<10%) und Imidazole (<1%).
GHS07: Ausrufezeichen.
GHS08: Gesundheitsgefahr.
Signalwörter: Gefahr.

H312+332: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

P201: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202: Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P281: Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
P302+352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P304+340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P308+313: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P363: Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P501: Inhalt/Behälter zu einer Problemabfallentsorgung zuführen.
Nur von Fachleuten zu verwenden.

DAB Part 1

Contiene Etandiol (>90%) y 66 mM (<10%) 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate.
GHS07: Signo de exclamación.
GHS08: Peligro para la salud.
Palabras de advertencia: Peligro.

H302: Nocivo en caso de ingestión.
H341: Se sospecha que provoca defectos genéticos.
H350: Puede provocar cáncer.

P201: Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P281: Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
P264: Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación.
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P301+312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.
P330: Enjuagarse la boca.
P308+313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

DAB Part 2

Contiene N,N-Dimethylformamide (<10%) y Imidazole (<1%).
GHS07: Signo de exclamación.
GHS08: Peligro para la salud.
Palabras de advertencia: Peligro.

H312+332: Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
H319: Provoca irritación ocular grave.
H360D: Puede dañar al feto.

P201: Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P264: Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación.
P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P281: Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
P302+352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
P304+340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P305+351+338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P308+313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.
P337+313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.
Limitado a usuarios profesionales.

DAB Part 1

Contém Etandiol (>90%) e 66 mM (<10%) 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate.
GHS07: Ponto de exclamação.
GHS08: Perigo para a saúde.
Palavras-sinal: Perigo.

H302: Nocivo por ingestão.
H341: Suspeito de provocar anomalias genéticas.
H350: Pode provocar cancro.

P201: Pedir instruções específicas antes da utilização.
P202: Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.
P281: Usar o equipamento de protecção individual exigido.
P264: Lavar mãos cuidadosamente após manuseamento.
P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P301+312: EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P330: Enxaguar a boca.
P308+313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

DAB Part 2

Contém N,N-Dimethylformamide (<10%) e Imidazole (<1%).
GHS07: Ponto de exclamação.
GHS08: Perigo para a saúde.
Palavras-sinal: Perigo.

H312+332: Nocivo em contacto com a pele ou por inalação.
H319: Provoca irritação ocular grave.
H360D: Pode afectar o nascituro.

P201: Pedir instruções específicas antes da utilização.
P202: Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.
P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P264: Lavar mãos cuidadosamente após manuseamento.
P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
P281: Usar o equipamento de protecção individual exigido.
P302+352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
P304+340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P305+351+338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P308+313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
P312: Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P337+313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P363: Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.
Limitado a utilizadores profissionais.

DAB Part 1

Innehåller 1,2-Etandiol (>90%) och 66 mM (<10%) 3,3' diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate.

GHS07: Utropstecken.

GHS08: Hälsosfara.

Signalord: Fara.

H302: Skadligt vid förtäring.

H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.

H350: Kan orsaka cancer.

P201: Inhämta särskilda instruktioner före användning.

P202: Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna

P281: Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

P264: Tvätta händerna grundligt efter användning.

P270: Åt inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

P301+312: VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

P330: Skölj munnen.

P308+313: Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

DAB Part 2

Innehåller N,N-Dimethylformamide (<10%) och Imidazole (<1%).

GHS07: Utropstecken.

GHS08: Hälsosfara.

Signalord: Fara.

H312+332: Skadligt vid hudkontakt eller inandning.

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

H360D: Kan skada det ofödda barnet.

P201: Inhämta särskilda instruktioner före användning.

P202: Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna

P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P264: Tvätta händerna grundligt efter användning.

P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P281: Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

P302+352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P304+340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P308+313: Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P337+313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P363: Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

P501: Innehållet/Behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Endast för yrkesmässig användning.

DAB Part 1

Periέχει Ethylene Glycol (>90%) και 66 mM (<10%) 3,3' diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate.

GHS07: Θαυμαστικό.

GHS08: Κίνδυνος για την υγεία.

Προειδοποιητές λέξεις: Κίνδυνος.

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H341: Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων.

H350: Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.

P264: Πλύνετε χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P301+312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P330: Ξεπλύνετε το στόμα.

P308+313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

DAB Part 2

Περιέχει N, N-διμεθυλοφορμαμίδιο (<10%) και Ιμιδαζόλιο (<1%).

GHS07: Θαυμαστικό.

GHS08: Κίνδυνος για την υγεία.

Προειδοποιητές λέξεις: Κίνδυνος.

H312+332: Επιβλαβές σε επαφή με το

δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής.

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό

ερεθισμό.

H360D: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/ εκνεφώματα.

P264: Πλύνετε χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής

προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.

P302+352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και

σαπούνι.

P304+340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα

και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P305+351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με

νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι

εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P308+313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/

Επισκεφθείτε γιατρό.

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε

αδιαθεσία.

P337+313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε

γιατρό.

P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών

αποβλήτων.

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

DAB Part 1

Indeholder 1,2-Etandiol (>90%) og 66 mM (<10%) 3,3' diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate.

GHS07: Udråbstegn.

GHS08: Sundhedsfarer.

Signalord: Fare.

H302: Farlig ved indtagelse.

H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.

H350: Kan fremkalde kræft.

P201: Indhent særlige anvisninger før brug.

P202: Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

P281: Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

P264: Vask hænder grundigt efter brug.

P270: Der må ikke spises, drikkes eller rygges under brugen af dette produkt.

P301+312: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en

GIFTINFORMATION eller en læge.

P330: Skyl munden.

P308+313: VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

DAB Part 2

Indeholder N,N -Dimethylformamide (<10%) og Imidazole (<1%).

GHS07: Udråbstegn.

GHS08: Sundhedsfarer.

Signalord: Fare.

H312+332: Farlig ved hudkontakt eller indånding.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

H360D: Kan skade det ufødte barn.

P201: Indhent særlige anvisninger før brug.

P202: Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P264: Vask hænder grundigt efter brug.

P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P281: Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

P302+352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

P304+340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at

vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen.

P305+351+338: VED KONTAKT MED ØJENENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P308+313: VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P312: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P337+313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P363: Tilsudsset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

P501: Indholdet/Beholderen bortskaffes i et indsamlingssted for farligt affald og

problemaffald.

Må kun anvendes af professionelle brugere.

| | | |
|--|---|--|
| <p>DAB Part 1 Bevat 1,2-Ethaandiol (>90%) en 66 mM (<10%) 3,3' diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate. GHS07: Uitroepteken. GHS08: Gezondheidsgevaar. Signaalwoorden: Gevaar.</p> | <p>H302: Schadelijk bij inslikken. H341: Verdacht van het veroorzaken van genetische schade. H350: Kan kanker veroorzaken.</p> | <p>P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P202: Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft P281: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P330: De mond spoelen. P308+313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.</p> |
| <p>DAB Part 2 Bevat N,N-Dimethylformamide (<10%) en Imidazole (<1%). GHS07: Uitroepteken. GHS08: Gezondheidsgevaar. Signaalwoorden: Gevaar.</p> | <p>H312+332: Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H360D: Kan het ongeboren kind schaden.</p> | <p>P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P202: Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P281: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. P302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P304+340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308+313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P337+313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501: Inhoud/Verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Alleen voor professionele gebruikers.</p> |
| <p>DAB Part 1 Inneholder Ethylene Glycol (>90%) en 66 mM (<10%) 3,3' diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate. GHS07: Utropstegn. GHS08: Helsefare. Signalord: Fare.</p> | <p>H302: Farlig ved svelging. H341: Mistenkes å kunne gi genetiske skader. H350: Kan forårsake kreft.</p> | <p>P201: Innhent særskilt instruks før bruk. P202: Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P281: Bruk påkrevd personlig verneutstyr. P264: Vask hender grundig etter bruk. P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. P301+312: VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. P330: Skyll munnen. P308+313: Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.</p> |
| <p>DAB Part 2 Inneholder N,N-Dimethyl Formamide (<10%) og Imidazole (<1%). GHS07: Utropstegn. GHS08: Helsefare. Signalord: Fare.</p> | <p>H312+332: Farlig ved hudkontakt eller farlig ved innånding. H319: Gir alvorlig øyeyritasjon. H360D: Kan gi fosterskader.</p> | <p>P201: Innhent særskilt instruks før bruk. P202: Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P264: Vask hender grundig etter bruk. P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P280: Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P281: Bruk påkrevd personlig verneutstyr. P302+352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P304+340: VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. P305+351+338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P308+313: Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. P312: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. P337+313: Ved vedvarende øyeyritasjon: Søk legehjelp. P363: Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. P501: Innhold/Beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Kun til yrkesmessig bruk.</p> |
| <p>DAB Part 1 Съдържа Ethylene Glycol (>90%) и 66 mM (<10%) 3,3' diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate. GHS07: Удивителен знак. GHS08: Опасност за здравето. Сигнални думи: Опасно.</p> | <p>H302: Вреден при поглъщане. H341: Предполага се, че причинява генетични дефекти. H350: Може да причини рак.</p> | <p>P201: Преди употреба се снабдете със специални инструкции. P202: Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. P281: Използвайте предписаните лични предпазни средства. P264: Да се измие ръце старателно след употреба. P270: Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. P301+312: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение. P330: Изплакнете устата. P308+313: ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.</p> |
| <p>DAB Part 2 Съдържа N,N-Dimethyl Formamide (<10%) и Imidazole (<1%). GHS07: Удивителен знак. GHS08: Опасност за здравето. Сигнални думи: Опасно.</p> | <p>H312+332: Вреден при контакт с кожата или при вдишване. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H360D: Може да увреди плода.</p> | <p>P201: Преди употреба се снабдете със специални инструкции. P202: Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. P261: Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли P264: Да се измие ръце старателно след употреба. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриваемо място. P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. P281: Използвайте предписаните лични предпазни средства. P302+352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. P304+340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+351+338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P308+313: ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ. P312: При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P337+313: ПРИ продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. P363: Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. P501: Съдържанието/Съдът да се изхвърли в места за събиране на опасни или специални отпадъци. Само за професионални потребители.</p> |

DAB Part 1

Tartalmaz Ethylene Glycol (>90%) és 66 mM (<10%) 3,3' diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate.
GHS07: Felkiáltójel.
GHS08: Egészségi veszély.
Figyelmeztetések: Veszély.

H302: Lenyelve ártalmas.
H341: Feltehetően genetikai károsodást okoz.
H350: Rákot okozhat.

P201: Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P202: Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P281: Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.
P264: A használatot követően a(z) kezét -t alaposan meg kell mosni.
P270: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P301+312: LENYELES ESETÉN: rosszullett esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P330: A száját ki kell öblíteni.
P308+313: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

DAB Part 2

Tartalmaz N,N-Dimethyl Formamide (<10%) és Imidazole (<1%).
GHS07: Felkiáltójel.
GHS08: Egészségi veszély.
Figyelmeztetések: Veszély.

H312+332: Bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas.
H319: Súlyos szemirritációt okoz.
H360D: Károsíthatja a születendő gyermeket.

P201: Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P202: Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P264: A használatot követően a(z) kezét -t alaposan meg kell mosni.
P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280: védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P281: Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.
P302+352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P304+340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+351+338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308+313: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P312: Rosszullett esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P337+313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P363: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: speciális hulladék gyűjtőhelyre. Hivatalos felhasználók számára korlátozott.

DAB Part 1

Contține Ethylene Glycol (>90%) și 66 mM (<10%) 3,3' diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate.
GHS07: Semnul exclamării.
GHS08: Pericol pentru sănătate.
Cuvinte de avertizare: Pericol.

H302: Nociv în caz de înghițire.
H341: Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
H350: Poate provoca cancer.

P201: Procurați instrucțiunile speciale înainte de utilizare.
P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.
P281: Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.
P264: Spălați-vă mâinile bine după utilizare.
P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P301+312: ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
P330: Clătiți gura.
P308+313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

DAB Part 2

Contține N,N-Dimethyl Formamide (<10%) și Imidazole (<1%).
GHS07: Semnul exclamării.
GHS08: Pericol pentru sănătate.
Cuvinte de avertizare: Pericol.

H312+332: Nociv în contact cu pielea sau prin inhalare.
H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H360D: Poate dauna fătului.

P201: Procurați instrucțiunile speciale înainte de utilizare.
P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.
P261: Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-u.
P264: Spălați-vă mâinile bine după utilizare.
P271: A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
P280: Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
P281: Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.
P302+352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
P304+340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P305+351+338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul. Continuați să clătiți.
P308+313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.
P312: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
P337+313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
P363: Spălați îmbrăcăminte contaminată, înainte de reutilizare.
P501: Aruncați continutul/recipientul la un centru de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.
Limitat la utilizatorii profesioniști.

DAB Part 1

Содержит Ethylene Glycol (>90%) и 66 mM (<10%) 3,3' diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate.
GHS07: Восклицательный знак.
GHS08: Опасность для здоровья.
Сигнальные слова: Опасно.

H302: Вредно при проглатывании.
H341: Предположительно вызывает генетические дефекты.
H350: Может вызывать рак.

P201: Перед использованием получить специальные инструкции.
P202: Не приступать к обработке до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах предосторожности.
P281: Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.
P264: После работы тщательно вымыть руки.
P270: Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта.
P301+312: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к при плохом самочувствии.
P330: Прополоскать рот.
P308+313: ПРИ оказании воздействия или обеспокоенности: Обратиться к врачу.

DAB Part 2

Содержит N,N-Dimethyl Formamide (<10%) и Imidazole (<1%).
GHS07: Восклицательный знак.
GHS08: Опасность для здоровья.
Сигнальные слова: Опасно.

H312+332: Наносит вред при контакте с кожей. Наносит вред при вдыхании.
H319: Вызывает серьезное раздражение глаз.
H360D: Может нанести ущерб плодотворности или нерожденному ребенку.

P201: Перед использованием получить специальные инструкции.
P202: Не приступать к обработке до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах предосторожности.
P261: Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/ аэрозолей.
P264: После работы тщательно вымыть руки.
P271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лиц.
P281: Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.
P302+352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.
P304+340: ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
P305+351+338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P308+313: ПРИ оказании воздействия или обеспокоенности: Обратиться к врачу.
P312: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия.
P337+313: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.
P363: Постирать загрязненную одежду перед последующим использованием.
P501: Удалить содержимое-контейнер в специальные места для сбора вредных или специальных отходов.
Ограничено только профессиональным применением.

DAB Part 1

İçeriyor Ethylene Glycol (>90%) ve 66 mM (<10%) 3,3' diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate.

GHS07: Ünllem isareti.
GHS08: Sağlık tehlikesi.
İsaret kelimesi: Tehlike.

H302: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
H341: Muhtemelen genetik kusurlara neden olabilir.
H350: Kanser yapabilir.

P201: Kullanmadan önce özel talimatları alınız.
P202: Kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını okuyunuz ve anlayınız.
P281: Önceden belirlenen kişisel koruyucu donanımlar kullanınız.
P264: Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayınız.
P270: Kullanım sırasında yemek yemeyiniz, içecek içmeyiniz veya sigara içmeyiniz.
P301+312: YUTMA DURUMUNDA: Kendinizi iyi hissetmemeniz halinde ZEHİR DANISMA MERKEZİNİ arayınız veya bir doktora başvurunuz.
P330: Ağızınızı çalkalayınız.
P308+313: Maruziyet veya etkilenme HALİNDE: Tıbbi tavsiye / bakım alın.

DAB Part 2

İçeriyor N,N-Dimethyl Formamide (<10%) ve İmidazole (<1%).

GHS07: Ünllem isareti.
GHS08: Sağlık tehlikesi.
İsaret kelimesi: Tehlike.

H312+332: Cilt temasında veya solunum halinde sağlığa zararlıdır.
H319: Ağır göz tahrisine neden olur.
H360D: Anne karnında çocuğa zarar verebilir.

P201: Kullanmadan önce özel talimatları alınız.
P202: Kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını okuyunuz ve anlayınız.
P261: Toz/duman/gaz/sis/buhar/aerosol solunumundan kaçınız.
P264: Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayınız.
P271: Sadece açık havada veya iyi havalandırılan mekanlarda kullanınız.
P280: koruyucu eldiven/koruyucu elbise/göz koruyucu/yüz siperi kullanınız.
P281: Önceden belirlenen kişisel koruyucu donanımlar kullanınız.
P302+352: CİLT İLE TEMAS HALİNDE: Bol miktarda su ve sabunla yıkayınız.
P304+340: SOLUNUM HALİNDE: Temiz havaya çıkarınız ve nefes alıp vermeyi kolaylaştıran bir pozisyon sağlayınız.
P305+351+338: GÖZLERLE TEMAS HALİNDE: Birkaç dakika dikkatlice suyla yıkayınız. Mümkünse mevcut kontak lensleri çıkarınız. Yıkamaya devam ediniz.
P308+313: Maruziyet veya etkilenme HALİNDE: Tıbbi tavsiye / bakım alın.
P312: Kendinizi iyi hissetmemeniz halinde ZEHİR DANISMA MERKEZİNİ arayınız veya bir doktora başvurunuz.
P337+313: Göz tahrisinin devamı halinde: Tıbbi tavsiye / bakım alın.
P363: Kirlı kıyafetleri yeniden kullanmadan önce yıkayınız.
P501: İçerik/Kap tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde sağlayınız. Sadece uzmanlar tarafından kullanılmalıdır.

DAB Part 1

Zawiera Ethylene Glycol (>90%) i 66 mM (<10%) 3,3' diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate.

GHS07: Wykrzyknik.
GHS08: Zagrozenie dla zdrowia.
Hasła ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo.

H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H350: Może powodować raka.

P201: Przed użyciem zapoznać się z specjalnymi środkami ostrożności.
P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P281: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301+312: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330: Wypłukać usta.
P308+313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć się pod opiekę lekarza.

DAB Part 2

Zawiera N,N-Dimethyl Formamide (<10%) i İmidazole (<1%).

GHS07: Wykrzyknik.
GHS08: Zagrozenie dla zdrowia.
Hasła ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo.

H312+332: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H360D: Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

P201: Przed użyciem zapoznać się z specjalnymi środkami ostrożności.
P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P281: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P302+352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć się pod opiekę lekarza.
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P337+313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć się pod opiekę lekarza.
P363: Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P501: Zawartość/Pojemnik usuwać do składowiska odpadów niebezpiecznych. Zastrzeżony dla użytkowników profesjonalnych.

DAB Part 1

Vsebuje Ethylene Glycol (>90%) in 66 mM (<10%) 3,3' diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate.

GHS07: Klicaj.
GHS08: Nevarnost za zdravje.
Opozorilni besedi: Nevarno.

H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H341: Sum povzročitve genetskih okvar.
H350: Lahko povzroči raka.

P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
P281: Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo.
P264: Po uporabi temeljito umiti roke.
P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
P301+312: PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P330: Izprati usta.
P308+313: PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško.

DAB Part 2

Vsebuje N,N-Dimethyl Formamide (<10%) in İmidazole (<1%).

GHS07: Klicaj.
GHS08: Nevarnost za zdravje.
Opozorilni besedi: Nevarno.

H312+332: Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri vdihavanju.
H319: Povzroča hudo draženje oči.
H360D: Lahko škoduje nerojenemu otroku.

P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
P261: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P264: Po uporabi temeljito umiti roke.
P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz.
P281: Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo.
P302+352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P304+340: PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P305+351+338: PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P308+313: PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško.
P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P337+313: Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško.
P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.
P501: Odstraniti vsebino/posodo odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov. Omejeno le na profesionalne uporabnike.

Date of Issue

02 March 2015

Leica Biosystems Newcastle Ltd
Balliol Business Park West
Benton Lane
Newcastle Upon Tyne NE12 8EW
United Kingdom
T +44 191 215 4242



www.LeicaBiosystems.com

© Leica Biosystems Newcastle Ltd · DS9263 02/03/2015