

Novocastra™ Fluorescein-conjugated probes for in situ hybridization ISH Detection Kit

Product Code: NCL-ISH-D

Intended Use

FOR RESEARCH USE ONLY.

Contents

1. Introduction
2. Kit Contents
3. Materials Required but not Provided
4. Preparation of Reagents
5. Precautions and Safety
6. Storage
7. Procedure

Introduction

The Novocastra ISH Detection Kit is intended for the detection of fluorescein-conjugated nucleic acid probes hybridized to their targets in cell or tissue preparations.

The kit can be used in conjunction with the Novocastra range of fluorescein-conjugated probes. Sufficient reagents for the in situ hybridization staining of 100 preparations are provided.

The hybridization is followed by a wash with Tris-buffered saline. Alkaline phosphatase-conjugated Rabbit F(ab') Anti-FITC is then added, and the specimen is incubated at room temperature for 30 minutes followed by a wash. Non-specific binding to the specimen is kept at a minimum due to the use of an antibody F(ab') fragment.

Enzyme substrate (BCIP/NBT) is added, and the specimen incubated at room temperature in the dark overnight (Note after hybridization with the Novocastra Poly d(T) probe, substrate incubation time need not exceed 60 minutes).

Finally the specimen is mounted. Positive staining is recognized under the microscope as a dark blue/black color at the site of hybridization.

Kit Contents

Vial A Rabbit F(ab') Anti-FITC/AP: 0.25 mL

Alkaline phosphatase-conjugated antibody to fluorescein isothiocyanate (affinity-isolated rabbit F(ab')). In 100 mM Tris buffer, 50 mM MgCl₂, 0.1 mM ZnCl₂, 4% w/v BSA, stabilizer, preservative, pH 7.5.

Vial B Enzyme Substrate: 0.4 mL

(50 x concentrated) 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Hydrogen Phosphate-P-Toluidine (BCIP) and Nitro Blue Tetrazolium (NBT, Ditetrazolium Dichloride) in Dimethyl Formamide solution.

Vial C Inhibitor (Levamisole): 0.15 mL

(1000x concentrated) 1 M Levamisole Hydrochloride.

Materials Required but not Provided

1. General laboratory equipment for histological procedures.
2. Equipment and reagents needed for the hybridization step.
3. Silanized slides.
4. Tris-buffered saline (TBS): 50 mM Tris/HCl, 150 mM NaCl, pH 7.6.
5. TBS, 0.1% v/v Triton X-100.

6. TBS, 3% w/v BSA, 0.1% v/v Triton X-100, (conjugate diluent).
7. TBS, 3% w/v BSA, 0.1% v/v Triton X-100, 20% v/v normal rabbit serum.
8. Rabbit serum (normal).
9. 100 mM Tris/HCl, 50 mM MgCl₂, 100 mM NaCl pH 9.0 (alkaline phosphatase substrate buffer).
10. Aqueous mountant.

Preparation of Reagents

Anti-FITC/AP Working Solution

Dilute Rabbit F(ab') Anti-FITC/AP (Vial A) 1:100 to 1:200 in TBS, 0.1% v/v Triton X-100, 3% w/v BSA.

Enzyme Substrate with Inhibitor

Dilute Enzyme Substrate (Vial B) 1:50 in 100 mM Tris/HCl, 50 mM MgCl₂, 100 mM NaCl (TBS) pH 9.0. Add 1 µL of Inhibitor (Levamisole) (Vial C) to each mL of diluted Enzyme Substrate.

Storage

The reagents of the kit should be stored in the dark at 2–8 °C.

Procedure

To ensure that sections adhere to the slides throughout the procedure, it is recommended to use silanized slides.

Refer to the in situ hybridization procedure supplied with Novocastra oligonucleotide probes for pretreatment and hybridization steps of the protocol.

Detection

1. Place slides in an incubation tray and cover sections with 100 µL of TBS, containing 3% w/v BSA, 0.1% w/v Triton-X-100 and 20% w/v normal rabbit serum. Incubate for 10 minutes.
2. Tip off the blocking solution and add Rabbit F(ab') Anti FITC/AP diluted 1:100 to 1:200 in TBS, 3% w/v BSA, 0.1% w/v Triton X-100. Incubate for 30 minutes.
3. Wash slides in TBS for 2 x 3 minutes.
4. Wash slides in alkaline phosphatase substrate buffer pH 9.0 for 5 minutes.
5. Place slides in incubation tray and demonstrate alkaline phosphatase activity by covering sections with the following solution: Dilute Enzyme Substrate 1:50 in 100 mM Tris/HCl, 50mM MgCl₂, 100 mM NaCl, pH 9.0. Add 1 µL of Inhibitor (Levamisole) to each mL of diluted Enzyme Substrate. Incubate at room temperature in the dark overnight.
6. Wash in running water for 5 minutes.
7. Counterstain in Mayer's hematoxylin for 10 seconds maximum.
8. Mount in aqueous mountant.

Precautions and Safety

For additional information on toxicity please refer to the Safety Data Sheets (MSDS) for the above components, which are available on request.

Due to the small volumes in the stock reagent sarstedt vials, please ensure that each reagent is in the vial and not the vial cap before opening. This can be achieved simply, by either centrifugation or gently tapping the side of the vial.

Enzyme Substrate

Contains Dimethyl Formamide (<100%), Ditetrazolium Dichloride (<5%) and 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Hydrogen Phosphate-P-Toluidine (<5%).
GHS07: Exclamation mark.
GHS08: Health hazard.
Signal words: Danger.

H360D: May damage the unborn child.
H315: Causes skin irritation.
H319: Causes serious eye irritation.
H302+312+332: Harmful if swallowed, in contact with skin or if inhaled.

P201: Obtain special instructions before use.
P202: Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
P261: Avoid breathing dust/fumes/gas/mist/vapours/spray.
P263: Avoid contact during pregnancy/while nursing.
P264: Wash hands thoroughly after handling.
P270: Do not eat, drink or smoke when using this product.
P271: Use only outdoors or in a well-ventilated area.
P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P301+P312: IF SWALLOWED: Call a POISON CENTRE or doctor if you feel unwell.
P330: Rinse mouth.
P302+P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
P304+P340: IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
P312: Call a POISON CENTRE or doctor if you feel unwell.
P362 + P364: Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
P501: Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.
Restricted to professional users.

Inhibitor

Contains Levamisole Hydrochloride (<30%).
GHS07: Exclamation mark.
Signal words: Warning.

H302: Harmful if swallowed.

P264: Wash hands thoroughly after handling.
P270: Do not eat, drink or smoke when using this product.
P301+P312: IF SWALLOWED: Call a POISON CENTRE/doctor if you feel unwell.
P501: Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

Enzyme Substrate

Contient Dimethyl Formamide (<100%), Ditetrazolium Dichloride (<5%) et 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Hydrogen Phosphate-P-Toluidine (<5%).
GHS07: Point d'exclamation.
GHS08: Danger pour la santé.
Mentions d'avertissement: Danger.

H360D: Peut nuire au fœtus.
H315: Provoque une irritation cutanée.
H319: Provoque une sévère irritation des yeux.
H302+312+332: Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou inhalation.

P201: Se procurer les instructions avant utilisation.
P202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P263: Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P301+312: EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P330: Rincer la bouche.
P302+352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P332+313: En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P304+340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337+313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P308+313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P362+P364: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501: Éliminer le contenu/réceptacle dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
Usage réservé aux professionnels.

Inhibitor

Contient Levamisole Hydrochloride (<30%).
GHS07: Point d'exclamation.
Mentions d'avertissement: Attention.

H302: Nocif en cas d'ingestion.

P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P301+P312: EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P501: Éliminer le contenu/réceptacle dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Enzyme Substrate

Contiene Dimethyl Formamide (<100%), Ditetrazolium Dichloride (<5%) e 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Hydrogen Phosphate-P-Toluidine (<5%).

GHS07: Punto esclamativo.

GHS08: Pericolo per la salute.

Avvertenze: Pericolo.

H360D: Può nuocere al feto.

H315: Provoca irritazione cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H302+312+332: Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.

P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

P261: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P263: Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.

P264: Lavare accuratamente mani dopo l'uso.

P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/il viso.

P301+312: IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P330: Sciacquare la bocca.

P302+352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P332+313: In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

P304+340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P305+351+338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P308+313: IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

P312: In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P362+P364: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Riservato ad utenti professionali.

P264: Lavare accuratamente mani dopo l'uso.

P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P301+P312: IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Inhibitor

Contiene Levamisole Hydrochloride (<30%).

GHS07: Punto esclamativo.

Avvertenze: Pericolo.

H302: Nocivo se ingerito.

Enzyme Substrate

Enthält Dimethyl Formamide (<100%), Ditetrazolium Dichloride (<5%) und 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Hydrogen Phosphate-P-Toluidine (<5%).
GHS07: Ausrufezeichen.
GHS08: Gesundheitsgefahr.
Signalwörter: Gefahr.

H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H302+312+332: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.

P201: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202: Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P263: Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P330: Mund ausspülen.
P302+352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P332+313: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P304+340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P308+313: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P362+P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P501: Inhalt/Behälter zu einer Problemabfallentsorgung zuführen.
Nur von Fachleuten zu verwenden.

Inhibitor

Enthält Levamisole Hydrochloride (<30%).
GHS07: Ausrufezeichen.
Signalwörter: Achtung.

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P301+312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501: Inhalt/Behälter zu einer Problemabfallentsorgung zuführen.

Enzyme Substrate

Contiene Dimethyl Formamide (<100%), Ditetrazolium Dichloride (<5%) y 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Hydrogen Phosphate-P-Toluidine (<5%).

GHS07: Signo de exclamación.

GHS08: Peligro para la salud.

Palabras de advertencia: Peligro.

H360D: Puede dañar al feto.

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H302+312+332: Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.

P201: Pedir instrucciones especiales antes del uso.

P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P263: Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.

P264: Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación.

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.

P330: Enjuagarse la boca.

P302+352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P332+313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

P304+340: EN CASO DE INHALACIÓN:

Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+351+338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337+313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P308+313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.

P362+P364: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Limitado a usuarios profesionales.

Inhibitor

Contiene Levamisole Hydrochloride (<30%).

GHS07: Signo de exclamación.

Palabras de advertencia: Atención.

H302: Nocivo en caso de ingestión.

P264: Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación.

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P301+312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico si la persona se encuentra mal.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Enzyme Substrate

Contém Dimethyl Formamide (<100%), Ditetrazolium Dichloride (<5%) e 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Hydrogen Phosphate-P-Toluidine (<5%).
GHS07: Ponto de exclamação.
GHS08: Perigo para a saúde.
Palavras-sinal: Perigo.

H360D: Pode afectar o nascituro.
H315: Provoca irritação cutânea.
H319: Provoca irritação ocular grave.
H302+312+332: Nocivo por ingestão, contacto com a pele ou inalação.

P201: Pedir instruções específicas antes da utilização.
P202: Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.
P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P263: Evitar o contacto durante a gravidez/o aleitamento.
P264: Lavar mãos cuidadosamente após manuseamento.
P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
P301+312: EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P330: Enxaguar a boca.
P302+352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
P332+313: Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
P304+340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P305+351+338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P337+313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P308+313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
P312: Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P362+P364: Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.
Limitado a utilizadores profissionais.

Inibidor

Contém Levamisole Hydrochloride (<30%).
GHS07: Ponto de exclamação.
Palavras-sinal: Atenção.

H302: Nocivo por ingestão.

P264: Lavar mãos cuidadosamente após manuseamento.
P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P301+312: EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS médico.
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

Enzyme Substrate

Innehåller Dimethyl Formamide (<100%), Ditetrazolium Dichloride (<5%) och 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Hydrogen Phosphate-P-Toluidine (<5%).
GHS07: Utropstecken.
GHS08: Hälsofara.
Signalord: Fara.

H360D: Kan skada det ofödda barnet.
H315: Irriterar huden.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H302+312+332: Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.

P201: Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P202: Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna
P261: Undvik att andas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P263: Undvik kontakt under graviditet eller amning.
P264: Tvätta händerna grundligt efter användning.
P270: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+312: VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.
P330: Skölj munnen.
P302+352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P332+313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P304+340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P308+313: Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P362+P364: Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501: Innehållet/Behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
Endast för yrkesmässig användning.
P264: Tvätta händerna grundligt efter användning.
P270: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P301+P312: VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN läkare.
P501: Innehållet/Behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Inhibitor

Innehåller Levamisole Hydrochloride (<30%).
GHS07: Utropstecken.
Signalord: Varning.

H302: Skadligt vid förtäring.

Enzyme Substrate

Περιέχει Dimethyl Formamide (<100%), Ditetrazolium Dichloride (<5%) και 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Hydrogen Phosphate-P-Toluidine (<5%).
GHS07: Θαυμαστικό.
GHS08: Κίνδυνος για την υγεία.
Προειδοποιητές λέξεις: Κίνδυνος.

H360D: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.
H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H302+312+332: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης, σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής.

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
P261: Αποφύγετε να αναπνεύετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
P263: Αποφύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/γαλουχίας.
P264: Πλύνετε χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P301+312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P330: Ξεπλύνετε το στόμα.
P302+352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P332+313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P304+340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P305+351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P337+313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P308+313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.
Μόνο για επαγγελματική χρήση.
P264: Πλύνετε χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P301+310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P330: Ξεπλύνετε το στόμα.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

Inhibitor

Περιέχει Levamisole Hydrochloride (<30%).
GHS07: Θαυμαστικό.
Προειδοποιητές λέξεις: Προσοχή.

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Enzyme Substrate

Indeholder Dimethyl Formamide (<100%), Ditetrazolium Dichloride (<5%) og 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Hydrogen Phosphate-P-Toluidine (<5%).
GHS07: Udråbstegn.
GHS08: Sundhedsfarer.
Signalord: Fare.

H360D: Kan skade det ufødte barn.
H315: Forårsager hudirritation.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H302+312+332: Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding.

P201: Indhent særlige anvisninger før brug.
P202: Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P263: Undgå kontakt under graviditet/amning.
P264: Vask hænder grundigt efter brug.
P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+312: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P330: Skyl munden.
P302+352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P332+313: Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P304+340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen.
P305+351+338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P308+313: VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P312: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P362+P364: Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501: Indholdet/Beholderen bortskaffes i et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.
Må kun anvendes af professionelle brugere.

Inhibitor

Indeholder Levamisole Hydrochloride (<30%).
GHS07: Udråbstegn.
Signalord: Advarsel.

H302: Farlig ved indtagelse.

P264: Vask hænder grundigt efter brug.
P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P301+P312: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION læge.
P501: Indholdet/Beholderen bortskaffes i et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

Enzyme Substrate

Bevat Dimethyl Formamide (<100%), Ditetrazolium Dichloride (<5%) en 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Hydrogen Phosphate-P-Toluidine (<5%).
GHS07: Uitroepteken.
GHS08: Gezondheidsgevaar.
Signaalwoorden: Gevaar.

H360D: Kan het ongeboren kind schaden.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H302+312+332: Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.

P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202: Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P263: Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P330: De mond spoelen.
P302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P332+313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P304+340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P308+313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501: Inhoud/Verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Alleen voor professionele gebruikers.

Inhibitor

Bevat Levamisole Hydrochloride (<30%).
GHS07: Uitroepteken.
Signaalwoorden: Waarschuwing.

H302: Schadelijk bij inslikken.

P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P501: Inhoud/Verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Enzyme Substrate

Inneholder Dimethyl Formamide (<100%), Ditetrazolium Dichloride (<5%) og 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Hydrogen Phosphate-P-Toluidine (<5%).
GHS08: Helsefare.
GHS07: Utropstegn.
Signalord: Fare.

H360D: Kan gi fosterskader.
H315: Irriterer huden.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H302+312+332: Farlig ved svelging, farlig ved hudkontakt eller farlig ved innånding.

P201: Innhent særskilt instruks før bruk.
P202: Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P263: Unngå kontakt under graviditet/amming.
P264: Vask hender grundig etter bruk.
P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280: Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301+312: VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P330: Skyll munnen.
P302+352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P332+313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P304+340: VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305+351+338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P308+313: Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
P312: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P362+P364: Ta av forurenset tøy og vask det før gjenbruk.
P501: Innhold/Beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
Kun til yrkesmessig bruk.

Inhibitor

Inneholder Levamisole Hydrochloride (<30%).
GHS07: Utropstegn.
Signalord: Advarsel.

H302: Farlig ved svelging.

P264: Vask hender grundig etter bruk.
P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P301+P312: HVIS SVELGT: Ring et GIFTINFORMASJON/lege hvis du føler deg ubehagelig. GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P501: Innhold/Beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Enzyme Substrate

Съдържа Dimethyl Formamide (<100%), Ditetrazolium Dichloride (<5%) и 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Hydrogen Phosphate-P-Toluidine (<5%).
GHS08: Опасност за здравето.
GHS07: Удивителен знак.
Сигнални думи: Опасно.

H360D: Може да увреди плода.
H315: Предизвиква дразнене на кожата.
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H302+312+332: Вреден при поглъщане, при контакт с кожата или при вдишване.

P201: Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
P202: Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
P261: Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
P263: Да се избягва контакт по време на бременност/при кърмене.
P264: Да се измие ръце старателно след употреба.
P270: Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място.
P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P301+312: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.
P330: Изплакнете устата.
P302+352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P332+313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
P304+340: ПРИ ВИДИШАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P305+351+338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийвайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P337+313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P308+313: ПРИ ЯВНА ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМА ЕКСПОЗИЦИЯ: Потърсете медицински съвет/помощ.
P312: При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P362+P364: Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
P501: Съдържанието/Съдът да се изхвърли в места за събиране на опасни или специални отпадъци. Само за професионални потребители.
P264: Да се измие ръце старателно след употреба.
P270: Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P301+P312: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар.
P330: Изплакнете устата.
P501: Съдържанието/Съдът да се изхвърли в места за събиране на опасни или специални отпадъци.

Inhibitor

Съдържа Levamisole Hydrochloride (<30%).
GHS07: Удивителен знак.
Сигнални думи: Внимание.

H302: Вреден при поглъщане.

Enzyme Substrate

Tartalmaz Dimethyl Formamide (<100%), Ditetrazolium Dichloride (<5%) és 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Hydrogen Phosphate-P-Toluidine (<5%).
GHS08: Egészségi veszély.
GHS07: Felkiáltójel.
Figyelmeztetések: Veszély.

H360D: Károsíthatja a születendő gyermeket.
H315: Bőrirritáló hatású.
H319: Súlyos szemirritációt okoz.
H302+312+332: Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas.

P201: Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P202: Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P263: A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.
P264: A használatot követően a(z) kezét -t alaposan meg kell mosni.
P270: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280: védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+312: LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P330: A száját ki kell öblíteni.
P302+352: HA BÖRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P332+313: Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P304+340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+351+338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P308+313: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P312: Rosszullet esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P362+P364: A seznyezett ruhadarabot le kell vetni és újblii használat előtt ki kell mosni.
P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: speciális hulladék gyűjtőhelyre.
Hivatalos felhasználók számára korlátozott.

P264: A használatot követően a(z) kezét -t alaposan meg kell mosni.
P270: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P301+P312: LENYELÉS ESETÉN: Rosszullet esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.
P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: speciális hulladék gyűjtőhelyre.

Inhibitor

Tartalmaz Levamisole Hydrochloride (<30%).
GHS07: Felkiáltójel.
Figyelmeztetések: Figyelem.

H302: Lenyelve ártalmas.

Enzyme Substrate

Conține Dimethyl Formamide (<100%), Ditetrazolium Dichloride (<5%) și 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Hydrogen Phosphate-P-Toluidine (<5%).
GHS08: Pericol pentru sănătate.
GHS07: Semnul exclamării.
Cuvinte de avertizare: Pericol.

H360D: Poate dăuna fătului.
H315: Provoacă iritarea pielii.
H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H302+312+332: Nociv în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare.

P201: Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.
P261: Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-u.
P263: Evitați contactul în timpul sarcinii/alăptării.
P264: Spălați-vă mâinile bine după utilizare.
P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P271: A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
P280: Purați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
P301+312: ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
P330: Clătiți gura.
P302+352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
P332+313: În caz de iritare a pielii: consultați medicul.
P304+340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P305+351+338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul. Continuați să clătiți.
P337+313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
P308+313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.
P312: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
P362+P364: Scoateți îmbrăcăminte contaminată și spălați înainte de reutilizare.
P501: Aruncați conținutul/recipientul la un centru de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Limitat la utilizatorii profesioniști.
P264: Spălați-vă mâinile bine după utilizare.
P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine.
P501: Aruncați conținutul/recipientul la un centru de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Inhibitor

Conține Levamisole Hydrochloride (<30%).
GHS07: Semnul exclamării.
Cuvinte de avertizare: Pericol.

H302: Nociv în caz de înghițire.

Enzyme Substrate

Содержит Dimethyl Formamide (<100%), Ditetrazolium Dichloride (<5%) и 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Hydrogen Phosphate-P-Toluidine (<5%).
GHS07: Восклицательный знак.
GHS08: Опасность для здоровья.
Сигнальные слова: Опасно.

H360D: Может нанести ущерб нерожденному ребенку.
H315: Вызывает раздражение кожи.
H319: Вызывает серьезное раздражение глаз.
H302+H312+H332: Вредно при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыхании.

P201: Перед использованием получить специальные инструкции.
P202: Не приступать к обработке до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах предосторожности.
P261: Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозолей.
P263: Избегать контакта в период беременности / грудного вскармливания.
P264: После работы тщательно вымыть руки.
P270: Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта.
P271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
P301+312: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к при плохом самочувствии.
P330: Прополоскать рот.
P302+352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.
P332+313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.
P304+340: ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
P305+351+338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P337+313: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.
P308+313: ПРИ оказании воздействия или обеспокоенности: Обратиться к врачу.
P312: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия.
P362+P364: Снимите загрязненную одежду и вымойте ее перед повторным использованием.
P501: Удалить содержимое-контейнер в специальные места для сбора вредных или специальных отходов.
Ограничено только профессиональным применением.

Inhibitor

Содержит Levamisole Hydrochloride (<30%).
GHS07: Восклицательный знак.
Сигнальные слова: Осторожно.

H302: Вред при проглатывании.

P264: После работы тщательно вымыть руки.
P270: Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта.
P301+312: ЕСЛИ ЗЕЛЕНЫЙ: звоните в ЯД ЦЕНТР/врач, если вы плохо себя чувствуете.
P501: Удалить содержимое-контейнер в специальные места для сбора вредных или специальных отходов.

Enzyme Substrate

Dimethyl Formamide (<100%),
Ditetrazolium Dichloride (<5%)
İçeriyor ve 5-Bromo-4-Chloro-3-
Indolyl Hydrogen Phosphate-P-
Toluidine (<5%).
GHS07: Ünlem isareti.
GHS08: Sağlık tehlikesi.
İsaret kelimesi: Tehlike.

H360D: Anne karnında çocuga zarar verebilir.
H315: Cilt tahrislerine neden olur.
H319: Ağır göz tahrisine neden olur.
H302+312+332: Sağlığa zararlı yutulması halinde, solunum halinde, ya da cilt temasında.

P201: Kullanmadan önce özel talimatları alıniz.
P202: Kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını okuyunuz ve anlayınız.
P261: Toz/duman/gaz/sis/buhar/aerosol solunumundan kaçınız.
P263: Emzirirken gebelik sırasında temas / kaçınız.
P264: Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayınız.
P270: Kullanım sırasında yemek yemeyiniz, içecek içmeyiniz veya sigara içmeyiniz.
P271: Sadece açık havada veya iyi havalandırılan mekanlarda kullanınız.
P280: koruyucu eldiven/koruyucu elbise/göz koruyucu/ yüz siperi kullanınız.
P301+312: YUTMA DURUMUNDA: Kendinizi iyi hissetmemeniz halinde ZEHİR DANISMA MERKEZİNİ arayınız veya bir doktora başvurunuz.
P330: Ağzınızı çalkalayınız.
P302+352: CILT İLE TEMAS HALİNDE: Bol miktarda su ve sabunla yıkayınız.
P332+313: Cilt tahrisinde: Tıbbi tavsiye / bakım alın.
P304+340: SOLUNUM HALİNDE: Temiz havaya çıkarınız ve nefes alıp vermeyi kolaylaştıran bir pozisyon sağlayınız.
P305+351+338: GÖZLERLE TEMAS HALİNDE: Birkaç dakika dikkatlice suyla yıkayınız. Mümkünse mevcut kontak lensleri çıkarınız. Yıkamaya devam ediniz.
P337+313: Göz tahrisinin devami halinde: Tıbbi tavsiye / bakım alın.
P308+313: Maruziyet veya etkillenme HALİNDE: Tıbbi tavsiye / bakım alın.
P312: Kendinizi iyi hissetmemeniz halinde ZEHİR DANISMA MERKEZİNİ arayınız veya bir doktora başvurunuz.
P362+P364: Kontamine olmuş giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
P501: İçerik/Kap tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde sağlayınız.
Sadece uzmanlar tarafından kullanılmalıdır.

P264: Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayınız.
P270: Kullanım sırasında yemek yemeyiniz, içecek içmeyiniz veya sigara içmeyiniz.
P301+P312: YUTMA DURUMUNDA: Derhal ZEHİR DANISMA MERKEZİNİ arayınız veya bir doktora başvurunuz.
P501: İçerik/Kap tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde sağlayınız.

Inhibitor

İçeriyor Levamisole
Hydrochloride (<30%).
GHS07: Ünlem isareti.
İsaret kelimesi: Dikkat.

H302: Yutulduğunda zararlı.

Enzyme Substrate

Zawiera Dimetyl Formamide (<100%), Ditetrazolium Dichloride (<5%) i 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Hydrogen Phosphate-P-Toluidine (<5%).
GHS07: Wykrykownik.
GHS08: Zagrożenie dla zdrowia.
Hasła ostrzegawcze:
Niebezpieczeństwo.

H360D: Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H302+312+332: Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P263: Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+312: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330: Wypłukać usta.
P302+352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć się pod opiekę lekarza.
P304+340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć się pod opiekę lekarza.
P308+313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć się pod opiekę lekarza.
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P362+P364: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P501: Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisko odpadów niebezpiecznych.
Zastrzeżony dla użytkowników profesjonalnych.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301+P312: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. OSRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P501: Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisko odpadów niebezpiecznych.

Inhibitor

Zawiera Levamisole Hydrochloride (<30%).
GHS07: Wykrykownik.
Hasła ostrzegawcze: Uwaga.

H302: Działa szkodliwie po połknięciu.

Enzyme Substrate

Dimethyl Formamide (<100%),
Ditetrazolium Dichloride (<5%)
vsebuje (<30%) in 5-Bromo-
4-Chloro-3-Indolyl Hydrogen
Phosphate-P-Toluidine (<5%).
GHS07: Klicaj.
GHS08: Nevarnost za zdravje.
Opozorilni besedi: Nevarno.

Inhibitor

Levamisole Hydrochloride
Vsebuje (<30%).
GHS07: Klicaj.
Opozorilni besedi: Pozor.

H360D: Lahko škoduje nerojenemu
otroku.
H315: Povzroča draženje kože.
H319: Povzroča hudo draženje oči.
H302+312+332: Zdravju škodljivo
pri zaužitju, v stiku s kožo ali pri
vdihanju.

H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.

P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi
varnostnimi ukrepi.
P261: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/
razpršila.
P263: Preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem.
P264: Po uporabi temeljito umiti roke.
P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem
prostoru.
P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za
oči/zaščito za obraz.
P301+312: PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite
CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P330: Izprati usta.
P302+352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in
vode.
P332+313: Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško.
P304+340: PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak
in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P305+351+338: PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z
vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate
in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+313: Če draženje oči ne preneha: poiščite
zdravniško.
P308+313: PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:
poiščite zdravniško.
P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA
ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred
ponovno uporabo.
P501: Odstraniti vsebino/posodo odstranjevalcu nevarnih
ali posebnih odpadkov.
Omejeno le na profesionalne uporabnike.
P264: Po uporabi temeljito umiti roke.
P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
P301+P312: PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite
CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P501: Odstraniti vsebino/posodo odstranjevalcu nevarnih
ali posebnih odpadkov.

Leica

BIOSYSTEMS

Leica Biosystems Newcastle Ltd
Balliol Business Park West
Benton Lane
Newcastle Upon Tyne NE12 8EW
United Kingdom
☎ +44 191 215 4242



Leica Biosystems Canada
71 Four Valley Drive
Concord, Ontario L4K 4V8
Canada
☎ +1 800 248 0123

Leica Biosystems Inc
1700 Leider Lane
Buffalo Grove IL 60089
USA
☎ +1 800 248 0123

Leica Biosystems Melbourne
Pty Ltd
495 Blackburn Road
Mt Waverly VIC 3149
Australia
☎ +61 2 8870 3500