

## Glasobjektträgerspezifikationen

Teilenummern: 3800002, 3800004, 3800005, 3800006, 3800007

Beschreibung: PERMAFLEX™ Objektträger

Teilenummer	Beschreibung	Farbe
3800002	PERMAFLEX Objektträger, weiß	Weiß
3800004	PERMAFLEX Objektträger, blau	Blau
3800005	PERMAFLEX Objektträger, grün	Grün
3800006	PERMAFLEX Objektträger, gelb	Gelb
3800007	PERMAFLEX Objektträger, pink	Pink

Produktgröße:

Länge: 75,50 ± 0,50 mm

Breite: 25,50 ± 0,50 mm

Mattierte Länge 18,50 ± 0,50 mm

Dicke: 1 mm ± 0,05 mm

Eckstil: 90°

Kanten: Geschliffen

Menge: Karton 1.440 (Box ½ Gros,  
~72 Objektträger)

Kalknatronglas extra klar (weißes Glas)

Typische Zusammensetzung (Gew.-%)

Siliciumdioxid (SiO <sub>2</sub> )	69–74 %
Natriumoxid (Na <sub>2</sub> O)	10–16 %
Kalziumoxid (CaO)	5–14 %
Magnesiumoxid (MgO)	0–6 %
Aluminiumoxid (AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0–3 %
Spurenelemente (FeO usw.)	<5 %

Dichte: 2.500 kg/m<sup>3</sup> @ 18 °C

PERMAFLEX™ Mikroobjektträger-Zeichnung

