

## Lam Özellikleri

Parça Numaraları: 3800002, 3800004, 3800005, 3800006, 3800007  
Tanım: PERMAFLEX™ Mikroskop Lamları

| Parça Numarası | Tanım                              | Renk  |
|----------------|------------------------------------|-------|
| 3800002        | PERMAFLEX Mikroskop Lamları, Beyaz | Beyaz |
| 3800004        | PERMAFLEX Mikroskop Lamları, Mavi  | Mavi  |
| 3800005        | PERMAFLEX Mikroskop Lamları, Yeşil | Yeşil |
| 3800006        | PERMAFLEX Mikroskop Lamları, Sarı  | Sarı  |
| 3800007        | PERMAFLEX Mikroskop Lamları, Pembe | Pembe |

Ürün Boyutu:

Uzunluk: 75,50 ± 0,50 mm  
En: 25,50 ± 0,50 mm  
Rodaj Uzunluğu: 18,50 ± 0,50 mm  
mm Kalınlık: 1 mm ± 0,05 mm

Köşe Tarzı: 90°

Kenarlar: Düz

Miktar: Koli 1.440 (Kutu ½ brüt, ~72 lam)

Sodali Kireç Saydam Cam (Beyaz Cam)

Tipik Bileşim (ağırlığa göre %)

|   |        |
|---|--------|
| Silikon Dioksit (SiO <sub>2</sub> )               | %69-74 |
| Sodyum Oksit (Na <sub>2</sub> O)                  | %10-16 |
| Kalsiyum Oksit (CaO)                              | %5-14  |
| Magnezyum Oksit (MgO)                             | %0-6   |
| Alüminyum Oksit (AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | %0-3   |
| Eser elementler (FeO vb.)                         | <%5    |

Yoğunluk: 18C'de 2500 kg/m<sup>3</sup>

PERMAFLEX™ Mikrolam Çizimi

