

MATERIALI DI CONSUMO PER L'ISTOLOGIA BASE

LEICA DB80 & 800

SERIE DI LAME

LA LAMA PER IL MICROTOMISTA



Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIO SYSTEMS

ESPERIENZA CHE CONTA

Creata con i microtomisti per i microtomisti, la gamma offerta comprende un'ampia varietà di prodotti per istopatologia di routine.

Qualità, esperienza, coerenza e affidabilità con le lame per microtomo Leica Biosystems. Le nostre lame ti aiuteranno a produrre costantemente straordinari vetrini da campioni duri, morbidi o congelati che sono tipicamente unici e indispensabili.

DB80 LS

Lama per microtomo monouso premium a basso profilo per sezionamento sottile di routine dei tessuti molli. Questa lama è consigliata per le serie di criostati e garantisce una maggiore sicurezza d'uso.





DB80 LX

Lama per microtomo monouso premium a basso profilo realizzata con uno speciale rivestimento per sezionamento sottile di alta qualità di tessuti molli e densi. Questa lama è consigliata per le serie di criostati e garantisce una maggiore sicurezza d'uso.




DB80 HS

Lama monouso premium ad alto profilo per sezionamento spesso di qualsiasi campione di routine. Questa lama è consigliata per le serie di criostati e garantisce una maggiore sicurezza d'uso.




819

Lama per microtomo monouso a basso profilo consigliata per il sezionamento di routine dei blocchi di tessuto FFPE. Angoli affilati rettangolari per sezionamento sull'intera lunghezza.



818

Lama monouso ad alto profilo consigliata per sezionamento spesso di qualsiasi campione di routine. Angoli affilati rettangolari per sezionamento sull'intera lunghezza.



QUALITÀ

La qualità è tutto per noi, poiché sappiamo che è tutto anche per te.

Quindi, quando ti dedichi al taglio di sezioni di qualità, apprezzerai una lama che rispetta i tuoi standard.

Ecco perché le serie Leica DB80 e 800 hanno una forma avanzata e sono realizzate in acciaio inossidabile altotegato, temprato da un processo sofisticato per garantire qualità e resistenza ottimali del materiale.

RIPRODUCIBILITÀ

Taglia costantemente ogni blocco con precisione e preserva ogni volta i dettagli diagnostici critici. Le sezioni perfette sono la base per una colorazione perfetta e una diagnosi accurata.

Le lame Microtome Leica offrono sempre la stessa qualità, da bordo a bordo e da lama a lama, per risultati di sezionamento eccezionali.

Ogni lama è rivestita con uno strato metallico duro per una maggiore durata e un materiale scorrevole per ridurre l'attrito durante il sezionamento. Un processo di rettifica proprietario garantisce nitidezza, prestazioni di taglio e precisione - Prodotto in Germania.


AFFIDABILITÀ

Quando cerchi una lama per microtomo, devi assicurarti che funzionerà in modo affidabile.

Leica Biosystems vanta una lunga tradizione nello sviluppo di microtomi, avrai quindi la certezza che le lame per microtomi Leica serie 800 e DB80 sono progettate per essere compatibili con i microtomi e i criostati di Leica e della maggior parte dei produttori.

USABILITÀ

Scegli le lame per microtomo serie DB80 con bordi arrotondati premium per migliorare la tua esperienza utente quando cambi la lama.



SOLUZIONE DI SEZIONAMENTO TOTALE

LAME:

PRODOTTO	DB80LS	DB80LX	DB80HS	819	818
Tipo di tessuto	Campioni e biopsie di routine	Tessuti densi e biopsie di routine	Campioni e biopsie di routine	Tessuti medi e molli	Tessuti duri
Profilo	Basso	Basso	Alto	Basso	Alto
Forma della lama	Bordo arrotondato premium	Bordo arrotondato premium	Bordo arrotondato premium	Bordo rettangolare standard	Bordo rettangolare standard
Prodotte in	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania
ADATTE PER					
Sezionamento a temperatura ambiente	x	x	x	x	x
Sezionamento criogenico	x	x	x		
DIMENSIONI					
Angolo	35°	35°	35°	35°	35°
Lunghezza	80,00 mm	80,00 mm	80,00 mm	80,00 mm	80,00 mm
Larghezza	8,00 mm	8,00 mm	14,00 mm	8,00 mm	14,00 mm
Spessore	0,254 mm	0,254 mm	0,317 mm	0,254 mm	0,317 mm
Numero di catalogo/ Dimensioni della confezione	14035843488	14035843496	14035843490	14035838925	14035838926
	/ 1x50	/ 1x50	/ 1x50	/ 1x50	/ 1x50
	14035843489	14035843497	14035843491	14035838382	14035838383
	/ 10x50	/ 10x50	/ 10x50	/ 10x50	/ 10x50



Le lame per microtomo Leica sono state sviluppate per adattarsi in modo ottimale agli strumenti di sezionamento Leica

- Microtomi, ad es. Multicut
- Criostati, ad es. CM1950

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SERIE LEICA 800 E DB80 CONTATTA IL RAPPRESENTANTE DI LEICA BIOSYSTEMS OGGI STESSO.

Per uso diagnostico in vitro



Copyright © 2024 Leica Biosystems, divisione di Leica Microsystems Inc. Tutti i diritti riservati. LEICA e il logo Leica sono marchi registrati di Leica Microsystems IR GmbH. Altri loghi, nomi di prodotto e/o società potrebbero essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari.

Leica Biosystems è leader mondiale nelle soluzioni per l'automazione del flusso di lavoro. La nostra posizione unica come azienda in grado di gestire il flusso di lavoro dalla biopsia alla diagnosi, ci permette di offrire soluzioni che facilitano l'integrazione fra ognuna di queste fasi. La nostra missione "Advancing Cancer Diagnostics, Improving Lives" è al centro della nostra cultura aziendale. La facilità d'uso e l'affidabilità delle nostre soluzioni contribuiscono a migliorare l'efficienza del flusso di lavoro e l'affidabilità della diagnosi. La società è rappresentata in oltre 100 Paesi. Possiede stabilimenti di produzione in 9 Paesi e uffici commerciali e di assistenza tecnica in 19 nazioni, oltre a una rete internazionale di rivenditori. La società ha sede a Nussloch, in Germania. Visita [LeicaBiosystems.com](https://www.LeicaBiosystems.com) per ulteriori informazioni.