

Specificaties glaasjes

Onderdeelnr.: 3800002, 3800004, 3800005, 3800006, 3800007

Omschrijving: PERMAFLEX™ microscoopglaasjes

Onderdeelnr.	Omschrijving	Kleur
3800002	PERMAFLEX microscoopglaasjes, wit	Wit
3800004	PERMAFLEX microscoopglaasjes, blauw	Blauw
3800005	PERMAFLEX microscoopglaasjes, groen	Groen
3800006	PERMAFLEX microscoopglaasjes, geel	Geel
3800007	PERMAFLEX microscoopglaasjes, roze	Roze

Product grootte:

Lengte: 75,50 ± 0,50 mm

Breedte: 25,50 ± 0,50mm

Gematteerde lengte 18,50 ± 0,50mm

Dikte: 1 mm ± 0,05mm

Hoekstijl: 90°

Hoeken: Geslepen

Hoeveelheid: Doos 1.440 (Doos 6, ~72 glaasjes)

Natriumkalksilicaat extra helder glas (wit glas)

Typische samenstelling (gew.%)

Siliciumdioxide (SiO ₂)	69-74%
Natriumoxide (Na ₂ O)	10-16%
Calciumoxide (CaO)	5-14%
Magnesiumoxide (MgO)	0-6%
Aluminiumoxide (AL ₂ O ₃)	0-3%
Spoorelementen (FeO, enz.)	<5%

Dichtheid: 2500 kg/m³ @ 18C

PERMAFLEX™ microglaasje tekening, mm

