

## Especificaciones portaobjetos de cristal

Referencias: 3800002, 3800004, 3800005, 3800006, 3800007

Descripción: portaobjetos PERMAFLEX™

Referencias	Descripción	Color
3800002	Portaobjetos PERMAFLEX, blanco	Blanco
3800004	Portaobjetos PERMAFLEX, azul	Azul
3800005	Portaobjetos PERMAFLEX, verde	Verde
3800006	Portaobjetos PERMAFLEX, amarillo	Amarillo
3800007	Portaobjetos PERMAFLEX, rosa	Rosa

Tamaño del producto:

Longitud: 75,50 ± 0,50 mm

Anchura: 25,50 ± 0,50 mm

Longitud esmerilada 18,50 ± 0,50 mm

Grosor: 1 mm ± 0,05 mm

Estilo de la esquina:

90° Bordes: pulidos

Cantidad: estuche de 1440 (caja ½ gruesa,  
~72 portaobjetos)

Cristal extra transparente sodocálcico  
(cristal blanco)

Composición típica (% por peso)

Dióxido de silicio (SiO <sub>2</sub> )	69-74 %
Óxido de sodio (Na <sub>2</sub> O)	10-16 %
Óxido de calcio (CaO)	5-14 %
Óxido de magnesio (MgO)	0-6 %
Óxido de aluminio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0-3 %
Elementos de trazas (FeO, etc.)	<5 %

Densidad: 2500 kg/m<sup>3</sup> a 18 °C

Dibujo del PERMAFLEX™

