

BOND™ Ready-to-Use Primary Antibody CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Catalog No: PA0424

Leica Biosystems Newcastle Ltd
Balliol Business Park
Benton Lane
Newcastle Upon Tyne NE12 8EW
United Kingdom
☎ +44 191 215 4242



[EN](#) [FR](#) [IT](#) [DE](#) [ES](#) [PT](#) [SV](#) [EL](#) [DA](#) [NL](#)
[NO](#) [TR](#) [BG](#) [HU](#) [RO](#) [RU](#) [PL](#) [SL](#) [CS](#) [SK](#) [AR](#)

Instructions for Use

Please read before using this product.

Mode d'emploi

À lire avant d'utiliser ce produit.

Istruzioni per L'uso

Si prega di leggere, prima di usare il prodotto.

Gebrauchsanweisung

Bitte vor der Verwendung dieses Produkts lesen.

Instrucciones de Uso

Por favor, leer antes de utilizar este producto.

Instruções de Utilização

Leia estas instruções antes de utilizar este produto.

Instruktioner vid Användning

Var god läs innan ni använder produkten.

Οδηγίες Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό.

Brugsanvisning

Læs venligst før produktet tages i brug.

Gebruiksaanwijzing

Lezen vóór gebruik van dit product.

Brugsanvisning

Vennligst les denne før du bruker produktet.

Kullanım Talimatları

Lütfen bu ürünü kullanmadan önce okuyunuz.

Инструкции за употреба

Моля, прочетете преди употреба на този продукт.

Használati utasítás

A termék használatba vétele előtt olvassa el.

Instrucțiuni de utilizare

Citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul.

Инструкция по применению

Прочтите перед применением этого продукта.

Instrukcja obsługi

Przed użyciem tego produktu należy przeczytać instrukcję.

Navodila za uporabo

Preberite pred uporabo tega izdelka.

Návod k použití

Čtěte před použitím tohoto výrobku.

Návod na použitie

Prosím, prečítajte si ho pred použitím produktov.

إرشادات الإستعمال

يُرجى القراءة قبل استخدام هذا المنتج.

Check the integrity of the packaging before use.

Vérifier que le conditionnement est en bon état avant l'emploi.

Prima dell'uso, controllare l'integrità della confezione.

Vor dem Gebrauch die Verpackung auf

Unversehrtheit überprüfen.

Comprobar la integridad del envase, antes de usarlo.

Verifique a integridade da embalagem antes de utilizar o produto.

Kontrollera att paketet är obrutet innan användning.

Ελέγξτε την ακεραιότητα της συσκευασίας πριν από τη χρήση.

Kontroller, at pakken er ubeskadiget før brug.

Controleer de verpakking vóór gebruik.

Sjekk at pakningen er intakt før bruk.

Kullanmadan önce ambalajın bozulmamış olmasını kontrol edin.

Проверете целостта на опаковката преди употреба.

Használat előtt ellenőrizze a csomagolás épségét.

Verificatiți integritatea ambalajului înainte de a utiliza produsul.

Перед применением убедитесь в целостности упаковки.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy opakowanie jest szczelne.

Pred uporabo preverite celovitost embalaže.

Před použitím zkontrolujte neporušenost obalu.

Pre použitím skontrolujte, či balenie nie je porušené.
تحقق من سلامة العبوة قبل الاستخدام.

BOND™ Ready-To-Use Primary Antibody CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Catalog No: PA0424

Intended Use

This reagent is for in vitro diagnostic use.

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) monoclonal antibody is intended to be used for the qualitative identification by light microscopy of Sialyl Lewis^a in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue by immunohistochemical staining using the automated BOND system (includes Leica BOND-MAX system and Leica BOND-III system).

The clinical interpretation of any staining or its absence should be complemented by morphological studies and proper controls and should be evaluated within the context of the patient's clinical history and other diagnostic tests by a qualified pathologist.

Summary and Explanation

Immunohistochemical techniques can be used to demonstrate the presence of antigens in tissue and cells (see "Using BOND Reagents" in your BOND user documentation). CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) primary antibody is a ready to use product that has been specifically optimized for use with BOND Polymer Refine Detection. The demonstration of Sialyl Lewis^a is achieved by first, allowing the binding of CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) to the section, and then visualizing this binding using the reagents provided in the detection system. The use of these products, in combination with the automated BOND system, reduces the possibility of human error and inherent variability resulting from individual reagent dilution, manual pipetting and reagent application.

Reagents Provided

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) is a mouse anti-human monoclonal antibody produced as a purified tissue culture supernatant, and supplied in Tris buffered saline with carrier protein, containing 0.35% ProClin[®] 950 as a preservative.

Total volume = 7 mL.

Clone

C241:5:1:4.

Immunogen

Human colorectal adenocarcinoma cell line COLO 205.

Specificity

Sialyl Lewis^a-containing glycolipids. The epitope recognised is designated CA19-9. There is minimal crossreactivity (<1%) with Sialyl Lacto-N-tetraosylceramide. Does not crossreact with Lewis^s, Lewis^b or structurally related substances.

Subclass

IgG1.

Total Protein Concentration

Approx 10 mg/mL.

Antibody Concentration

Greater than or equal to 0.35 mg/L as determined by ELISA.

Dilution and Mixing

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) primary antibody is optimally diluted for use on the BOND system. Reconstitution, mixing, dilution or titration of this reagent is not required.

Materials Required But Not Provided

Refer to "Using BOND Reagents" in your BOND user documentation for a complete list of materials required for specimen treatment and immunohistochemical staining using the BOND system.

Storage and Stability

Store at 2–8 °C. Do not use after the expiration date indicated on the container label.

The signs indicating contamination and/or instability of CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) are: turbidity of the solution, odor development, and presence of precipitate.

Return to 2–8 °C immediately after use.

Storage conditions other than those specified above must be verified by the user¹.

Precautions

- This product is intended for in vitro diagnostic use.
- The concentration of ProClin[®] 950 is 0.35%. It contains the active ingredient 2-methyl-4-isothiazolin-3-one, and may cause irritation to the skin, eyes, mucous membranes and upper respiratory tract. Wear disposable gloves when handling reagents.
- To obtain a copy of the Material Safety Data Sheet contact your local distributor or regional office of Leica Biosystems, or alternatively, visit the Leica Biosystems' Web site, www.LeicaBiosystems.com.

- Specimens, before and after fixation, and all materials exposed to them, should be handled as if capable of transmitting infection and disposed of with proper precautions². Never pipette reagents by mouth and avoid contacting the skin and mucous membranes with reagents or specimens. If reagents or specimens come in contact with sensitive areas, wash with copious amounts of water. Seek medical advice.
- Consult Federal, State or local regulations for disposal of any potentially toxic components.
- Minimize microbial contamination of reagents or an increase in non-specific staining may occur.
- Retrieval, incubation times or temperatures other than those specified may give erroneous results. Any such change must be validated by the user.

Instructions for Use

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) primary antibody was developed for use on the automated BOND system in combination with BOND Polymer Refine Detection. The recommended staining protocol for CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) primary antibody is IHC Protocol F. Heat induced epitope retrieval is recommended using BOND Epitope Retrieval Solution 1 for 20 minutes.

Results Expected

Normal Tissues

Clone C241:5:1:4 stained ductal epithelium of the breast, pancreas, salivary gland and bile ducts. Staining was also seen in the epithelium of stomach, small intestine, colon, prostate and the squamous epithelium of the esophagus, cervix and tonsil. CA19-9 was also demonstrated in the sebaceous glands of skin, pneumocytes of lung, Hassall's corpuscles and medullary cells of thymus. (Total number of cases stained = 68).

Tumor Tissues

Clone C241:5:1:4 stained 1/2 colon adenocarcinomas, 1/1 rectum adenocarcinoma, 2/2 stomach adenocarcinomas, 2/2 pancreas adenocarcinomas, 1/2 prostate adenocarcinomas, 2/2 esophagus squamous cell carcinomas, 2/2 larynx squamous cell carcinomas, 1/1 lung non small cell carcinoma, 1/2 uterine invasive squamous cell carcinomas, 1/2 thyroid gland papillary carcinomas, 1/2 thyroid gland follicular carcinomas, 1/2 liver cholangiocarcinomas, 1/1 liver combined hepatocellular cholangiocarcinoma, 1/2 breast infiltrating ductal carcinomas, 1/2 kidney renal cell carcinomas, 1/2 lymph node metastatic carcinomas and 0/23 other tumors. (Total number of cases stained = 52).

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) is recommended for demonstration of CA19-9 (Sialyl Lewis^x) in normal and neoplastic tissues.

Product Specific Limitations

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) has been optimized at Leica Biosystems for use with BOND Polymer Refine Detection and BOND ancillary reagents. Users who deviate from recommended test procedures must accept responsibility for interpretation of patient results under these circumstances. The protocol times may vary, due to variation in tissue fixation and the effectiveness of antigen enhancement, and must be determined empirically. Negative reagent controls should be used when optimizing retrieval conditions and protocol times.

Troubleshooting

Refer to reference 3 for remedial action.

Contact your local distributor or the regional office of Leica Biosystems to report unusual staining.

Further Information

Further information on immunostaining with BOND reagents, under the headings Principle of the Procedure, Materials Required, Specimen Preparation, Quality Control, Assay Verification, Interpretation of Staining, Key to Symbols on Labels, and General Limitations can be found in "Using BOND Reagents" in your BOND user documentation.

Bibliography

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741-745.
5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005;123:369-375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471-476.
ProClin- 950 is a trademark of Supelco, a part of Sigma-Aldrich Corporation.

Date of Issue

06 December 2018

Anticorps Primaire Prêt À L'emploi BOND™

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Référence: PA0424

Utilisation Prévue

Ce réactif est destiné au diagnostic in vitro.

L'anticorps monoclonal CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) est conçu pour l'identification qualitative, en microscopie optique, de l'antigène Sialyl Lewis^a, sur tissu fixé au formol et inclus en paraffine, par marquage immunohistochimique automatisé BOND (comprenant les systèmes Leica BOND-MAX et Leica BOND-III).

L'interprétation clinique de tout marquage ou de son absence doit être complétée par des études morphologiques utilisant des contrôles appropriés et évaluée dans le contexte des antécédents cliniques du patient et des autres tests diagnostiques par un pathologiste qualifié.

Résumé et Explications

Les techniques immunohistochimiques peuvent être utilisées pour la mise en évidence d'antigènes sur tissus ou cellules (voir "Utilisation des réactifs BOND" dans votre manuel d'utilisation BOND). L'anticorps primaire CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) est prêt à l'emploi et a été spécialement optimisé pour BOND Polymer Refine Detection. La mise en évidence de Sialyl Lewis^a s'effectue en hybridant d'abord CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) sur la coupe, puis en visualisant le complexe au moyen des réactifs fournis avec le système de détection. L'utilisation de ces produits, en association avec l'automate BOND, réduit les possibilités d'erreurs humaines et de variations lors des dilutions, du pipetage manuel et de l'application des réactifs.

Réactifs Fournis

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) est un anticorps monoclonal anti-humain de souris, produit par surageant de culture de tissu purifié et conditionné dans du tampon salin Tris contenant une protéine de transport et 0,35% de ProClin® 950 (conservateur).

Volume total = 7 ml.

Clone

C241:5:1:4.

Immunogène

Lignée cellulaire d'adénocarcinome colorectal humain COLO 205.

Spécificité

Glycolipides contenant du Sialyl Lewis^a. L'épitope reconnu est appelé CA19-9. Il existe une réactivité croisée minime (<1%) avec le sialyl-lacto-N-tétraosylcéramide. Ne présente pas de réactivité croisée avec Lewis^x, Lewis^y ou les substances de structure apparentée.

Sous-classe

IgG1.

Concentration Totale en Protéine

Environ 10 mg/ml.

Concentration en Anticorps

Supérieure ou égale à 0,35 mg/L, déterminée par ELISA.

Dilution et Mélange

L'anticorps primaire CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) est à dilution optimale pour utilisation dans l'automate BOND. Reconstitution, mélange, dilution ou titrage de ce réactif non nécessaire.

Matériel Nécessaire Mais Non Fourni

Voir "Utilisation des réactifs BOND" dans votre manuel d'utilisation pour obtenir la liste complète du matériel nécessaire au traitement des échantillons et au marquage immunohistochimique sur l'automate BOND.

Conservation et Stabilité

Conserver à une température comprise entre 2–8 °C . Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'étiquette du récipient.

Les signes indicateurs d'une contamination et/ou d'une instabilité de CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) sont les suivants : une turbidité de la solution, l'apparition d'odeurs et la présence d'un précipité.

Remettre à 2–8 °C immédiatement après usage.

Des conditions de conservation différentes de celles indiquées ci-dessus doivent être contrôlées par l'utilisateur¹.

Précautions

- Ce produit est conçu pour le diagnostic in vitro.
- La concentration en ProClin® 950 est de 0,35%. Contient du 2-méthyl-4-isothiazoline-3-one (ingrédient actif) et peut entraîner des irritations de la peau, des yeux, des muqueuses et des voies aériennes supérieures. Porter des gants jetables lors de la manipulation des réactifs.
- Pour obtenir un exemplaire de la fiche technique des substances dangereuses (Material Safety Data Sheet), contactez votre distributeur local ou le bureau régional de Leica Biosystems, ou consultez le site Web de Leica Biosystems : www.LeicaBiosystems.com .

- Les échantillons, avant et après fixation, et tous les matériels ayant été en contact avec eux, doivent être manipulés comme s'ils étaient à risque infectieux et éliminés avec les précautions adéquates². Ne jamais pipeter les réactifs à la bouche et éviter le contact de la peau et des muqueuses avec les réactifs ou les échantillons. Si des réactifs ou des échantillons entrent en contact avec des zones sensibles, rincer abondamment à l'eau. Consultez un médecin.
- Renseignez-vous sur les réglementations fédérales, nationales et locales concernant l'élimination des composés potentiellement toxiques.
- Éviter une contamination microbienne des réactifs, qui peut favoriser un marquage non spécifique.
- Des durées ou des températures de démasquage ou d'incubation autres que celles spécifiées peuvent entraîner des résultats erronés. Tout changement doit être validé par l'utilisateur.

Mode d'Emploi

L'anticorps primaire CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) a été conçu pour être utilisé sur l'automate BOND conjointement avec BOND Polymer Refine Detection. Le protocole de marquage recommandé pour l'anticorps primaire CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) est IHC Protocol F. Un démasquage d'épitope par la chaleur est recommandé avec BOND Epitope Retrieval Solution 1 durant 20 minutes.

Résultats Attendus

Tissus Sains

Le clone C241:5:1:4 a marqué l'épithélium des canaux dans les seins, le pancréas, les glandes salivaires et le canal cholédoque. Un marquage a également été observé au niveau de l'épithélium de l'estomac, de l'intestin grêle, du côlon, de la prostate, ainsi que de l'épithélium pavimenteux simple de l'oesophage, du col de l'utérus et des amygdales. CA19-9 a aussi été mis en évidence dans les glandes sébacées de la peau, les pneumocytes des poumons, les corpuscules de Hassal et les cellules médullaires du thymus. (Nombre total de cas marqués = 68).

Tissus Tumoraux

Le clone C241:5:1:4 a produit un marquage dans les cas suivants : adénocarcinomes du côlon (1/2), adénocarcinome du rectum (1/1), adénocarcinomes de l'estomac (2/2), adénocarcinomes du pancréas (2/2), adénocarcinomes de la prostate(1/2), épithéliomas spinocellulaires de l'oesophage (2/2), épithéliomas spinocellulaires du larynx (2/2), cancer du poumon non à petites cellules (1/1), épithéliomas spinocellulaires utérins invasifs (1/2), carcinomes papillaires de la thyroïde (1/2), carcinomes folliculaires de la thyroïde (1/2), cholangiomes hépatiques (1/2), cholangiome hépatocellulaire combiné (1/1), carcinomes canalaire des seins à infiltration (1/2), carcinomes des cellules rénales (1/2), carcinomes métastatiques des ganglions lymphatiques (1/2) et autres tumeurs (0/23). (Nombre total de cas marqués = 52).

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) est recommandé pour la mise en évidence de CA19-9 (Sialyl Lewis^x) dans les tissus sains et néoplasiques.

Limites Spécifiques du Produit

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) a été optimisé par Leica Biosystems pour une utilisation avec BOND Polymer Refine Detection et les réactifs auxiliaires BOND. Les utilisateurs qui ne respectent pas les procédures de test recommandées prennent la responsabilité de l'interprétation des résultats des patients dans ces conditions. Les durées du protocole peuvent varier, en raison des variations de fixation des tissus et de l'efficacité de la facilitation de l'antigène, et doivent être déterminées empiriquement. Des contrôles réactif négatifs devraient être testés lors de l'optimisation des conditions de démasquage et des durées du protocole.

Identification des Problèmes

Voir la référence 3 pour connaître les mesures correctives.

Prenez contact avec votre distributeur local ou avec le bureau régional de Leica Biosystems pour signaler tout marquage inattendu.

Informations Complémentaires

Des informations complémentaires sur l'immunomarquage avec les réactifs BOND, les principes de la méthode, le matériel nécessaire, la préparation des échantillons, le contrôle de la qualité, les vérifications du test, l'interprétation du marquage, les légendes et symboles sur les étiquettes et les limites générales, peuvent être obtenues dans "Utilisation des réactifs BOND" dans votre manuel d'utilisation BOND.

Bibliographie

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741–745.
5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005;123:369–375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471–476.
ProClin: 950 est une marque commerciale de Supelco, membre du groupe Sigma-Aldrich Corporation.

Date de Publication

06 décembre 2018

Anticorpo Primario Pronto All'uso BOND™

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

N. Catalogo: PA0424

Uso Previsto

Reagente per uso diagnostico in vitro.

L'uso dell'anticorpo monoclonale CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) è previsto per l'identificazione qualitativa con microscopio ottico del Sialyl Lewis^a in tessuto fissato in formalina, incluso in paraffina, con colorazione immunostochimica, utilizzando il sistema automatizzato BOND (include il sistema Leica BOND-MAX e il sistema Leica BOND-III).

L'interpretazione clinica di un'eventuale colorazione, o della sua assenza, deve avvalersi di studi morfologici e di opportuni controlli ed essere effettuata da patologi qualificati, nel contesto dell'anamnesi clinica del paziente e di altri test diagnostici.

Sommario e Spiegazione

Grazie alle tecniche di immunostochimica è possibile dimostrare la presenza di antigeni nel tessuto e nelle cellule (vedere "Uso dei reagenti BOND" nella documentazione per l'utente BOND). L'anticorpo primario CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) è un prodotto pronto per l'uso che è stato ottimizzato in modo specifico per l'impiego con il BOND Polymer Refine Detection. La dimostrazione del Sialyl Lewis^a si ottiene in primo luogo consentendo il legame del CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) con la sezione, e quindi visualizzando il legame stesso per mezzo dei reagenti forniti nel sistema di rilevazione. L'impiego di questi prodotti, insieme al sistema automatizzato BOND, riduce la possibilità di un errore umano e la relativa variabilità che deriva dalla diluizione individuale del reagente e dal pipettamento e dall'applicazione del reagente eseguiti manualmente.

Reagenti Forniti

Il CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) è un anticorpo monoclonale murino anti-umano prodotto come surnatante purificato di coltura tissutale e fornito in soluzione salina tamponata Tris con proteina carrier, contenente 0,35% di ProClin® 950 come conservante.

Volume totale = 7 ml.

Clone

C241:5:1:4.

Immunogeno

Linea cellulare di adenocarcinoma del colon-retto umano COLO 205.

Specificità

Glicolipidi contenenti Sialyl Lewis^a. L'epitopo riconosciuto è denominato CA19-9. Vi è una reattività crociata trascurabile (<1%) con la sialil latte-N-tetraosilceramide. Non vi è reattività crociata con Lewis^x, Lewis^y o con sostanze strutturalmente correlate.

Sottoclasse

IgG1.

Concentrazione Proteica Totale

Circa 10 mg/ml.

Concentrazione dell'Anticorpo

Uguale o superiore a 0,35 mg/L, determinata mediante ELISA.

Diluizione e Miscelazione

La diluizione dell'anticorpo primario CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) è stata ottimizzata per l'uso con il sistema BOND. Non è necessario ricostituire, miscelare, diluire o titolare il reagente.

Materiale Necessario Non Fornito

Per un elenco completo del materiale necessario per il trattamento del campione e la colorazione immunostochimica con il sistema BOND, consultare l'"Uso dei reagenti BOND" nella documentazione per l'utente BOND.

Conservazione e Stabilità

Conservare a 2–8 °C. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sull'etichetta del contenitore.

I segni di contaminazione e/o instabilità del CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) sono: torbidità della soluzione, formazione di odori e presenza di un precipitato.

Immediatamente dopo l'uso, riportare a 2–8 °C.

L'utente deve verificare eventuali condizioni di conservazione diverse da quelle specificate¹.

Precauzioni

- Il prodotto è destinato all'uso diagnostico in vitro.
- La concentrazione del ProClin® 950 è 0,35%. Esso contiene il principio attivo 2-metil-4-isotiazolin-3-one e può causare irritazione alla cute, agli occhi, alle mucose e alle alte vie respiratorie. Per la manipolazione dei reagenti usare guanti monouso.
- Una copia della Scheda di sicurezza può essere richiesta al distributore locale o all'ufficio di zona di Leica Biosystems o, in alternativa, visitando il sito di Leica Biosystems www.LeicaBiosystems.com.

- I campioni, prima e dopo la fissazione, e tutti i materiali esposti ad essi devono essere manipolati come potenziali vettori di infezione e smaltiti con le opportune precauzioni². Non pipettare mai i reagenti con la bocca ed evitare il contatto dei reagenti e dei campioni con la cute e le mucose. Se un reagente o un campione viene a contatto con zone sensibili, lavare abbondantemente con acqua. Consultare un medico.
- Consultare la normativa nazionale, regionale o locale per lo smaltimento dei componenti potenzialmente tossici.
- Ridurre al minimo la contaminazione microbica dei reagenti per non incrementare il rischio di una colorazione non specifica.
- Tempi o temperature di incubazione o di riconoscimento diversi da quelli specificati possono fornire risultati erranei. Ogni eventuale modifica deve essere convalidata dall'utente.

Istruzioni per l'Uso

L'anticorpo primario CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) è stato sviluppato per essere utilizzato con il sistema automatizzato BOND in associazione con il BOND Polymer Refine Detection. Il protocollo di colorazione consigliato per l'anticorpo primario CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) è l'IHC Protocol F. Per lo smascheramento termoiddotto dell'epitopo si consiglia l'uso della BOND Epitope Retrieval Solution 1 per 20 minuti.

Risultati Attesi

Tessuti Normali

Il clone C241:5:1:4 ha colorato l'epitelio duttale della mammella, del pancreas, della ghiandola salivare e dei dotti biliari. La colorazione è stata osservata anche nell'epitelio dello stomaco, dell'intestino tenue, del colon e della prostata e nell'epitelio squamocellulare dell'esofago, della cervice e della tonsilla. Il CA19-9 è stato dimostrato anche nelle ghiandole sebacee della cute, negli pneumociti del polmone, nei corpuscoli di Hassall e nelle cellule della midollare del timo. (Numero totale di casi colorati = 68).

Tessuti Tumorali

Il clone C241:5:1:4 ha colorato 1/2 adenocarcinomi del colon, 1/1 adenocarcinoma del retto, 2/2 adenocarcinomi dello stomaco, 2/2 adenocarcinomi del pancreas, 1/2 adenocarcinomi della prostata, 2/2 carcinomi a cellule squamose dell'esofago, 2/2 carcinomi a cellule squamose della laringe, 1/1 carcinoma del polmone non a piccole cellule, 1/2 carcinomi a cellule squamose invasivi dell'utero, 1/2 carcinomi papillari della tiroide, 1/2 carcinomi follicolari della tiroide, 1/2 colangiocarcinomi del fegato, 1/1 colangiocarcinoma e carcinoma epatocellulare combinato del fegato, 1/2 carcinomi duttali infiltranti della mammella, 1/2 carcinomi renali, 1/2 carcinomi metastatici dei linfonodi e 0/23 altri tumori. (Numero totale di casi colorati = 52).

Il CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) è consigliato per la dimostrazione del CA19-9 (Sialyl Lewis^x) nei tessuti normali e neoplastici.

Limitazioni Specifiche del Prodotto

Il CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) è stato ottimizzato da Leica Biosystems per l'uso con il BOND Polymer Refine Detection e con i reagenti ausiliari BOND. Gli utenti che modificano le procedure raccomandate devono assumersi la responsabilità dell'interpretazione dei risultati relativi ai pazienti in tali circostanze. I tempi del protocollo possono variare in base alle variazioni nella fissazione del tessuto e nell'efficienza del potenziamento dell'antigene e devono essere definiti in modo empirico. Nell'ottimizzazione delle condizioni di riconoscimento e dei tempi del protocollo si devono impiegare dei controlli negativi del reagente.

Soluzione Problemi

Per i provvedimenti consultare il riferimento bibliografico n. 3.

Per riferire una colorazione inusuale rivolgersi al distributore locale o all'ufficio di zona di Leica Biosystems.

Ulteriori Informazioni

Ulteriori informazioni sull'immunocolorazione con i reagenti BOND si trovano in "Uso dei reagenti BOND" nella documentazione per l'utente BOND, ai titoli Principio della procedura, Materiali necessari, Preparazione del campione, Controllo di qualità, Verifica del saggio, Interpretazione della colorazione, Leggenda dei simboli e delle etichette e Limitazioni generali.

Bibliografia

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
 2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
 3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
 4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741-745.
 5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005;123:369-375.
 6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471-476.
- ProClin[®] 950 è un marchio di fabbrica di Supelco, società del gruppo Sigma-Aldrich.

Data di Pubblicazione

06 dicembre 2018

Gebrauchsfertiger BOND™ -Primärantikörper CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Bestellnr.: PA0424

Verwendungszweck

Dieses Produkt ist für die In-vitro-Diagnostik bestimmt.

Der monoklonale Antikörper CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) ist für den qualitativen lichtmikroskopischen Nachweis von Sialyl Lewis^a in formalinfixiertem, in Paraffin eingebettetem Gewebe durch immunhistochemische Färbung mit dem automatischen BOND-System (bestehend aus dem Leica BOND-MAX-System und dem Leica BOND-III-System) vorgesehen.

Die klinische Auswertung der An- oder Abwesenheit einer Färbung sollte durch morphologische Untersuchungen und geeignete Kontrollen ergänzt werden und sollte im Zusammenhang mit der Krankengeschichte des Patienten und anderen diagnostischen Tests von einem qualifizierten Pathologen vorgenommen werden.

Zusammenfassung und Erläuterung

Immunhistochemische Methoden können dazu verwendet werden, die Anwesenheit von Antigenen in Geweben und Zellen zu demonstrieren (sehen Sie dazu "Das Arbeiten mit BOND-Reagenzien" in Ihrem BOND-Benutzerhandbuch). Der Primärantikörper CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) ist ein gebrauchsfertiges Produkt, das speziell für den Gebrauch mit dem BOND Polymer Refine Detection optimiert wurde. Der Nachweis von Sialyl Lewis^a erfolgt durch die Bindung von CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) an das Präparat und die anschließende Sichtbarmachung dieser Bindung mit den Reagenzien, die im Detektionssystem bereitgestellt werden. Die Verwendung dieser Produkte zusammen mit dem automatischen BOND-System reduziert die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler und die natürlichen Schwankungen, die beim individuellen Verdünnen von Reagenzien, dem manuellen Pipettieren und dem Auftragen der Reagenzien entstehen.

Mitgelieferte Reagenzien

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) ist ein monoklonaler Maus-anti-Human-Antikörper, der aus Zellkulturüberstand hergestellt wurde, in Tris-gepufferter Salzlösung mit einem Trägerprotein geliefert wird und 0,35% ProClin[®] 950 als Konservierungsmittel enthält.

Gesamtvolumen = 7 ml.

Klon

C241:5:1:4.

Immunogen

Humane Zelllinie COLO 205, die von einem kolorektalen Adenokarzinom abstammt.

Spezifität

Sialyl Lewis^a enthaltende Glykolipide. Das erkannte Epitop wird als CA19-9 bezeichnet. Die Kreuzreaktivität mit Sialyl Lacto-N-tetraosylceramid ist minimal (<1%). Kreuzreagiert nicht mit Lewis^a, Lewis^b oder strukturverwandten Stoffen.

Subklasse

IgG1.

Gesamtproteinkonzentration

Ca. 10 mg/ml.

Antikörperkonzentration

Größer als oder gleich 0,35 mg/L, bestimmt mit ELISA.

Verdünnung und Mischung

Der Primärantikörper CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) ist optimal für den Gebrauch mit dem BOND-System verdünnt. Rekonstitution, Mischen, Verdünnen oder Titrieren dieses Reagenzies ist nicht erforderlich.

Erforderliche, Aber Nicht Mitgelieferte Materialien

Eine vollständige Liste der Materialien, die für die Probenbehandlung und die immunhistochemische Färbung mit dem BOND-System benötigt werden, befindet sich im Abschnitt "Das Arbeiten mit BOND-Reagenzien" in Ihrem BOND-Benutzerhandbuch.

Lagerung und Stabilität

Bei 2–8 °C lagern. Nach dem Ablauf des auf dem Behälteretikett angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Zeichen, die auf eine Kontamination und/oder Instabilität von CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) hinweisen, sind eine Trübung der Lösung, Geruchsentwicklung und das Vorhandensein von Präzipitat.

Unmittelbar nach Gebrauch wieder bei 2–8 °C aufbewahren.

Andere als die oben angegebenen Lagerungsbedingungen müssen vom Anwender selbst getestet werden¹.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Produkt ist für die In-vitro-Diagnostik bestimmt.
- Die Konzentration von ProClin[®] 950 beträgt 0,35%. Es enthält 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on als aktiven Bestandteil und kann Reizungen der Haut, Augen, Schleimhäute und oberen Atemwege verursachen. Tragen Sie beim Umgang mit Reagenzien Einweghandschuhe.
- Ein Exemplar des Sicherheitsdatenblattes erhalten Sie von Ihrer örtlichen Vertriebsfirma, von der Regionalniederlassung von Leica Biosystems oder über die Webseite von Leica Biosystems unter www.LeicaBiosystems.com.

- Behandeln Sie Präparate vor und nach der Fixierung sowie sämtliche damit in Berührung kommenden Materialien so, als ob diese Infektionen übertragen könnten und entsorgen Sie sie unter Beachtung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen². Pipettieren Sie Reagenzien niemals mit dem Mund und vermeiden Sie den Kontakt von Haut und Schleimhäuten mit Reagenzien oder Präparaten. Falls Reagenzien oder Präparate mit empfindlichen Bereichen in Kontakt gekommen sind, spülen Sie diese mit reichlich Wasser. Holen Sie anschließend ärztlichen Rat ein.
- Beachten Sie bei der Entsorgung potentiell toxischer Bestandteile die behördlichen und örtlichen Vorschriften.
- Mikrobielle Kontaminationen sollten minimiert werden, da es sonst zu einer Zunahme unspezifischer Färbungen kommen kann.
- Die Verwendung anderer als den angegebenen Retrievals, Inkubationszeiten oder Temperaturen kann zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Diesbezügliche Änderungen müssen vom Anwender selbst getestet werden.

Gebrauchsanleitung

Der Primärintikörper CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) wurde für die Verwendung mit dem automatischen BOND-System in Verbindung mit dem BOND Polymer Refine Detection entwickelt. Das empfohlene Färbeverfahren für den Primärintikörper CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) ist das IHC Protocol F. Das hitzeinduzierte Epitop-Retrieval wird unter Verwendung der BOND Epitope Retrieval Solution 1 für 20 Minuten empfohlen.

Erwartete Ergebnisse

Normale Gewebe

Klon C241:5:1:4 färbte das Gangepithel der Mamma, des Pankreas, der Speicheldrüse und der Gallengänge. Eine Färbung wurde außerdem im Epithel des Magens, des Dünndarms, des Dickdarms, der Prostata sowie im Plattenepithel der Speiseröhre, der Cervix und der Tonsillen festgestellt. CA19-9 wurde zudem in den Talgdrüsen der Haut, Pneumozyten der Lunge, den Hassall-Körperchen und den Markzellen des Thymus nachgewiesen. (Gesamtanzahl der gefärbten Fälle = 68).

Tumorgewebe

Klon C241:5:1:4 färbte 1/2 Kolonadenokarzinomen, 1/1 Rektumadenokarzinom, 2/2 Magenadenokarzinomen, 2/2 Pankreasadenokarzinomen, 1/2 Prostataadenokarzinomen, 2/2 Plattenepithelkarzinomen der Speiseröhre, 2/2 Plattenepithelkarzinomen des Kehlkopfes, 1/1 nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom, 1/2 invasiven Plattenepithelkarzinomen des Uterus, 1/2 papillären Schilddrüsenkarzinomen, 1/2 follikulären Schilddrüsenkarzinomen, 1/2 Cholangiokarzinomen der Leber, 1/1 kombinierten hepatozellulären Cholangiokarzinom der Leber, 1/2 infiltrierenden Milchgangkarzinomen, 1/2 Nierenzellkarzinomen, 1/2 metastasierenden Lymphknotenkarzinomen und 0/23 anderen Tumoren. (Gesamtanzahl der gefärbten Fälle = 52).

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) wird für den Nachweis von für CA19-9 (Sialyl Lewis^x) in normalen und neoplastischen Geweben empfohlen.

Produktspezifische Einschränkungen

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) wurde von Leica Biosystems zur Verwendung mit dem BOND Polymer Refine Detection und BOND-Zusatzreagenzien optimiert. Anwender, die andere als die empfohlenen Testverfahren verwenden, müssen unter diesen Umständen die Verantwortung für die Auswertung der Patientenergebnisse übernehmen. Die Verfahrenszeiten können aufgrund von Unterschieden in der Gewebefixierung und der Wirksamkeit der Antigenverstärkung variieren und müssen empirisch bestimmt werden. Bei der Optimierung der Retrieval-Bedingungen und Verfahrenszeiten sollten negative Reagenzkontrollen eingesetzt werden.

Fehlersuche

Maßnahmen zur Abhilfe beim Auftreten von Fehlern finden Sie in Referenz 3.

Falls Sie ungewöhnliche Färbegergebnisse beobachten, wenden Sie sich an Ihre örtliche Vertriebsfirma oder an die Regionalniederlassung von Leica Biosystems.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Immunfärbung mit BOND-Reagenzien finden Sie in den Abschnitten Grundlegende Vorgehensweise, Erforderliches Material, Probenvorbereitung, Qualitätskontrolle, Assay-Verifizierung, Deutung der Färbung, Schlüssel der Symbole auf den Etiketten und Allgemeine Einschränkungen in "Das Arbeiten mit BOND-Reagenzien" in Ihrem BOND-Benutzerhandbuch.

Bibliografie

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741–745.
5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005;123:369–375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471–476.
ProCin[®] 950 ist eine Marke von Supelco, einem Unternehmen der Sigma-Aldrich Corporation.

Ausgabedatum

06 Dezember 2018

Anticuerpo Primario Listo Para Usar BOND™ CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Catálogo N.º.: PA0424

Indicaciones de Uso

Este reactivo es para uso diagnóstico in vitro.

El anticuerpo monoclonal CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) está destinado a usarse en la identificación cualitativa mediante microscopía óptica de Sialyl Lewis^a en tejidos fijados con formalina e incrustados en parafina, mediante tinción inmunohistoquímica, con el sistema automatizado BOND (incluye el sistema Leica BOND-MAX y el sistema Leica BOND-III).

La interpretación clínica de cualquier tinción o de la ausencia de ésta debe complementarse con estudios morfológicos y controles adecuados, y debe evaluarla un patólogo cualificado junto con el historial clínico del paciente y con otras pruebas diagnósticas.

Resumen y Explicación

Las técnicas inmunohistoquímicas pueden ser utilizadas para detectar la presencia de antígenos en tejidos y células (véase "Utilización de reactivos BOND" en la documentación de usuario suministrada por BOND). El anticuerpo primario CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) es un producto listo para usar que se ha optimizado específicamente para su uso con BOND Polymer Refine Detection. La demostración de Sialyl Lewis^a se consigue, en primer lugar, permitiendo la unión de CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) al corte y, a continuación, visualizando esta unión mediante los reactivos que se proporcionan en el sistema de detección. El uso de estos productos, en combinación con el sistema automatizado BOND, reduce la posibilidad de errores humanos y la variabilidad inherente resultante de la dilución de cada reactivo, el pipeteo manual y la aplicación del reactivo.

Reactivos Suministrados

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) es un anticuerpo monoclonal antihumano de ratón que se produce como sobrenadante purificado en cultivos de tejido, y se suministra en solución salina tamponada de Tris con proteína portadora, que contiene el 0,35% de ProClin™ 950 como conservante.

Volumen total = 7 mL.

Clon

C241:5:1:4.

Inmunógeno

Línea celular de adenocarcinoma colorrectal humano COLO 205.

Especificidad

Glucolípidos que contengan Sialyl Lewis^a. El epítipo reconocido se designa CA19-9. Existe una reactividad cruzada mínima (<1%) con sialil-lacto-N-tetraosilceramida. No muestra reacción cruzada con Lewis^a, Lewis^b ni sustancias relacionadas estructuralmente.

Subclase

IgG1.

Concentración Total de Proteína

Aprox. 10 mg/mL.

Concentración de Anticuerpos

Mayor o igual que 0,35 mg/L según lo determinado mediante ELISA.

Dilución y Mezcla

El anticuerpo primario CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) se presenta en dilución óptima para su uso en el sistema BOND. No es necesaria la reconstitución, mezcla, dilución o titulación de este reactivo.

Material Necesario Pero No Suministrado

Consulte, en el apartado "Uso de reactivos BOND" de la documentación de usuario de BOND, la lista completa del material necesario para el tratamiento de las muestras y la tinción inmunohistoquímica cuando se utiliza el sistema BOND.

Conservación y Estabilidad

Debe conservarse a 2–8 °C. No se debe utilizar después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta.

Los signos que indican contaminación y/o inestabilidad de CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) son: turbidez de la solución, aparición de olor y presencia de precipitado.

Devolver a 2–8 °C inmediatamente después de su uso.

Si las condiciones de conservación son diferentes de las especificadas, el usuario debe realizar las comprobaciones necesarias¹.

Precauciones

- Este producto es para uso diagnóstico in vitro.
- La concentración de ProClin™ 950 es 0,35%. Contiene el principio activo 2-metil-4-isotiazolin-3-ona, que puede producir irritación en la piel, ojos, mucosas y tracto respiratorio superior. Lleve siempre guantes desechables cuando manipule los reactivos.
- Para obtener una copia de la Hoja de datos de seguridad de los materiales, póngase en contacto con el distribuidor local o con la oficina regional de Leica Biosystems, o visite el sitio Web de Leica Biosystems, www.LeicaBiosystems.com.

- Las muestras, antes y después de ser fijadas, y cualquier material en contacto con ellas, deben ser tratados como sustancias capaces de transmitir infecciones y deben ser eliminadas con las precauciones correspondientes². No pipeteo nunca los reactivos con la boca, y evite el contacto de la piel y las mucosas con reactivos o muestras. Si los reactivos o las muestras entran en contacto con zonas sensibles, lávelas con abundante agua. Consulte a un médico.
- Consulte la normativa federal, nacional o local referente a la eliminación de sustancias potencialmente tóxicas.
- Minimice la contaminación microbiana de los reactivos, ya que puede producir un aumento de las tinciones inespecíficas.
- Los tiempos de exposición e incubación, y las temperaturas diferentes de las especificadas pueden dar resultados erróneos. Cualquier cambio que se produzca deberá ser validado por el usuario.

Instrucciones de Uso

El anticuerpo primario A19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) se ha desarrollado para su uso en el sistema automatizado BOND en combinación con BOND Polymer Refine Detection. El protocolo de tinción recomendado para CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) es IHC Protocol F. Se recomienda la exposición de epítomos inducida por calor usando BOND Epitope Retrieval Solution 1 durante 20 minutos.

Resultados Esperados

Tejidos Normales

El clon C241:5:1:4 tiñó epitelio de conductos de mama, páncreas, glándula salival y conductos biliares. También se observó tinción en epitelio de estómago, intestino delgado, colon, próstata y epitelio escamoso de esófago, cérvix y amígdala. También se demostró la presencia de CA19-9 en glándulas sebáceas de la piel, neumocitos de pulmón, corpúsculos de Hassall y células medulares del timo. (Número total de casos teñidos = 68).

Tejidos Tumorales

El clon C241:5:1:4 tiñó 1/2 adenocarcinomas de colon, 1/1 adenocarcinoma de recto, 2/2 adenocarcinomas de estómago, 2/2 adenocarcinomas de páncreas, 1/2 adenocarcinomas de próstata, 2/2 carcinomas de células escamosas de esófago, 2/2 carcinomas de células escamosas de laringe, 1/1 carcinoma de pulmón no de células pequeñas, 1/2 carcinomas de células escamosas invasivas uterinas, 1/2 carcinomas papilares de glándula tiroidea, 1/2 carcinoma folicular de la glándula tiroidea, 1/2 colangiocarcinomas de hígado, 1/1 colangiocarcinoma hepatocelular combinado de hígado, 1/2 carcinomas de conductos infiltrantes de mama, 1/2 carcinomas de células renales del riñón, 1/2 carcinomas metastásicos de nodo linfático y 0/23 otros tumores. (Número total de casos teñidos = 52).

El uso de CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) se recomienda para la demostración de CA19-9 (Sialyl Lewis^x) en tejidos normales y neoplásicos.

Limitaciones Específicas del Producto

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) se ha optimizado en Leica Biosystems para su uso con BOND Polymer Refine Detection y reactivos auxiliares BOND. Los usuarios que se aparten de los procedimientos de análisis recomendados deben asumir la responsabilidad de interpretar los resultados del paciente tomando en cuenta estas circunstancias. Los tiempos del protocolo pueden diferir debido a las variaciones en la fijación de los tejidos y en la eficacia de la preservación del antígeno, y deben determinarse empíricamente. Se debe utilizar controles negativos con reactivos a la hora de optimizar las condiciones de detección y los tiempos de protocolo.

Resolución de Problemas

Consulte la referencia 3 para ver las acciones correctoras.

Póngase en contacto con su distribuidor local o la oficina regional de Leica Biosystems para informar de cualquier tinción anómala.

Más Información

Para obtener más información sobre inmunotinciones con reactivos BOND, consulte los apartados Principio del procedimiento, Material necesario, Preparación de las muestras, Control de calidad, Verificación del análisis, Interpretación de la tinción, Clave de símbolos en las etiquetas y Limitaciones generales de la sección "Utilización de reactivos BOND" de la documentación de usuario suministrada por BOND.

Bibliografía

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741-745.
5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005;123:369-375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471-476.

ProClin[®] 950 es una marca registrada de Supelco, parte de Sigma-Aldrich Corporation.

Fecha de Publicación

06 de diciembre de 2018

Anticorpo Primário Pronto A Usar BOND™

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Nº de Catálogo: PA0424

Utilização Prevista

Este reagente destina-se a utilização diagnóstica in vitro.

O anticorpo monoclonal CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) destina-se a ser utilizado na identificação qualitativa por microscopia óptica de Sialyl Lewis^a em tecidos fixos com formalina e incluídos em parafina por coloração imunohistoquímica utilizando o sistema BOND automatizado (inclui o sistema Leica BOND-MAX e o sistema Leica BOND-III).

A interpretação clínica de qualquer coloração ou da sua ausência deve ser complementada por estudos morfológicos utilizando controlos adequados, e deve ser avaliada no contexto da história clínica do doente e de outros testes complementares de diagnóstico por um anátomo-patologista qualificado.

Resumo e Explicação

As técnicas de imunohistoquímica podem ser utilizadas para demonstrar a presença de antígenos em tecidos e células (ver "Utilizar os Reagentes BOND" na documentação do utilizador BOND). O anticorpo primário CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) consiste num produto pronto usar que foi especificamente otimizado para utilização com BOND Polymer Refine Detection. A demonstração de Sialyl Lewis^a é obtida por, primeiro, permitindo a ligação de CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) à secção e visualizando-a posteriormente utilizando os reagentes fornecidos no sistema de detecção. A utilização destes produtos, em combinação com o sistema BOND automatizado, reduz a possibilidade de erro humano e da variabilidade inerente resultante da diluição do reagente individual, pipetagem manual e aplicação de reagente.

Reagentes Fornecidos

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) é um anticorpo monoclonal anti-humano de rato produzido como sobrenadante de cultura tecidual purificada e fornecida em solução salina com tampão Tris com proteína transportadora, contendo 0,35% de ProCin[®] 950 como conservante.

Volume total = 7 mL.

Clone

C241:5:1:4.

Imunogénio

Linha celular de adenocarcinoma colorectal humano COLO 205.

Especificidade

Glicolipídios contendo Sialyl Lewis^a. O epítipo reconhecido é designado CA19-9. Existe uma reactividade cruzada mínima (<1%) com Sialyl Lacto-N-tetraosilceramida. Não estabelece reacção cruzada com Lewis^a, Lewis^b nem substâncias estruturalmente relacionadas.

Subclasse

IgG1.

Concentração de Proteínas Totais

Aproximadamente 10 mg/mL.

Concentração de Anticorpos

Maior ou igual a 0,35 mg/L conforme determinado por ELISA.

Diluição e Mistura

O anticorpo primário CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) apresenta-se com uma diluição ideal para utilização no sistema BOND. Não é necessária reconstituição, mistura, diluição ou titulação deste reagente.

Materiais Necessários Mas Não Fornecidos

Consultar "Usar os reagentes BOND" na sua documentação do utilizador BOND para uma lista completa de materiais necessários para tratamento de amostras e coloração imunohistoquímica usando o sistema BOND.

Armazenamento e Estabilidade

Armazene entre 2–8 °C. Não utilize após o fim do prazo de validade referido no rótulo do recipiente.

Os sinais que indicam contaminação e/ou instabilidade de CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) são: turvação da solução, desenvolvimento de odor e presença de precipitado.

Coloque entre 2–8 °C imediatamente depois de utilizar.

Condições de armazenamento diferentes das acima especificadas devem ser confirmadas pelo utilizador ¹.

Precauções

- Este produto destina-se a utilização diagnóstica in vitro.
- A concentração de ProCin[®] 950 é de 0,35%. Contém o ingrediente activo 2-metil-4-isotiazolina-3-a e pode provocar irritação da pele, olhos, membranas mucosas e vias aéreas superiores. Use luvas descartáveis quando manipular os reagentes.
- Para obter uma cópia da Ficha de Dados de Segurança do Material, entre em contacto com o seu distribuidor local ou sucursal regional da Leica Biosystems ou, em alternativa, visite o site da Leica Biosystems na internet, www.LeicaBiosystems.com.

- As amostras, antes e depois da fixação, e todo o material que a elas seja exposto, devem ser manipulados como se fossem capazes de transmitir infecção e eliminados usando as precauções adequadas². Nunca pipete reagentes com a boca e evite o contacto entre a pele e membranas mucosas com reagentes ou amostras. Se reagentes ou amostras entrarem em contacto com áreas sensíveis, lave com uma quantidade abundante de água. Consulte um médico.
- Consulte os regulamentos federais, estaduais e locais relativamente à eliminação de quaisquer componentes potencialmente tóxicos.
- Minimize a contaminação microbiana dos reagentes ou poderá ocorrer um aumento da coloração inespecífica.
- A utilização de tempos e temperaturas de recuperação e incubação diferentes dos especificados pode produzir resultados erróneos. Qualquer alteração deste tipo deve ser validada pelo utilizador.

Instruções de Utilização

O anticorpo primário CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) foi desenvolvido para utilização no sistema BOND automatizado em combinação com BOND Polymer Refine Detection. O protocolo de coloração indicado para o anticorpo primário CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) é o IHC Protocol F. Recomenda-se a recuperação de epítomos induzida por calor utilizando a BOND Epitope Retrieval Solution 1 durante 20 minutos.

Resultados Esperados

Tecidos Normais

O clone C241:5:1:4 corou epitélio ductal da mama, pâncreas, glândula salivar e ductos biliares. Também foi observada coloração no epitélio do estômago, intestino delgado, cólon, próstata e no epitélio escamoso do esófago, colo do útero e amígdala. CA19-9 também foi demonstrado nas glândulas sebáceas da pele, pneumócitos do pulmão, corpúsculos de Hassall e células medulares do timo. (número total de casos corados = 68).

Tecidos Tumorais

O clone C241:5:1:4 corou 1/2 adenocarcinomas do cólon, 1/1 adenocarcinoma do recto, 2/2 adenocarcinomas do estômago, 2/2 adenocarcinomas do pâncreas, 1/2 adenocarcinomas da próstata, 2/2 carcinomas de células escamosas do esófago, 2/2 carcinomas de células escamosas da laringe, 1/1 carcinoma do pulmão que não de pequenas células, 1/2 carcinomas de células escamosas invasivos do útero, 1/2 carcinomas papilares da glândula tireóide, 1/2 carcinomas foliculares da glândula tireóide, 1/2 colangiocarcinomas hepáticos, 1/1 colangiocarcinoma hepatocelular combinado do fígado, 1/2 carcinomas ductais infiltrativos da mama, 1/2 carcinomas de células renais do rim, 1/2 carcinomas metastáticos nos gânglios linfáticos e 0/23 outros tumores. (número total de casos corados = 52).

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) está recomendado para a demonstração de CA19-9 (Sialyl Lewis^x) em tecidos normais e neoplásicos.

Limitações Específicas para o Produto

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) foi otimizado na Leica Biosystems para utilização com BOND Polymer Refine Detection e reagentes auxiliares BOND. Os utilizadores que se desviem dos procedimentos de teste recomendados devem assumir a responsabilidade pela interpretação dos resultados dos doentes nestas circunstâncias. Os tempos de protocolo podem variar, devido a variações na fixação tecidual e na eficácia da valorização com antígenos, devendo ser determinados de forma empírica. Devem ser utilizados controlos de reagente negativos quando se optimizam as condições de recuperação e os tempos do protocolo.

Resolução de Problemas

Consulte a referência 3 para acções de resolução.

Entre em contacto com o seu distribuidor local ou com a sucursal regional da Leica Biosystems para notificar qualquer coloração pouco habitual.

Informações Adicionais

Poderá encontrar informações adicionais sobre imunocoloração com reagentes BOND nas secções de Princípios do Procedimento, Material Necessário, Preparação da Amostra, Controlo de Qualidade, Verificação do Ensaio, Interpretação da Coloração, Significado dos Símbolos nos Rótulos e Limitações Gerais em "Utilizar os Reagentes BOND" na sua documentação do utilizador BOND.

Bibliografia

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741–745.
5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005;123:369–375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19–9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471–476.
ProCin[®] 950 é uma marca registada de Supelco, parte da Sigma-Aldrich Corporation.

Data de Emissão

06 de Dezembro de 2018

BOND™ Primär antikropp - färdig att användas CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Artikelnummer: PA0424

Användningsområde

Reagenset är avsett för in vitro-diagnostik.

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) monoklonal antikropp är avsedd att användas för kvalitativ bestämning med ljusmikroskopi av Sialyl Lewis^a i formalinfixerad, paraffinbäddad vävnad, genom immunhistokemisk färgning med användning av det automatiserade systemet BOND (inkluderar Leica BOND-MAX-systemet och Leica BOND-III-systemet).

Den kliniska tolkningen av varje infärgning, eller utebliven infärgning, måste alltid kompletteras med morfologiska studier och lämpliga kontroller. Utvärderingen bör göras av kvalificerad patolog och inkludera patientens anamnes och övriga diagnostiktester.

Förklaring och Sammanfattning

Med immunhistokemiska metoder kan man påvisa förekomsten av antigener i vävnad och celler (se "Använda BOND-reagens" i användardokumentationen från BOND). Dne primära antikroppen CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) är en bruksfärdig produkt som specifikt har optimerats för användning med BOND Polymer Refine Detection. Påvisande av Sialyl Lewis^a uppnås genom att man först låter CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) binda till snittet och därefter visualiserar denna bindning med hjälp av de reagens som ingår i detektionssystemet. Användning av dessa produkter tillsammans med det automatiska BOND-systemet reducerar risken för mänskliga misstag och för den inherenta spridning som orsakas av individuell reagensutspädning, manuell pipettering och manuell reagenstillättning.

Ingående Reagenser

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) är en anti-human monoklonal antikropp från mus, producerad som supernatant från cellkultur. Den levereras i trisbuffrad koksallösning med bärarprotein. Lösningen innehåller 0,35% ProClin™ 950 som konserveringsmedel.

Total volym = 7 ml.

Klon

C241:5:1:4.

Immunogen

Human kolorektal adenocarcinom-cellinje COLO 205

Specifitet

Sialyl Lewis^a-innehållande glykolipider. Epitopen som känns igen betecknas CA19-9. Det finns minimal korsreaktivitet (<1%) med Sialyl Laktosyl-N-tetraosylceramid. Korsreagerar inte med Lewis^x, Lewis^y eller strukturellt besläktade ämnen.

Undergrupp

IgG1.

Total Proteinkoncentration

Ungefär 10 mg/ml.

Antikropps-koncentration

Större än eller lika med 0,35 mg/L, enligt bestämning med ELISA.

Spädning och Blandning

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) primär antikropp är optimalt utspädd för användning på systemet BOND. Denna reagens behöver varken rekonstitueras, blandas, spädas eller titreras.

Nödvändig Materiel Som Ej Medföljer

I "Använda BOND-reagens" i BOND-användardokumentationen finns en fullständig lista med den materiel du behöver för att behandla ett prov och göra en immunhistokemisk färgning med BOND-systemet.

Förvaring och Stabilitet

Förvara vid 2–8 °C. Använd inte efter det utgångsdatum som anges på flaskans etikett.

Tecken som indikerar kontaminering och/eller instabilitet hos CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) är: grumling i lösningen, luktutveckling och förekomst av fällning.

Ställ tillbaka i 2–8 °C omedelbart efter användning.

Andra förvaringsbetingelser än de ovan angivna måste verifieras av användaren¹.

Säkerhetsföreskrifter

- Produkten är avsedd för in vitro-diagnostik.
- Koncentrationen av ProClin™ 950 är 0,35%. Den aktiva ingrediensen 2-metyl-4-isotiazolin-3-on kan orsaka irritation av hud, ögon, slemhinnor och de övre luftvägarna. Använd engångshandskar när du hanterar reagens.
- Du kan få tag på ett säkerhetsdatablad (Material Safety Data Sheet) genom att kontakta en lokal distributör eller Leica Biosystems regionkontor, eller besöka Leica Biosystems webbplats www.LeicaBiosystems.com.

- Prover, både före och efter fixering, samt all materiel som exponeras för dem, bör behandlas och avfallshanteras som potentiellt smittbärande material². Munpipettera aldrig reagens och undvik att hud eller slemhinnor kommer i kontakt med reagens eller prover. Om reagens eller prover skulle komma i kontakt med känsliga områden bör du tvätta dig med rikliga mängder vatten. Kontakta läkare.
- Angående avfallshantering av potentiellt toxiska material hänvisar vi till gällande europeiska, nationella och lokala bestämmelser och förordningar.
- Minimera mikrobiologisk kontamination av reagenser, annars kan en ökad icke-specifik infärgning bli resultatet.
- Retrieval, inkubationstider eller temperaturer som avviker mot dem angivna kan ge felaktiga resultat. Varje sådan förändring måste valideras av användaren.

Bruksanvisning

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1.4) primär antikropp har utveckats för användning på det automatiserade systemet BOND i kombination med BOND Polymer Refine Detection. Rekommenderat färgningsprotokoll för den primära antikroppen CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1.4) är IHC Protocol F. Värmeinducerad epitopäterving rekommenderas med användande av BOND Epitope Retrieval Solution 1 i 20 minuter.

Förväntade Resultat

Normala Vävnader

Clone C241:5:1.4 färgade ductala epitel av bröst, pankreas, salivkörteln och gallgångarna. Färgning observerades också i epitel av mage, tunntarm, tjocktarm, prostata och skvamöst epitel av matstrupe, livmoderhals och tonsill. CA19-9 demonstrerades också i talgkörtlar av hud, pneumocyter av lunga, Hassalls kroppar och medullära tymusceller. (Total antal fall färgade = 68)

Tumörvävnader

Clone C241:5:1.4 färgade 1/2 tjocktarmadenocarcinom, 1/1 rektumadenocarcinom, 2/2 magadenocarcinom, 2/2 pankreasadenocarcinom, 1/2 prostataadenocarcinom, 2/2 skvamöst cellcarcinom i matstrupen, 2/2 skvamöst cellcarcinom i struphuvud, 1/1 icke-småcelligt carcinom i lunga, 1/2 invasivt skvamöst cellcarcinom i livmoder, 1/2 papillära carcinom i sköldkörtel, 1/2 follikulära carcinom i sköldkörtel, 1/2 lever-kolangiocarcinom, 1/1 kombinerade hepatocellulära kolangiocarcinom i lever, 1/2 bröstfiltrerande ductala carcinom, 1/2 njurcellscarcinomi njure, 1/2 metastasiska lymfknutacarcinom och 0/23 andra tumörer. (Total antal fall färgade = 52).

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1.4) rekommenderas för demonstrationen av CA19-9 (Sialyl Lewis^x) i normala och neoplastiska vävnader.

Produktspecifika Begränsningar

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1.4) har optimerats vid Leica Biosystems för användning med BOND Polymer Refine Detection och BOND hjälpreagenser. Användare som inte följer rekommenderade testprotokoll måste ta på sig ansvaret för att korrekt tolka patientresultat under dessa förhållanden. Som följd av variationer i vävnadsfixering och effektivitet hos antigenförstärkningen kan protokollets tider variera och de måste fastställas empiriskt. Negativa reagenskontroller bör användas när du optimerar återvinningsbetingelser och protokolltider.

Felsökning

Se referens 3 för förslag till åtgärder.

Kontakta en lokal distributör eller Leica Biosystems regionkontor för att rapportera onormal infärgning.

Mer Information

Mer information om immunfärgning med BOND-reagens finns under rubrikerna Bakgrund till metoden, Nödvändig materiel, Förbereda provet, Kvalitetskontroll, Verifiering av assayer, Tolka infärgningsresultat, Symbolförklaring för etiketter och Allmänna begränsningar i "Använda BOND-reagens" i BOND användardokumentation.

Litteraturförteckning

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741-745.
5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005;123:369-375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471-476.
ProClin[®] 950 är ett varumärke tillhörande Supelco som ingår i Sigma-Aldrich Corporation.

Utgivningsdatum

06 december 2018

Έτοιμο Για Χρήση Πρωτογενές Αντίσωμα BOND™ CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Αρ. Καταλόγου: PA0424

Σκοπός Χρήσης

Αυτό το αντιδραστήριο προορίζεται για *in vitro* διαγνωστική χρήση.

Το μονοκλωνικό αντίσωμα CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) προορίζεται για χρήση για την ποιοτική ταυτοποίηση με φωτομικροσκοπία του Sialyl Lewis^a σε μονιμοποιημένο σε φορμόλη και ενσωματωμένο σε παραφίνη ιστό με ανοσοϊστοχημική χρώση, χρησιμοποιώντας το αυτοματοποιημένο σύστημα BOND (περιλαμβάνει το σύστημα Leica BOND-MAX και το σύστημα Leica BOND-III).

Η κλινική ερμηνεία οποιασδήποτε χρώσης ή της απουσίας της θα πρέπει να συμπληρώνεται με μορφολογικές μελέτες και σωστούς μάρτυρες και θα πρέπει να αξιολογείται στα πλαίσια του κλινικού ιστορικού του ασθενούς και άλλων διαγνωστικών εξετάσεων από ειδικευμένο παθολογοανατόμο.

Περίληψη και Επεξήγηση

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανοσοϊστοχημικές μέθοδοι για την κατάδειξη της παρουσίας αντιγόνων στον ιστό και τα κύτταρα (δείτε "Χρήση αντιδραστηρίων BOND" στην τεκμηρίωση χρήσης του BOND). Το πρωτογενές αντίσωμα CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) είναι ένα έτοιμο για χρήση προϊόν που έχει ειδικά βελτιστοποιηθεί για χρήση με το BOND Polymer Refine Detection. Η κατάδειξη του Sialyl Lewis^a επιτυγχάνεται πρώτα επιτρέποντας τη δέσμευση του CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) στην τομή, και μετά οπτικοποιώντας αυτή τη δέσμευση με τη χρήση των αντιδραστηρίων που παρέχονται στο σύστημα ανίχνευσης. Η χρήση αυτών των προϊόντων, σε συνδυασμό με το αυτοματοποιημένο σύστημα BOND, μειώνει την πιθανότητα του ανθρώπινου σφάλματος και την εγγενή ποικιλοπλοία που προκαλείται από αραίωση συγκεκριμένου αντιδραστήριου, χειροκίνητη αναρρόφηση με πιπέτα και εφαρμογή αντιδραστήριου.

Αντιδραστήρια Που Παρέχονται

Το CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) είναι ένα μονοκλωνικό αντι-ανθρώπινο αντίσωμα ποντικού που παράγεται ως κεκαθαρισμένο υπερκείμενο ιστοκαλλιέργειας και παρέχεται σε αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα Tris με πρωτεϊνή φορέα, που περιέχει 0,35% ProCln™ 950 ως συντηρητικό.

Συνολικός όγκος = 7 mL

Κλώνος

C241:5:1:4.

Ανοσογόνο

Κυτταρική σειρά του ανθρώπινου ορθοκολικού αδενοκαρκινώματος COLO 205.

Ειδικότητα

Γλυκολιπίδια που περιέχουν Sialyl Lewis^a. Το επίτοπο που αναγνωρίζεται είναι ονομάζεται CA19-9. Υπάρχει ελάχιστη διασταυρούμενη αντίδραση (<1%) με το Sialyl Lacto-N-tetraosylceramide. Δεν υπάρχει διασταυρούμενη αντίδραση με Lewis^x, Lewis^y ή δικάμα σχετιζόμενες ουσίες.

Υποκατηγορία

IgG1.

Συνολική Συγκέντρωση Πρωτεΐνης

Περίπου 10 mg/mL.

Συγκέντρωση Αντισώματος

Μεγαλύτερη ή ίση με 0,35 mg/L, όπως προσδιορίζεται με ELISA.

Αραίωση και Ανάμιξη

Το πρωτογενές αντίσωμα CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) αραιώνεται βέλτιστα για χρήση στο σύστημα BOND. Δεν απαιτείται ανασύσταση, ανάμιξη, αραίωση ή πιλοδότηση αυτού του αντιδραστήριου.

Υλικά Που Απαιτούνται Αλλά Δεν Παρέχονται

Για μια πλήρη λίστα των υλικών που απαιτούνται για την επεξεργασία δειγμάτων και την ανοσοϊστοχημική χρώση με τη χρήση του συστήματος BOND, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση αντιδραστηρίων BOND" στο υλικό τεκμηρίωσης χρήσης της BOND.

Φύλαξη και Σταθερότητα

Φύλαξη στους 2–8 °C. Μη το χρησιμοποιήσετε μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα του δοχείου.

Οι ενδείξεις που υποδηλώνουν μόλυνση ή/και αστάθεια του CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) είναι: θολότητα του διαλύματος, δημιουργία οσμής και παρουσία ιζήματος.

Επαναφέρετε τη θερμοκρασία στους 2–8 °C αμέσως μετά τη χρήση.

Συνθήκες φύλαξης εκτός από αυτές που καθορίζονται παραπάνω πρέπει να επαληθεύονται από τον χρήστη¹.

Προφυλάξεις

- Αυτό το προϊόν προορίζεται για *in vitro* διαγνωστική χρήση.
- Η συγκέντρωση του ProCln™ 950 είναι 0,35%. Περιέχει το ενεργό συστατικό 2-methyl-4-isothiazolin-3-one και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος, των ματιών, των βλεννογόνων μεμβρανών και της ανώτερης αναπνευστικής οδού. Φοράτε γάντια μίας χρήσης όταν χειρίζεστε αντιδραστήρια.

- Αν θέλετε ένα αντίγραφο του Material Safety Data Sheet [Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού], επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το περιφερειακό γραφείο της Leica Biosystems, ή εναλλακτικά, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Leica Biosystems, www.LeicaBiosystems.com.
- Ο χειρισμός των δειγμάτων, πριν και μετά τη μονιμοποίηση και όλων των υλικών που εκτίθενται σε αυτά, θα πρέπει να γίνεται σαν να ήταν ικανά να μεταδώσουν μόλυνση και θα πρέπει να απορρίπτονται λαμβάνοντας κατάλληλες προφυλάξεις². Μην κάνετε ποτέ αναρρόφηση αντιδραστηρίων με πιπέτα με το στόμα και αποφύγετε να έρθει σε επαφή το δέρμα και οι βλεννογόνοι με τα αντιδραστήρια ή τα δείγματα. Αν αντιδραστήρια ή δείγματα έρθουν σε επαφή με ευαίσθητες περιοχές, πλύνετε με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Συμβουλευτείτε τους ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς ή τοπικούς κανονισμούς για απόρριψη τυχόν δυνητικών τοξικών συστατικών.
- Ελαχιστοποιήστε τη μικροβιακή μόλυνση των αντιδραστηρίων, διαφορετικά μπορεί να υπάρξει αύξηση σε μη ειδική χρώση.
- Ανάκτηση, χρόνοι επώασης ή θερμοκρασίες διαφορετικές από τις καθορισμένες, μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένα αποτελέσματα. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή πρέπει να επικυρώνεται από τον χρήστη.

Οδηγίες Χρήσης

Το πρωτογενές αντίωμα CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) αναπτύχθηκε για χρήση στο αυτοματοποιημένο σύστημα BOND σε συνδυασμό με το BOND Polymer Refine Detection. Το συνιστώμενο πρωτόκολλο χρώσης για το πρωτογενές αντίωμα CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) είναι το IHC Protocol F. Συνιστάται ανάκτηση επιτόπου επαγόμενη με θερμότητα χρησιμοποιώντας το BOND Erptore Retrieval Solution 1 για 20 λεπτά.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Φυσιολογικοί Ιστοί

Ο κλώνος C241:5:1:4 έχρωσε το πορογενές επιθήλιο του μαστού, του παγκρέατος και του σιελογόνου αδένα, καθώς και χολαγγεία. Χρώση επίσης παρατηρήθηκε στο επιθήλιο του στομάχου, του λεπτού εντέρου, του παχέος εντέρου και του προστάτη, καθώς και στο φολιδωτό επιθήλιο του οισοφάγου, του τραχήλου και της αμυγδαλής. Το CA19-9 πιστοποιήθηκε επίσης στους σημηματοροϊκούς αδένες του δέρματος, τα πνευμονόκυτταρα των πνευμόνων, τα σωμάτια Hassall και τα μυελικά κύτταρα του θύμου αδένα. (Συνολικός αριθμός περιπτώσεων χρώσης = 68).

Νεοπλασματικοί Ιστοί

Ο κλώνος C241:5:1:4 έχρωσε 1/2 αδενοκαρκινώματα του παχέος εντέρου, 1/1 αδενοκαρκινώματα του ορθού εντέρου, 2/2 αδενοκαρκινώματα του στομάχου, 2/2 φολιδωτά κυτταρικά καρκινώματα του παγκρέατος, 1/2 αδενοκαρκινώματα του προστάτη, 2/2 φολιδωτά κυτταρικά καρκινώματα του οισοφάγου, 2/2 φολιδωτά κυτταρικά καρκινώματα του λάρυγγα, 1/1 όχι μικρό κυτταρικό καρκίνωμα των πνευμόνων, 1/2 διηθητικά φολιδωτά κυτταρικά καρκινώματα της μήτρας, 1/2 θηλωματώδη καρκινώματα του θυρεοειδή αδένα, 1/2 θηλωματώδη καρκινώματα του θυρεοειδή αδένα, 1/2 χολαγγειοκαρκινώματα του συκωτιού, 1/1 συνδυασμένο ηπατοκυτταρικό χολαγγειοκαρκίνωμα του συκωτιού, 1/2 διηθητικά πορογενή καρκινώματα του μαστού, 1/2 νεφρικά κυτταρικά καρκινώματα του νεφρού, 1/2 μεταστατικά καρκινώματα των λεμφογαγγλίων και 0/23 άλλους όγκους. (Συνολικός αριθμός περιπτώσεων χρώσης = 52).

Το CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) συνιστάται για την κατάδειξη του CA19-9 (Sialyl Lewis^x) σε φυσιολογικούς και νεοπλασματικούς ιστούς.

Ειδικό Περιορισμό Του Προϊόντος

Το CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) έχει βελτιστοποιηθεί στη Leica Biosystems για χρήση με το BOND Polymer Refine Detection και βοηθητικά αντιδραστήρια. Οι χρήστες που παρεκκλίνουν από τις συνιστώμενες διαδικασίες εξέτασης, πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ασθενών υπό αυτές τις συνθήκες. Οι χρόνοι του πρωτοκόλλου μπορεί να διαφέρουν λόγω της διαφοροποίησης στη μονιμοποίηση του ιστού και την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης του αντιγόνου και συνεπώς πρέπει να προσδιορίζονται εμπειρικά. Για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών ανάκτησης και των χρόνων του πρωτοκόλλου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δείγματα αντιδραστηρίου αρνητικού ελέγχου.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Ανατρέξτε στην παραπομπή 3 για τις διορθωτικές ενέργειες.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το περιφερειακό γραφείο της Leica Biosystems για να αναφέρετε ασυνήθιστη χρώση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανοσοχρώση με αντιδραστήρια BOND, υπό τους τίτλους “Αρχή της διαδικασίας”, “Απαιτούμενα υλικά”, “Προετοιμασία δείγματος”, “Ποιοτικός έλεγχος”, “Επαλήθευση προσδιορισμού”, “Ερμηνεία της χρώσης”, “Υπόμνημα για τα σύμβολα στις ετικέτες” και “Γενικοί περιορισμοί” στην ενότητα “Χρήση αντιδραστηρίων BOND” στο υλικό τεκμηρίωσης χρήσης της BOND.

Βιβλιογραφία

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741–745.
5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal of Clinical Pathology 2005;123:369–375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471–476.
Το ProClin[®] 950 είναι εμπορικό σήμα της Supelco, τμήμα της Sigma-Aldrich Corporation.

Ημερομηνία Έκδοσης

06 Δεκεμβρίου 2018

BOND™ Brugsklart Primaert Antistof CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Katalognummer.: PA0424

Tilsigtet Anvendelse

Dette reagens er beregnet til in vitro diagnostik.

Monoklonalt CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)-antistof er beregnet til brug ved kvalitativ identifikation med lysmikroskopi af Sialyl Lewis^a i formalinfikserede, paraffinindstøbte væv vha. immunhistokemisk farvning med det automatiske BOND-system (herunder Leica BOND-MAX system og Leica BOND-III system).

Den kliniske fortolkning af enhver farvning eller fravær af samme skal ledsages af morfologiske undersøgelser og egnede kontroller samt evalueres af en uddannet patolog, som ser fortolkningen i kontekst med patientens anamnese samt andre diagnostiske prøver.

Resumé og Forklaring

Immunhistokemiske teknikker kan anvendes til at påvise tilstedeværelsen af antigener i væv og celler (se "Anvendelse af BOND-reagenser" i BOND-brugervejledningen). CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) primært antistof er et brugsklart produkt, som er optimeret specielt til brug med BOND Polymer Refine Detection. Påvisningen af Sialyl Lewis^a opnås ved først at lade CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) binde sig til præparatet og derefter visualisere denne binding ved hjælp af de reagenser, der leveres med detektionssystemet. Brugen af disse produkter sammen med det automatiske BOND-system reducerer risikoen for menneskelige fejl og variabilitet som følge af individuel reagensfortynding, manuel pipettering og reagenspåførsel.

Leverede Reagenser

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) er et murint, antihumant, monoklonalt antistof, der er produceret som en vævskultursupernatant og leveret i en Tris-bufferjusteret saltvandsopløsning med bærerprotein, indeholder 0,35% ProClin[®] 950 som konserveringsmiddel.

Volumen i alt = 7 ml.

Klon

C241:5:1:4.

Immunogen

Humant colorektalt adenocarcinom, cellelinie COLO 205.

Specifitet

Sialyl Lewis^a-holdige glykolipider. Den epitop, der genkendes, designeres CA19-9. Der er minimal krydsreaktivitet (<1%) med sialyllacto-N-tetraosylceramid. Krydsreagerer ikke med Lewis^x, Lewis^s og struktur-mæssigt relaterede stoffer.

Underklasse

IgG1.

Total Proteinkoncentration

Ca. 10 mg/ml.

Antistofkoncentration

Større end eller lig med 0,35 mg/L bestemt med ELISA.

Fortynding og Blanding

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) primært antistof er optimalt fortyndet til brug på BOND-systemet. Rekonstitution, blanding, fortynding eller titrering af dette reagens er ikke påkrævet.

Nødvendige Materialer, Der Ikke Medfølger

Der henvises til "Anvendelse af BOND-reagenser" i BOND-brugervejledningen for en komplet liste over materialer, der er nødvendige til præparatbehandling og immunhistokemisk farvning ved hjælp af BOND-systemet.

Opbevaring og Stabilitet

Opbevares ved 2–8 °C. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen, der er angivet på etiketten på beholderen.

Tegn, som indikerer, at CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) er kontamineret og/eller instabil: turbiditet af opløsningen, lugtudvikling og tilstedeværelse af præcipitat.

Sættes tilbage til opbevaring ved 2–8 °C straks efter brug.

Opbevaringsbetingelser, der adskiller sig fra de oven for specificerede, skal verificeres af brugeren¹.

Forholdsregler

- Dette produkt er beregnet til in vitro diagnostik.
- Koncentrationen af ProClin[®] 950 er 0,35%. Det indeholder den aktive ingrediens 2-methyl-4-isothiazolin-3-one og kan give anledning til irritation af hud, øjne, slimhinder og de øvre luftveje. Der skal anvendes engangshandsker under håndtering af reagenserne.
- En kopi af sikkerhedsdatabladet, Material Safety Data Sheet (MSDS), kan fås ved henvendelse til den lokale distributør eller til Leica Biosystems' regionale kontor. Det kan tillige hentes på Leica Biosystems' hjemmeside: www.LeicaBiosystems.com.

- Præparater, både før og efter fiksering, samt alle materialer eksponeret for præparater, skal håndteres som værende i stand til at overføre infektion og skal bortskaffes efter passende forholdsregler². Afpipetter ikke reagenser med munden, og undgå at reagenser og præparater kommer i kontakt med hud og slimhinder. Hvis reagenser eller præparater kommer i kontakt med følsomme områder, skal disse vaskes med rigelige mængder vand. Søg læge.
- Bortskaffelse af potentielt toksiske komponenter skal ske i overensstemmelse med gældende statslig eller lokal lovgivning.
- Mikrobiel kontaminering af reagenser skal minimeres for at undgå en øget uspecifik farvning
- Genfindning, inkubationstider og temperaturer, som afviger fra de specificerede, kan give fejlagtige resultater. Enhver ændring heraf skal valideres af brugeren.

Brugsanvisning

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) primært antistof er udviklet til brug på det automatiske BOND-system sammen med BOND Polymer Refine Detection. Den anbefalede farvningsprotokol for CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) Primært Antistof er IHC protocol F. Varmeinduceret epitopgenfindning anbefales ved hjælp af BOND Epitope Retrieval Solution 1 i 20 minutter.

Forventede Resultater

Normalt Væv

Klon C241:5:1:4 farvede ductalt epitel i mamma, pancreas, spytkirtel og galdegange. Der sås også farvning i epitelet fra gaster, tyndtarm, tyktarm, prostata og i pladeepitel fra øsophagus, cervix og tonsil. CA19-9 blev også påvist i glandulae sebaceae i huden, i pneumocytter i lungevæv samt i Hassalls legemer og medullære celler i thymus. (Antal farvede cases i alt = 68).

Tumørvæv

Klon C241:5:1:4 farvede 1/2 adenocarcinoma coli, 1/1 adenocarcinoma recti, 2/2 adenocarcinoma ventriculi, 2/2 adenocarcinoma pancreatis, 1/2 adenocarcinoma prostatae, 2/2 øsophagealt pladecellectarcinomer, 2/2 pladecellectarcinomer fra larynx, 1/1 ikke-småcellet lungecarcinom, 1/2 uterine invasive pladecellectarcinomer, 1/2 papillifære carcinomer i glandula thyreoidea, 1/2 follikulære carcinomer i glandula thyreoidea, 1/2 cholangiocarcinomer i lever, 1/1 blandet hepatocellulært cholangiocarcinom fra lever, 1/2 infiltrerende ductalt carcinom i mamma, 1/2 renalcellectarcinomer i nyre, 1/2 metastaserende carcinomer i lymfeknude samt 0/23 andre tumorer. (Antal farvede cases i alt = 52).

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) anbefales til påvisning af CA19-9 (Sialyl Lewis^x) i normale og neoplastiske væv.

Produktspecifikke Begrænsninger

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) er optimeret hos Leica Biosystems til brug med BOND Polymer Refine Detection og BOND hjælpereagenser. Brugere, som afviger fra anbefalede testprocedurer, må selv tage ansvaret for fortolkningen af patientresultater under disse betingelser. Protokolliderne kan variere på grund af variationer i vævsfiksering og effektiviteten af antigenforstærkning og skal bestemmes empirisk. Ved optimering af genfindingsbetingelser og protokollider skal der anvendes negative reagenskontroller.

Fejlfinding

Se reference 3 for afhjælpende foranstaltninger.

Kontakt venligst den lokale distributor eller Leica Biosystems' regionale kontor for at rapportere usædvanlig farvning.

Yderligere Oplysninger

Yderligere oplysninger om immunfarvning med BOND-reagenser kan findes i "Anvendelse af BOND-reagenser" i BOND-brugervejledningen under overskrifterne Proceduremæssige principper, Nødvendige materialer, Præparatklargøring, Kvalitetskontrol, Analyseverifikation, Fortolkning af farvning, Nøgle til symboler på etiketter og Generelle begrænsninger.

Bibliografi

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741–745.
5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005;123:369–375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471–476.
ProClin 950 er et varemærke tilhørende Supelco, en del af Sigma-Aldrich Corporation.

Udgivelsesdato

06 december 2018

BOND™ Klaar Voor Primaire Antilichaam te Gebruiken CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Catalogusnr.: PA0424

Beoogd gebruik

Dit reagens is voor gebruik bij diagnose in vitro.

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) is een monoklonaal antilichaam dat bedoeld is voor gebruik bij de kwalitatieve identificatie, met behulp van lichtmicroscopie, van Sialyl Lewis^a in met formaline gefixeerd en in paraffine ingebed weefsel door middel van immunohistochemische kleuring met het geautomatiseerde BOND-systeem (waaronder het Leica BOND-MAX-systeem en het Leica BOND-III-systeem).

De klinische interpretatie van een kleuring of de afwezigheid hiervan moet worden aangevuld met morfologische studies en de juiste controles. Ook moeten er evaluaties worden uitgevoerd binnen de context van de klinische voorgeschiedenis van de patiënt en andere diagnostische tests uitgevoerd door een bevoegd patholoog.

Samenvatting en toelichting

Immunohistochemische technieken kunnen worden gebruikt om de aanwezigheid van antigenen in weefsel en cellen aan te tonen (zie "Using BOND Reagents" (BOND-reagentia gebruiken) in de gebruikersdocumentatie van BOND). CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) primair antilichaam is een gebruiksklaar product dat speciaal voor gebruik met BOND Polymer Refine Detection is geoptimaliseerd. Sialyl Lewis^a wordt aangetoond door eerst CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) aan de coupe te laten binden en die binding daarna te visualiseren met behulp van de reagentia die met het detectiesysteem zijn meegeleverd. Gebruik van deze producten in combinatie met het geautomatiseerde BOND-systeem vermindert de kans op menselijke fouten en de variabiliteit die inherent is aan het verdunnen van individuele reagentia, handmatig pipetteren en handmatige reagenstoepassing.

Geleverde reagentia

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) is een antihumaan monoklonaal muizenantilichaam dat wordt geproduceerd als weefselweeksupernatant en wordt geleverd in een tris-gebufferde zoutoplossing met dragereiwit, met als conserveringsmiddel 0,35% ProClin[®] 950.

Totaal volume = 7 ml.

Kloon

C241:5:1:4.

Immunogeen

Humaan colorectaal adenocarcinoom cellijn COLO 205.

Specificiteit

Glycolipiden die Sialyl Lewis^a bevatten. De herkende epitop wordt aangeduid als CA19-9. Er is een minimale kruisreactiviteit (<1%) met Sialyl Lacto-N-tetraosylceramide. Geen kruisreactie met Lewis^s, Lewis^x of structureel verwante stoffen.

Subklasse

IgG1.

Totale eiwitconcentratie

Ongeveer 10 mg/ml.

Antilichaamconcentratie

Groter dan of gelijk aan 0,35 mg/l zoals bepaald door ELISA.

Verdunnen en mengen

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) antilichaam is optimaal verdund voor gebruik op het BOND-systeem. Het is niet nodig om dit reagens te reconstitueren, mengen, verdunnen of titreren.

Benodigde, maar niet meegeleverde materialen

Zie "Using BOND Reagents" (BOND-reagentia gebruiken) in de BOND-gebruikersdocumentatie voor een volledige lijst van de materialen die nodig zijn voor monsterbehandeling en immunohistochemische kleuring met het BOND-systeem.

Opslag en stabiliteit

Bewaren bij 2–8 °C. Niet gebruiken na de vervaldatum die op het etiket van de verpakking staat.

De tekenen die duiden op verontreiniging en/of instabiliteit van CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) zijn: troebelheid van de oplossing, geurontwikkeling en aanwezigheid van precipitaat.

Direct na gebruik weer bij 2–8 °C opslaan.

Andere dan de hierboven genoemde opslagcondities moeten door de gebruiker worden geverifieerd¹.

Voorzorgsmaatregelen

- Dit product is bedoeld voor gebruik bij diagnose in vitro.
- De concentratie ProClin[®] 950 is 0,35%. Het bevat het werkzame bestanddeel 2-methyl-4-isothiazolin-3-one en kan irritatie van de huid, ogen, slijmvliezen en bovenste luchtwegen veroorzaken. Draag wegwerphandschoenen bij het hanteren van reagentia.
- Neem om een kopie van het veiligheidsinformatieblad te verkrijgen contact op met uw lokale distributeur of het regionale kantoor van Leica Biosystems, of ga naar de website van Leica Biosystems: www.LeicaBiosystems.com.

- Specimens, en alle materialen die eraan worden blootgesteld, moeten voor en na fixatie worden behandeld als potentiële overdragers van infecties en afgevoerd worden met de juiste voorzorgsmaatregelen². Pipetteer reagentia nooit met de mond en vermijd contact van de huid en slijmvliezen met reagentia of monsters. Indien reagentia of monsters in aanraking komen met gevoelige gebieden, spoel deze dan overvloedig met water. Raadpleeg een arts.
- Raadpleeg de nationale, regionale en plaatselijke voorschriften voor de afvoer van alle potentieel giftige stoffen.
- Minimaliseer de kans op microbiële contaminatie van reagentia, want dit kan de niet-specifieke kleuring verhogen.
- Andere hersteltijden, incubatietijden of temperaturen dan vermeld, kunnen onjuiste resultaten opleveren. Dergelijke wijzigingen moeten door de gebruiker worden gevalideerd.

Gebruiksaanwijzing

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) primair antilichaam werd ontwikkeld voor gebruik op het geautomatiseerde BOND-systeem in combinatie met BOND Polymer Refine Detection. Het aanbevolen kleuringsprotocol voor CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) primair antilichaam is IHC Protocol F. Warmte-geïnduceerd epitooferstel wordt aanbevolen met gebruik van BOND Epitope Retrieval Solution 1 gedurende 20 minuten.

Verwachte resultaten

Normale weefsels

Kloon C241:5:1:4 kleurde ductaal epitheel van de borst, pancreas, speekselklier en galbuis. Kleuring werd ook waargenomen in het epitheel van de maag, dunne darm, colon, prostaat en het plaveiselepitheel van de slokdarm, cervix en tonsil. CA19-9 werd ook aangetoond in de talgklieren van de huid, longpneumocyten, Hassall bloedlichaampjes en medullaire thymuscellen. (Totaal aantal gekleurde monsters = 68.)

Tumorweefsels

Kloon C241:5:1:4 kleurde 1/2 adenocarcinomen van de dikke darm, 1/1 rectumadenocarcinoom, 2/2 maagadenocarcinomen, 2/2 pancreasadenocarcinomen, 1/2 prostaatadenocarcinomen, 2/2 plaveiselcelcarcinomen van de slokdarm, 2/2 plaveiselcelcarcinomen van de larynx, 1/1 niet-kleinellig longcarcinoom, 1/2 invasieve plaveiselcelcarcinomen van de baarmoeder, 1/2 papillaire carcinomen van de schildklier, 1/2 folliculaire carcinomen van de schildklier, 1/2 levercholangiocarcinomen, 1/1 gecombineerd hepacellulaire cholangiocarcinomen van de lever, 1/2 infiltrerende ductale carcinomen van de borst, 1/2 niercelcarcinomen, 1/2 metastatische carcinomen van de lymfeklieren en 0/23 andere tumoren. (Totaal aantal gekleurde monsters = 52).

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) is aanbevolen voor het aantonen van CA19-9 (Sialyl Lewis^x) in normale en neoplastische weefsels.

Productspecifieke beperkingen

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) is geoptimaliseerd door Leica Biosystems voor gebruik met BOND Polymer Refine Detection en BOND-hulpreegentia. Gebruikers die afwijken van de aanbevolen testprocedures moeten de verantwoordelijkheid aanvaarden voor de interpretatie van patiëntenresultaten verkregen onder deze omstandigheden. Protocoltijden kunnen variëren door variatie in weefselfixatie en de effectiviteit van antigeenversterking, en moeten empirisch worden bepaald. Bij het optimaliseren van de herstelcondities en de protocoltijden moeten negatieve reagenscontroles worden gebruikt.

Probleemoplossing

Raadpleeg referentie 3 voor herstelacties.

Neem contact op met uw lokale distributeur of het regionale kantoor van Leica Biosystems om ongebruikelijke kleuring te melden.

Overige informatie

Meer informatie over immunokleuring met BOND-reagentia vindt u onder de titels Principle of the procedure (Principe van de procedure), Materials required (Benodigde materialen), Specimen preparation (Monsterpreparatie), Quality control (Kwaliteitscontrole), Assay verification (Verificatie van de assay), Interpretation of staining (Interpretatie van de kleuring), Key to symbols on labels (Verklaring van symbolen op etiketten) en General limitations (Algemene beperkingen) in "Using BOND reagents" (BOND-reagentia gebruiken) in de gebruikersdocumentatie van BOND.

Literatuurlijst

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741-745.
5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005;123:369-375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471-476.

ProClin 950 is een handelsmerk van Supelco, een onderdeel van de Sigma-Aldrich Corporation.

Datum uitgave

06 december 2018

BOND™ Primært Antistoff Klart til Bruk

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Katalognr.: PA0424

Tiltenkt bruk

Denne reagensen er til in vitro-diagnostisk bruk.

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) monoklonalt antistoff skal brukes til kvalitativ identifisering med lysmikroskopiering av Sialyl Lewis^a i formalinfiksert, paraffinnstøpt vev med immunhistokjemisk farging ved bruk av det automatiserte BOND-systemet (herunder Leica BOND-MAX-systemet og Leica BOND-III-systemet).

Den kliniske tolkningen av enhver farging eller fravær av farging skal understøttes av morfologiske studier og gode kontroller og skal evalueres i sammenheng med pasientens sykehistorie og andre diagnostiske tester utført av en kvalifisert patolog.

Sammendrag og forklaring

Immunhistokjemiske teknikker kan brukes til å vise tilstedeværelse av antigener i vev og celler (se «Bruk av BOND-reagenser» i brukerdokumentasjonen for BOND-systemet). Det primære antistoffet CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) er et produkt som er klart for bruk og spesielt optimalisert for bruk sammen med BOND Polymer Refine Detection. Påvisning av Sialyl Lewis^a oppnås ved først å la CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) binde seg til snittet og deretter visualisere denne bindingen ved å bruke reagensene som følger med deteksjonssystemet. Ved å bruke disse produktene i kombinasjon med det automatiserte BOND-systemet reduseres muligheten for menneskelig feil og iboende variabilitet som følge av individuell reagensfortynning, manuell pipettering og reagenspåføring.

Medfølgende reagenser

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) er et antihumant monoklonalt antistoff fra mus som er produsert som vevskultur-supernatant, og leveres i tris-bufret saltvann med bæreprotein med 0,35 % ProClin[®] 950 som konserveringsmiddel.

Totalvolum = 7 ml.

Klon

C241:5:1:4.

Immunogen

Human kolorektal adenokarsinom cellelinje COLO 205.

Spesifisitet

Glykolipider som inneholder Sialyl Lewis^a Den identifiserte epitopen er tilordnet CA19-9. Det er minimal kryssreaktivitet (<1 %) med Sialyl Lacto-N-tetraosylceramid. Kryssreagerer ikke med Lewis^x, Lewis^y eller strukturelt beslektede stoffer.

Underklasse

IgG1.

Total proteinkonsentrasjon

Ca. 10 mg/ml.

Antistoffkonsentrasjon

Større enn eller lik 0,35 mg/l som fastslått av ELISA.

Fortynning og blanding

Det primære antistoffet CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) er optimalt fortynnet for bruk med BOND-systemet. Rekonstitusjon, blanding, fortynning eller titrering av denne reagensen er ikke nødvendig.

Nødvendige materialer som ikke følger med

Se «Bruk av BOND-reagenser» i BOND-brukerdokumentasjonen for å finne en fullstendig liste over materialer som trengs for behandling av prøvemateriale og immunhistokjemisk farging ved bruk av BOND-systemet.

Oppbevaring og stabilitet

Oppbevares ved 2–8 °C. Må ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på beholderens etikett.

Tegnene som indikerer kontaminering og/eller ustabilitet i CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4), er: turbiditet av løsningen, luktutvikling og tilstedeværelse av bunnfall.

Retur til 2–8 °C umiddelbart etter bruk.

Andre oppbevaringsforhold enn de som er angitt ovenfor, må verifiseres av brukeren¹.

Forsiktighetsregler

- Dette produktet er beregnet for in vitro-diagnostisk bruk.
- Konsentrasjonen av ProClin[®] 950 er 0,35 %. Det inneholder den aktive ingrediensen 2-metyl-4-isotiazolin-3-on, og kan forårsake irritasjon på hud, øyne, slimhinner og øvre luftveier. Bruk engangshansker ved håndtering av reagenser.
- Hvis du ønsker et eksemplar av sikkerhetsdatabladet, kan du kontakte din lokale forhandler eller regionkontoret til Leica Biosystems, eller du kan besøke Leica Biosystems' nettsted på www.LeicaBiosystems.com.

- Prøver, før og etter fiksering, og alle materialer som er utsatt for dem, skal behandles som om de kan overføre smitte og avhendes med riktige forholdsregler². Reagenser skal aldri pipetteres med munnen. Unngå at reagenser eller prøvematerialer kommer i kontakt med hud eller slimhinner. Hvis reagenser eller prøvematerialer kommer i kontakt med følsomme områder, skylt med rikelige mengder vann. Kontakt lege.
- Se lokale, regionale eller statlige forskrifter for avfallshåndtering av eventuelle potensielle giftkomponenter.
- Minimer mikrobiell kontaminering av reagenser, ellers kan det forekomme en økning i uspesifikk farging.
- Demaskering, inkuberingsstider eller temperaturer annet enn det som er angitt, kan gi uøyaktige resultater. Enhver slik endring må valideres av brukeren.

Bruksanvisning

Det primære antistoffet CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) er utviklet for bruk med det automatiserte BOND-systemet i kombinasjon med BOND Polymer Refine Detection. Anbefalt fargingsprotokoll for CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) primært antistoff er IHC Protocol F. Det anbefales varmeindusert epitop demaskering ved bruk av BOND Epitope Retrieval Solution 1 i 20 minutter.

Forventede resultater

Normale vev

Klon C241:5:1:4 farget kanalepitel i bryst, bukspyttkjertel, spyttkjertel og galleganger. Farging ble også sett i epitel i magesekk, tynntarm, kolon, prostata og plateepitel i spiserør, cervix og tonsill. CA19-9 ble også påvist i talgkjertler i hud, pneumocytter i lunger, Hassalls korpuskler og medullærceller i thymus. (Totalt antall fargede tilfeller = 68).

Tumorvev

Klon C241:5:1:4 farget 1/2 kolonadenokarsinomer, 1/1 rektumkarsinom, 2/2 mageadenokarsinomer, 2/2 adenokarsinomer i bukspyttkjertel, 1/2 adenokarsinomer i prostata, 2/2 plateepitelkarsinomer i spiserør, 2/2 plateepitelkarsinomer i strupehode, 1/1 ikke-småcellet lungekarsinom, 1/2 invasive plateepitelkarsinomer i uterus, 1/2 papillære karsinomer i skjoldbruskkjertel, 1/2 follikulære karsinomer i skjoldbruskkjertel, 1/2 leverkolangiokarsinomer, 1/1 kombinert hepatocellulær kolangiokarsinom, 1/2 brystfiltrerende kanalkarsinom, 1/2 nyrecellekarsinomer, 1/2 lymfemodus metastatiske karsinomer og 0/23 andre tumorer. (Totalt antall fargede tilfeller = 52).

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) er anbefalt for påvisning av CA19-9 (Sialyl Lewis^x) i normalt og neoplastisk vev.

Produktspesifikke begrensninger

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) har blitt optimalisert hos Leica Biosystems til bruk med BOND Polymer Refine Detection og BOND-hjelpereagenser. Brukere som avviker fra de anbefalte testprosedyrene, må ta ansvar for tolkningen av pasientresultatene under disse forholdene. Protokolltidene kan variere pga. variasjon i vevsfiksering og effektiviteten til antigenforsterkningen, og må fastslås empirisk. Det skal brukes negative reagenskontroller når demaskeringsforhold og protokolltider optimeres.

Problemløsning

Se referanse 3 for utbedringstiltak.

Kontakt din lokale forhandler eller regionale kontor for Leica Biosystems for rapportering av uvanlig misfarging.

Videre informasjon

Mer informasjon om immunfarging med BOND-reagenser, under overskriftene Prinsipp for prosedyren, Nødvendige materialer, Preparering av prøvemateriale, Kvalitetskontroll, Analyseverifisering, Tolkning av farging, Symbolforklaring på etiketter og Generelle begrensninger, finner du under «Bruk av BOND-reagenser» i BOND-brukerdokumentasjonen.

Bibliografi

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741–745.
5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005;123:369–375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471–476.

ProClin[®] 950 er et varemerke for Supelco, en del av Sigma-Aldrich Corporation.

Utstedelsesdato

06 desember 2018

BOND™ Kullanıma Hazır Primer Antikor CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Katalog No: PA0424

Kullanım Amacı

Bu reaktif, in vitro diagnostik kullanım içindir.

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) monoklonal antikor, otomatik BOND sistemi (Leica BOND-MAX sistemini ve Leica BOND-III sistemini içerir) kullanılarak immünohistokimyasal boyama yoluyla, formalinle fikse edilmiş, parafine gömülmüş dokuda Sialyl Lewis^a'nın ışık mikroskopisi ile kalitatif tanımlanmasında kullanılır.

Herhangi bir boyamanın veya yokluğunun klinik yorumu, morfolojik çalışmalar ve uygun kontrollerle tamamlanmalı ve nitelikli bir patolog tarafından hastanın klinik geçmişi ve diğer tanı testleri bağlamında değerlendirilmelidir.

Özet ve Açıklama

İmmünohistokimyasal teknikler doku ve hücrelerde antijen varlığını göstermek amacıyla kullanılabilir (BOND kullanıcı belgelerinizdeki "BOND Reaktiflerinin Kullanımı" bölümüne bakınız). CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) primer antikor, BOND Polymer Refine Detection ile kullanım için spesifik olarak optimize edilmiş kullanıma hazır bir üründür. Sialyl Lewis^a'nın gösterimi ilk olarak CA19-9'un (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) kesite bağlanmasına izin verilir ardından bu bağlanmanın saptama sistemiyle birlikte sağlanan reaktifler kullanılarak görselleştirilmesiyle elde edilir. Bu ürünler, otomatik BOND sistemiyle birlikte kullanıldıklarında, insan kaynaklı hata olasılığını azaltıkları gibi tekil reaktif seyreltisinin, manuel pipetlemenin ve reaktif uygulamasının neden olduğu değişkenliği de azaltırlar.

Sağlanan Reaktifler

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4), saflaştırılmış doku kültür süpernatantı olarak üretilen fare anti insan monoklonal antikordur ve koruyucu olarak %0,35 ProClin™ 950 içeren, taşıyıcı proteinli Tris tamponlu salinde tedarik edilir.

Toplam hacim = 7 mL.

Klon

C241:5:1:4.

İmmünojen

İnsan kolorektal adenokarsinom hücre hattı COLO 205.

Özgüllük

Sialyl Lewis^a içeren glikolipidler. Tespit edilen epitop CA19-9 olarak belirlenir.

Sialil Lakto-N-tetraosileramid ile minimal çapraz reaktivite (<%1) mevcuttur. Lewis^s, Lewis^x veya yapısal olarak ilgili maddelerle çapraz reaksiyon gerçekleştirmeyin.

Alt sınıf

IgG1.

Toplam Protein Konsantrasyonu

Yaklaşık 10 mg/mL.

Antikor Konsantrasyonu

ELISA tarafından belirlendiği gibi 0,35 mg/L'ye eşit veya bu değerden yüksek.

Seyreltme ve Karıştırma

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) primer antikor, BOND sisteminde kullanılmak için optimum düzeyde seyreltilmiştir. Bu reaktifin sulandırılması, karıştırılması, seyreltilmesi veya titrasyonu gerekli değildir.

Gereken Ama Sağlanmayan Materyaller

BOND sistemi kullanılarak numune muamelesi ve immünohistokimyasal boyama için gerekli materyallerin tam bir listesi için BOND kullanıcı belgelerinizdeki "BOND Reaktiflerinin Kullanımı" bölümüne başvurun.

Saklama ve Stabiliteler

2–8°C'de saklayın. Kap etiketinin üzerindeki son kullanma tarihi geçmişse kullanmayın.

CA19-9'da (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) kontaminasyona ve/veya instabiliteye işaret eden belirtiler şunlardır: Çözeltide bulanıklıklaşma, koku gelişimi ve presipitat oluşumu.

Kullandıktan hemen sonra 2–8°C'ye geri alın.

Yukarıda belirtilenlerin dışındaki saklama koşulları kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır¹.

Önemler

- Bu ürün, in vitro diagnostik kullanım içindir.
- ProClin™ 950 konsantrasyonu %0,35'tir. Etken madde olarak 2-metil-4-izotiazolin-3-one içerir ve cilt, gözler, mukoza ve üst solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Reaktifleri kullanırken tek kullanımlık eldiven takın.
- Malzeme Güvenlik Bilgileri Formunun bir kopyası için yerel distribütörünüzle veya Leica Biosystems bölge ofisiyle iletişime geçin ya da bunun yerine Leica Biosystems'in Web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.LeicaBiosystems.com.

- Fiksasyondan önce ve sonra örnekler ve bunlara maruz kalmış bütün materyaller, enfeksiyon yayabilecekmiş gibi işlem görmelidir ve gerekli önlemler alınarak imha edilmelidir². Reaktifleri hiçbir zaman ağız yoluyla pipetlemeyin ve reaktifler veya numunelerle ten temasından ve mukozaya temasından kaçının. Reaktifler veya örnekler hassas bölgelere temas ederse bol miktarda suyla yıkayın. Tıbbi yardım isteyin.
- Herhangi bir toksik olabilecek bileşenin atılması açısından yerel, bölgesel veya ulusal düzenlemelere başvurun.
- Reaktiflerin mikrobiyal kontaminasyonunu minimize edin, aksi takdirde spesifik olmayan boyamada bir artış meydana gelebilir.
- Belirtilenlerin dışındaki geri alma, inkübasyon süreleri veya sıcaklıklar hatalı sonuçlara neden olabilir. Bu tür herhangi bir değişiklik kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır.

Kullanma Talimatı

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) primer antikor, BOND Polymer Refine Detection ile kombine olarak otomatik BOND sisteminde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) primer antikor için önerilen boyama protokolü IHC Protocol F'tir. BOND Epitope Retrieval Solution 1 kullanılarak 20 dakika ısı indüklü epitop alımı önerilir.

Öngörülen Sonuçlar

Normal Dokular

Klon C241:5:1:4 göğüs, pankreas, tükürük bezi ve safra kanalının duktal epitelyumunu boyamıştır. Boyama mide, ince bağırsak, kolon, prostat epitelyumunda ve özofagus, serviks ve bademciğin skuamöz epitelyumunda da görülmüştür. CA19-9 aynı zamanda derinin sebasöz bezlerinde, akciğerin pnömositlerinde, Hassall cisimciklerinde ve timusun medüller hücrelerinde gösterilmiştir. (Boyanan toplam vaka sayısı = 68).

Tümör Dokuları

Klon C241:5:1:4; 1/2 kolon adenokarsinom, 1/1 rektum adenokarsinom, 2/2 mide adenokarsinom, 2/2 pankreas adenokarsinom, 1/2 prostat adenokarsinom, 2/2 özofagus skuamöz hücre karsinom, 2/2 larinks skuamöz hücre karsinom, 1/1 akciğer küçük olmayan hücre karsinom, 1/2 uterin invaziv skuamöz hücre karsinom, 1/2 tiroid bezi papiller karsinom, 1/2 tiroid bez folliküler karsinom, 1/2 karaciğer kolanjiyokarsinom, 1/1 karaciğer kombine hepatosellüler kolanjiyokarsinom, 1/2 göğüs infiltrate eden duktal karsinom, 1/2 böbrek renal hücre karsinom, 1/2 lenf nodu metastatik karsinom ve 0/23 diğer tümörler boyamıştır. (Boyanan toplam vaka sayısı = 52).

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) normal ve neoplastik dokularda CA19-9'un (Sialyl Lewis^x) gösterimi için önerilmektedir.

Ürüne Özgü Sınırlamalar

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4), BOND Polymer Refine Detection'la ve BOND yardımcı reaktiflerle kullanılmak üzere Leica Biosystems'ta optimize edilmiştir. Önerilen test işlemlerinden sapan kullanıcılar bu şartlar altında hasta sonuçlarının yorumlanmasının sorumluluğunu almaktadır. Doku fiksasyonu ve antijen alımının etkinliğindeki değişkenlikler nedeniyle protokol süreleri değişiklik gösterebilir ve ampirik olarak belirlenmelidir. Alım koşulları ve protokol zamanları optimize edilirken negatif reaktif kontrolleri kullanılmalıdır.

Sorun Giderme

Düzeltilme işlemi için referans 3'e başvurun.

Olağan dışı boyama bildirimini için yerel distribütörünüz veya Leica Biosystems bölge ofisi ile iletişime geçin.

Ayrıntılı Bilgiler

BOND reaktifleri ile immün-boyama hakkında daha fazla bilgi BOND kullanıcı belgelerinizde "BOND Reaktiflerinin Kullanımı" bölümündeki Principle of the Procedure (İşlem Prensipleri), Materials Required (Gereken Materyaller), Specimen Preparation (Numune Hazırlama), Quality Control (Kalite Kontrol), Assay Verification (Tahsil Doğrulama), Interpretation of Staining (Boyanmanın Yorumlanması), Key to Symbols on Labels (Etiketlerdeki Semboller için Anahtar) ve General Limitations (Genel Sınırlamalar) başlıkları altında bulunabilir.

Bibliyografya

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741-745.
5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005;123:369-375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471-476.

ProClin[®] 950, Sigma-Aldrich Corporation'a bağlı Supelco'nun ticari markasıdır.

Yayın Tarihi

06 Aralık 2018

Готово за употреба първично антитяло BOND™ CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Каталожен №: PA0424

Предназначение

Този реагент е за употреба при in vitro диагностика.

Моноклоналното антитяло CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) е предназначено за качествената идентификация чрез оптична микроскопия на Сялил Люис^a във фиксирана с формалин, вградена в парафин тъкан чрез имунохистохимично оцветяване, като се използва автоматизираната система BOND (включва системите Leica BOND-MAX и Leica BOND-III).

Клиничната интерпретация на всяко оцветяване или неговата липса следва да бъде допълнена от морфологични проучвания и съответните контроли и да се оценява в контекста на клиничната история на пациента и други диагностични изследвания от квалифициран патолог.

Описателна и разяснителна

Могат да бъдат използвани имунохистохимични техники за демонстриране на наличието на антигени в тъканта и клетките (вж. „Употреба на реагенти BOND“ във вашата документация за потребителя на BOND). Първичното антитяло CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) е готов за употреба продукт, който е специално оптимизиран за използване с BOND Polymer Refine Detection.

Показването на Sialyl Lewis^a се постига, като първо се позволява свързването на CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) с участъка, след което това свързване се визуализира, като се използват реагентите, предоставени в системата за откриване. Употребата на тези продукти заедно с автоматизираната система BOND намалява възможността от човешка грешка и присъщата изменчивост в резултат на отделно разреждане на реагенти, ръчно пипетиране и прилагане на реагенти.

Предоставени реагенти

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) е мише античовешко моноклонално антитяло, получено като пречистен супернатант от тъканна култура и доставено в трометамин-буфериран физиологичен разтвор с протеинов носител, съдържащ 0,35% ProClin™ 950 като консервант.

Общ обем = 7 mL.

Клонинг

C241:5:1:4.

Имуноген

Клетъчна линия на човешки колоректален аденокарцином COLO 205.

Специфичност

Гликолипиди, съдържащи Sialyl Lewis^a. Разпознатият епитоп е обозначен CA19-9. Има минимална кръстосана реактивност (<1%) със сялил лакто-N-тетраосилкерамид. Не демонстрира кръстосана реактивност с Люис^a, Люис^b или структурно свързани вещества.

Подклас

IgG1.

Обща концентрация на протеин

Приблизително 10 mg/mL.

Концентрация на антитела

По-висока или равна на 0,35 mg/L, както е определено от ELISA.

Разреждане и смесване

Първичното антитяло CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) е оптимално разрежено за употреба със системата BOND. Не се изисква възстановяване, смесване, разреждане или титриране на този реагент.

Необходими, но непредоставени материали

Вижте „Употреба на реагенти BOND“ във вашата документация за потребителя на BOND за пълен списък от материали, необходими за третиране на спесимени и имунохистохимично оцветяване при използване на системата BOND.

Съхранение и стабилност

Да се съхранява при температура 2 – 8°C. Не използвайте след срока на годност, указан на етикета на контейнера.

Признаците за контаминация и/или нестабилност на CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) са: мътност на разтвора, проява на мирис и наличие на утайка.

Да се върне на температура 2 – 8°C веднага след употреба.

Другите условия на съхранение, освен посочените по-горе, трябва да бъдат проверени от потребителя¹.

Предпазни мерки

- Този продукт е предназначен за in vitro диагностика.
- Концентрацията на ProClin™ 950 е 0,35%. Съдържа активната съставка 2-метил-4-изотиазолин-3-он и може да причини дразнене на кожата, очите, лигавиците и горните дихателни пътища. При работа с реагентите да се носят ръкавици за еднократна употреба.

- За да получите копие на информационния лист за безопасност на материалите, се свържете с вашия местен дистрибутор или регионален офис на Leica Biosystems или посетете уеб сайта на Leica Biosystems www.LeicaBiosystems.com.
- Спесимените преди и след фиксация, както и всички материали, изложени на тяхното влияние, трябва да бъдат третирани като способни да предадат инфекция и да бъдат изхвърлени, като се прилагат съответните предпазни мерки². Никога не пипайте реагенти с уста и избягвайте контакт на кожата и лигавиците с реагенти или спесимени. При контакт на реагенти или спесимени с чувствителни зони измийте зоните с обилно количество вода. Потърсете медицинска помощ.
- Консултирайте се с федералните, държавните или местните регламенти относно изхвърлянето на потенциално токсични компоненти.
- Свеждайте до минимум микробната контаминация на реагентите, в противен случай може да се появи увеличаване на неспецифичното оцветяване.
- Извличането, инкубационните времена или температури, различни от посочените, могат да доведат до погрешни резултати. Всякакви подобни промени трябва да бъдат валидирани от потребителя.

Инструкции за употреба

Първичното анти тяло CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) е разработено за употреба с автоматизираната система BOND в комбинация с BOND Polymer Refine Detection. Препоръчителният протокол за оцветяване за първичното анти тяло CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) е IHC Protocol F. Препоръчва се термично индуцирано извличане на епитоп с помощта на BOND Epitope Retrieval Solution 1 в продължение на 20 минути.

Очаквани резултати

Нормални тъкани

Клонинг C241:5:1:4 оцветява дукталния епител на гърдата, панкреаса, слюнчената жлеза и жлъчния канал. Оцветяване се забелязва също в епитела на стомаха, тънките черва, ободното черво, простатата и сквамозния епител на хранопровода, червика и сливиците. CA19-9 се демонстрира и в мастните жлези на кожата, пневмоцитите на белия дроб, Хаселевите телца и медуларните клетки на тимуса. (Общ брой на оцветените случаи = 68).

Туморни тъкани

Клонинг C241:5:1:4 оцветява 1/2 аденокарциноми на ободното черво, 1/1 аденокарцином на правото черво, 2/2 аденокарциноми на стомаха, 2/2 аденокарциноми на панкреаса, 1/2 аденокарциноми на простатата, 2/2 плоскоклетъчни карциноми на хранопровода, 2/2 плоскоклетъчни карциноми на ларинкса, 1/1 недребноклетъчен карцином на белия дроб, 1/2 инвазивен плоскоклетъчен карцином на матката, 1/2 папиларен карцином на щитовидната жлеза, 1/2 фоликуларен карцином на щитовидната жлеза, 1/2 холангиокарциноми на черния дроб, 1/1 комбиниран хепатокарцином на черния дроб, 1/2 инфилтриращи дуктални карциноми на гърдата, 1/2 карциноми на реналните клетки на бъбрека, 1/2 метастатични карциноми на лимфния възел и 0/23 други тумори. (Общ брой на оцветените случаи = 52).

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) се препоръчва за демонстриране на CA19-9 (Силайл Люис^x) в нормални и неопластични тъкани.

Специфични ограничения на продукта

Продуктът CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) е оптимизиран от Leica Biosystems за употреба с BOND Polymer Refine Detection и спомогателните реагенти BOND. Потребителите, които се отклоняват от препоръчаните процедури за тестване, трябва да поемат отговорност за интерпретацията на резултатите на пациентите при тези обстоятелства. Времетраенето на протоколите може да варира поради вариацията във фиксацията на тъканта и ефективността на усилването на антигена и трябва да се определи емпирично. Трябва да се използват негативни контроли на реагентите при оптимизиране на условията на извличане и времетраенето на протоколите.

Отстраняване на неизправности

Разгледайте референция 3 за коригиращо действие.

Свържете се с вашия местен дистрибутор или с регионалния офис на Leica Biosystems, за да съобщите за необичайно оцветяване.

Допълнителна информация

Допълнителна информация за имунооцветяване с реагенти BOND можете да намерите в „Употреба на реагенти BOND“ във вашата документация за потребителя на BOND под заглавията „Принцип на процедурата“, „Необходими материали“, „Приготвяне на спесимен“, „Контрол на качеството“, „Потвърждаване на анализа“, „Интерпретация на оцветяването“, „Легенда на символите на етикетите“ и „Общи ограничения“.

Библиография

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741–745.
5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005;123:369–375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471–476.

ProClin® 950 е търговска марка на Supelco, част от Sigma-Aldrich Corporation.

Дата на издаване

06 декември 2018

BOND™ azonnal használható elsődleges antitest CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Katalógusszám: PA0424

Alkalmazási terület

Ez a reagens in vitro diagnosztikai használatra szolgál.

A CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) monoklonális antitest a humán szialil-Lewis^a fénymikroszkóppal történő kvalitatív azonosítására szolgál formalinban fixált, paraffinba ágyazott szövetben, immunhisztokémiai festés útján, automata BOND rendszer (így a Leica BOND-MAX rendszer vagy a Leica BOND-III rendszer) használatával.

Minden festődés meglétének vagy hiányának klinikai értelmezését morfológiai vizsgálatokkal és megfelelő kontrollokkal kell kiegészíteni, valamint az értékelést a beteg klinikai kórtörténete és egyéb diagnosztikai vizsgálatok figyelembevételével, képzett patológusnak kell elvégeznie.

Összefoglalás és magyarázat

Az immunhisztokémiai módszerek antigének jelenlétének kimutatására szolgálnak szövetekben és sejtekben (lásd a „BOND reagensok használata” című részt a BOND felhasználói dokumentációban). A CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) elsődleges antitest használatra kész termék, amely kifejezetten a BOND Polymer Refine Detection kittel való használatra lett optimalizálva. A humán szialil-Lewis^a kimutatása úgy történik, hogy előbb lehetővé kell tenni a CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) kötődését a metszethez, majd ez a kötődés megjeleníthető a detektáló rendszerben található reagensekkel. Ha ezeket a termékeket az automata BOND rendszerrel együtt használják, csökken az emberi hibák lehetősége, és mérsékelhető az egyes reagensok hígításából, a manuális pipettázásból és a reagensok alkalmazásából származó erendendő eltérések.

Biztosított reagensok

A CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) egér eredetű, antihumán monoklonális antitest, amelyet tisztított szövettenyészet-felülőszókat állítanak elő. Kiszerezése: tris-pufferelt sóoldatban, hordozófehérjével, amely tartósítószerként 0,35% ProClin® 950-et tartalmaz.

Teljes mennyiség = 7 ml.

Klón

C241:5:1:4.

Immunogén

Humán kolorektális adenokarcinóma sejtvonal COLO 205.

Specifitás

Szialil-Lewis^a-t tartalmazó glikolipidek. A felismert építő a kijelölt CA19-9. Minimális a keresztreaktivitás (<1%) a Szialil-lakto-N-tetrazil-ceramiddal. Nincs keresztreaktivitás a Lewis^a-val, Lewis^b-vel vagy hasonló struktúrájú anyagokkal.

Alosztály

IgG1.

Összfehérje-koncentráció

Kb. 10 mg/ml.

Antitest-koncentráció

Legalább 0,35 mg/l, ELISA módszerrel meghatározva.

Hígítás és elegyítés

A CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) elsődleges antitest hígítása optimális a BOND rendszerrel való használatához. Nem szükséges a reagens feloldása, elegyítése, hígítása vagy titrálása.

Szükséges, de nem biztosított anyagok

A minta kezeléséhez és a BOND rendszerrel végzett immunhisztokémiai festéshez szükséges anyagok teljes listáját lásd a BOND felhasználói dokumentáció „BOND reagensok használata” című részében.

Tárolás és stabilitás

2–8 °C-on tárolandó. Ne használja fel a tartály címkéjén feltüntetett lejárati dátum után.

A CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) szennyezettségére és/vagy instabilitására utaló jelek a következők: az oldat zavarossága, szag kialakulása és csapadék jelenléte.

Felhasználás után azonnal tegye vissza 2–8 °C közötti hőmérsékletre.

A fentiekben előírtaktól eltérő tárolási feltételeket a felhasználónak ellenőriznie kell¹.

Óvintézkedések

- Ez a termék in vitro diagnosztikai használatra szolgál.
- A ProClin® 950 koncentrációja 0,35%. A termék 2-metil-4-izotiazolin-3-on hatóanyagot tartalmaz, amely a bőr, a szem, a nyálkahártyák és a felső légutak irritációját okozhatja. A reagensok kezeléséhez viseljen egyszer használatos kesztyűt.
- Az anyagbiztonsági adatlap igényléséhez forduljon a Leica Biosystems helyi forgalmazójához vagy regionális irodájához, vagy keresse fel a Leica Biosystems weboldalát a www.LeicaBiosystems.com címen.

- A mintákat fixálás előtt és után, valamint a velük érintkező összes anyagot fertőzések terjesztésére képes anyagként kell kezelni, és megfelelő körültekintéssel kell ártalmatlanítani². Soha ne pipettázza szájjal a reagenseket, továbbá kerülje a bőr és a nyálkahártyák érintkezését a reagensekkel és a mintákkal. Ha a reagensek vagy minták érzékeny területtel érintkeznek, bő vízzel mossa le az érintett területet. Forduljon orvoshoz.
- Minden potenciálisan toxikus összetevő ártalmatlanításával kapcsolatban kövesse a szövetségi, állami és helyi előírásokat.
- Minimálisan kell csökkenteni a reagensek mikrobiális szennyeződését, különben megnövekedhet a nem specifikus festődés.
- A megadottaktól eltérő feltérási körülmények, inkubációs idők és hőmérsékletek hibás eredményekhez vezethetnek. A felhasználónak minden ilyen jellegű változtatást validálnia kell.

Használati útmutató

A CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) elsődleges antitest automata BOND rendszerrel és a BOND Polymer Refine Detection kittel való együttes használata lett kifejlesztve. A CA19-9-et a bőr faggyúmirigyekben, a tüdő pneumocitáiban, ill. a csecsemőmirigy Hassall-testjeiben az IHC Protocol F. A hőindukált epitópfeltáráshoz BOND Epitope Retrieval Solution 1 oldat 20 percig tartó alkalmazása javasolt.

Várható eredmények

Normál szövetek

A C241:5:1:4 klón az emlő duktális epitéliumát, a hasnyálmirigyet, a nyálmirigyeket és az epevezetéseket festette meg. A gyomor-epitéliumban, a vékonybélben, a vastagbélben, a nyelőcső laphámjában, a méhnyakban és a mandulákban szintén volt megfigyelhető festődés. A CA19-9-et a bőr faggyúmirigyekben, a tüdő pneumocitáiban, ill. a csecsemőmirigy Hassall-testjeiben és medulláris sejteiben szintén kimutatták. (Összes megfestett esetszám = 68).

Tumorszövetek

A C241:5:1:4 klón által megfestett tumorok aránya: 1/2 vastagbél-adenokarcinóma, 1/1 végbél-adenokarcinóma, 2/2 gyomoradenokarcinóma, 2/2 hasnyálmirigy-adenokarcinóma, 1/2 prosztataadenokarcinóma, 2/2 nyelőcső laphámsejtes karcinómája, 2/2 gége laphámsejtes karcinómája, 1/1 nem kissejtes tüdőkarcinóma, 1/2 méh invazív laphámsejtes karcinómája, 1/2 pajzsmirigy papilláris karcinóma, 1/2 pajzsmirigy follikuláris karcinóma, 1/2 máj kolangiokarcinóma, 1/1 májjal érintett hepatocelluláris kolangiokarcinóma, 1/2 az emlő infiltráló duktális karcinómája, 1/2 a vese vesesejtes karcinómája, 1/2 nyirokcsomó metasztatikus karcinóma és 0/23 egyéb daganat. (Összes megfestett esetszám = 52).

A CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) a CA19-9 (Sialyl Lewis^x) kimutatására ajánlott normál és tumoros szövetekben.

Termékspecifikus korlátozások

A CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) terméket a Leica Biosystems a BOND Polymer Refine Detection kittel és a BOND segédreagensekkel való használatra optimalizálta. A tesztelési eljárásoktól való eltérés esetén a felhasználó felelőssége a betegeredmények értelmezése az adott körülmények között. A protokoll végrehajtásához szükséges idő a szövet fixálásának és az antigén-erősítés hatékonyságának eltérései miatt változó lehet, ezért tapasztalati alapon történő meghatározást igényel. A feltérási körülmények és a protokollidők optimalizálásakor negatív reagenskontrollokat kell használni.

Hibaelhárítás

A javító intézkedéseket lásd a 3. hivatkozásban.

Szokatlan festődés bejelentéséhez forduljon a Leica Biosystems helyi forgalmazójához vagy regionális irodájához.

További információk

A BOND reagensekkel végzett immunfestésre vonatkozó további információkat a BOND felhasználói dokumentáció „BOND reagensek használata” című részében talál a következő szakaszokban: Az eljárás elve, Szükséges anyagok, A minták előkészítése, Minőség-ellenőrzés, A teszt ellenőrzése, A festődés értelmezése, A címkéken szereplő szimbólumok magyarázata és Általános korlátozások.

Szakirodalom

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741–745.
5. Comeselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005;123:369–375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471–476.

A ProClin[®] 950 a Sigma-Aldrich Corporation részét képező Supelco védjegye.

Kiadás dátuma

06 december 2018

Anticorpul primar gata de utilizare BOND™ CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Nr. catalog: PA0424

Utilizare prevăzută

Acest reactiv este destinat utilizării pentru diagnosticare *in vitro*.

Anticorpul monoclonal CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) este destinat utilizării pentru identificarea calitativă prin microscopie optică a Sialyl Lewis^a uman în țesut fixat în formalină, încorporat în parafină, prin colorare imunohistochimică utilizând sistemul automat BOND (care include sistemul Leica BOND-MAX și sistemul Leica BOND-III).

Interpretarea clinică a oricărei colorații sau a absenței acesteia trebuie verificată prin studii morfologice, folosind proceduri de control adecvate, și trebuie evaluată în contextul antecedentelor clinice ale pacientului, precum și al altor teste de diagnosticare efectuate de către un patologic calificat.

Rezumat și explicație

Pot fi utilizate tehnici imunohistochimice pentru a demonstra prezența antigenilor în țesut și celule (a se vedea „Utilizarea reactivilor BOND” din documentația de utilizare BOND). Anticorpul primar CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) este un produs gata de utilizare care a fost optimizat în mod specific pentru utilizare cu BOND Polymer Refine Detection. Demonstrarea prezenței Sialyl Lewis^a uman este realizată mai întâi prin permiterea legării CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) la secțiune și apoi prin vizualizarea acestei legări utilizând reactivii furnizați în sistemul de detecție. Utilizarea acestor produse, în combinație cu sistemul automat BOND, reduce posibilitatea producerii de erori umane și variabilitatea inerentă care rezultă din diluția individuală a reactivului, pipetarea manuală și aplicarea reactivului.

Reactivi furnizați

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) este un anticorp monoclonal anti-uman de șoarece produs ca supernatant de cultură tisulară și furnizat în soluție salină tamponată cu trometamină cu proteină purtătoare, care conține 0,35% ProCin™ 950 drept conservant.

Volum total = 7 ml.

Clonă

C241:5:1:4.

Imunogen

Linia celulară de carcinom colorectal uman COLO 205.

Specificitate

Glicolipide conținând Sialyl Lewis^a. Epitopul recunoscut este denumit CA19-9. Există o reactivitate încrucișată minimă (<1%) cu Sialyl Lacto-N-tetraosilceramidă. Nu reacționează încrucișat cu Lewis^s, Lewis^x sau substanțe similare structural.

Sub-clasă

IgG1.

Concentrație proteină totală

Aproximativ 10 mg/ml.

Concentrație anticorpi

Mai mare sau egală cu 0,35 mg/L, așa cum este determinată prin ELISA.

Diluare și amestecare

Anticorpul primar CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) este diluat optim pentru utilizare la sistemul BOND. Reconstituirea, amestecarea, diluarea sau titrarea acestui reactiv nu sunt necesare.

Materiale necesare, dar care nu sunt furnizate

Consultați „Utilizarea reactivilor BOND” din documentația dumneavoastră de utilizare a sistemului BOND pentru o listă completă a materialelor necesare pentru tratarea speciemenelor și colorarea imunohistochimică utilizând sistemul BOND.

Depozitare și stabilitate

A se depozita la 2–8 °C. A nu se utiliza după data expirării indicată pe eticheta recipientului.

Semnele care indică contaminarea și/sau instabilitatea CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) sunt: turbiditatea soluției, formarea de miroșuri și prezența precipitatului.

A se returna la 2–8 °C imediat după utilizare.

Alte condiții de depozitare decât cele specificate mai sus trebuie verificate de către utilizator¹.

Precauții

- Acest produs este destinat utilizării pentru diagnosticare *in vitro*.
- Concentrația de ProCin™ 950 este 0,35%. Acesta conține ingredientul activ 2-metil-4-izotiazolin-3-ona și poate cauza iritarea pielii, ochilor, membranelor mucoase și tractului respirator superior. Purtați mănuși de unică folosință atunci când manipulați reactivii.
- Pentru a obține o copie a fișei tehnice de securitate pentru material, luați legătura cu distribuitorul dvs. local sau cu biroul regional al Leica Biosystems sau, ca alternativă, vizitați site-ul web al Leica Biosystems, www.LeicaBiosystems.com

- Specimenele, înainte și după fixare, precum și toate materialele expuse la acestea, trebuie manipulate ca și când ar avea potențialul de a transmite infecții și trebuie eliminate luând măsurile de precauție adecvate². Nu pipetați niciodată reactivii cu gura și evitați contactul reactivilor și probelor cu pielea și membranele mucoase. Dacă reactivii sau probele vin în contact cu suprafețele sensibile, spălați cu apă din abundență. Solicitați asistență medicală.
- Consultați reglementările naționale, județene sau locale pentru informații privind eliminarea oricărui componente cu potențial toxic.
- Reduceți la minimum contaminarea microbiană a reactivilor, în caz contrar poate apărea o creștere a colorării nespecifice.
- Timpii sau temperaturile de recuperare, incubare care diferă de valorile specificate pot genera rezultate eronate. Orice astfel de modificare trebuie validată de către utilizator.

Instrucțiuni de utilizare

Anticorpur primar CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) a fost dezvoltat pentru utilizare la sistemul automat BOND în combinație cu BOND Polymer Refine Detection. Protocolul de colorare recomandat pentru anticorpur primar CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) este IHC Protocol F. Se recomandă recuperarea indusă de căldură a epitopilor utilizând BOND Epitope Retrieval Solution 1 timp de 20 de minute.

Rezultate așteptate

Țesuturi normale

Clona C241:5:1:4 a colorat epitelii ductal al sânelui, pancreasului, glandei salivare și canalelor biliare. S-a observat de asemenea colorare în epitelii stomacului, intestinului subțire, colonului, prostatei și epitelii scuamoasă al esofagului, colului uterin și amigdalei. CA19-9 a fost de asemenea demonstrat în glandele sebacee ale pielii, pneumocitelor din plămân, corpusculilor lui Hassall și celulelor medulare ale timusului. (Numărul total al cazurilor la care s-a realizat colorare = 68).

Țesuturi tumorale

Clona C241:5:1:4 a colorat 1/2 adenocarcinoame de colon, 1/1 adenocarcinom rectal, 2/2 adenocarcinoame gastrice, 2/2 adenocarcinoame pancreatice, 1/2 adenocarcinoame prostatice, 2/2 carcinoame esofagiene cu celule scuamoase, 2/2 carcinoame laringiene cu celule scuamoase, 1/1 carcinom pulmonar fără celule mici, 1/2 carcinoame uterine invazive cu celule scuamoase, 1/2 carcinoame papilare ale glandei tiroide, 1/2 carcinoame foliculare ale glandei tiroide, 1/2 colangiocarcinoame hepatice, 1/1 colangiocarcinom hepatocelular hepatic combinat, 1/2 carcinoame mamare ductale infiltrate, 1/2 carcinoame renale cu celule renale, 1/2 carcinoame metastatice de noduli limfatici și 0/23 alte tumori. (Numărul total al cazurilor la care s-a realizat colorare = 52).

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) este recomandat pentru demonstrarea CA19-9 (Sialyl Lewis^x) în țesuturi normale și neoplazice.

Restricții specifice produsului

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) a fost optimizat la Leica Biosystems pentru utilizarea cu BOND Polymer Refine Detection și cu reactivii auxiliari BOND. Utilizatorii care se abat de la procedurile de testare recomandate trebuie să accepte responsabilitatea pentru interpretarea rezultatelor pacientului în aceste circumstanțe. Timpii protocolului pot varia, datorită variației în fixarea țesutului și eficacității intensificării antigenului, și trebuie să fie determinați empiric. Atunci când se optimizează condițiile de recuperare și timpii protocolului, trebuie să fie utilizați reactivi de control negativ.

Rezolvarea problemelor

Consultați referința 3 pentru acțiuni de remediere.

Contactați distribuitorul dumneavoastră local sau biroul regional al Leica Biosystems pentru raportarea colorării neobișnuite.

Informații suplimentare

Informații suplimentare referitoare la imunocolorarea cu reactivii BOND, sub titlurile Principiul procedurii, Materiale necesare, Pregătirea specimenului, Controlul calității, Verificarea analizei, Interpretarea colorării, Codul simbolurilor de pe etichete și Limitări generale pot fi găsite în „Utilizarea reactivilor BOND” din documentația dumneavoastră de utilizare a sistemului BOND.

Bibliografie

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741–745.
5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005;123:369–375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471–476.

ProClin[®] 950 este o marcă comercială a Supelco, care face parte din Sigma-Aldrich Corporation.

Data publicării

06 decembrie 2018

Готовое к применению первичное антитело BOND™ CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Номер по каталогу: PA0424

Назначение

Этот реактив предназначен для диагностики in vitro.

Моноклональное антитело CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) предназначено для качественного определения антигена сиалил-Льюис^a методом световой микроскопии в фиксированных формалином и залитых в парафин образцах тканей после иммуногистохимического окрашивания с использованием автоматизированной системы BOND (включающей системы BOND-MAX и BOND-III компании Leica).

Клиническая интерпретация любого окрашивания или его отсутствия должна быть дополнена морфологическими исследованиями с надлежащими контролями и должна быть оценена квалифицированным патологом с учетом анамнеза пациента и других диагностических тестов.

Краткое изложение и пояснение

Имуногистохимические методы могут использоваться для выявления антигенов в тканях и клетках (смотрите монографию «Применение реактивов BOND» в документации пользователя BOND). Первичное антитело CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) является готовым к применению препаратом, специально оптимизированным для использования в системе BOND Polymer Refine Detection. Подтверждение присутствия антигена сиалил-Льюис^a достигается, во-первых, за счет связывания реактива CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) со срезом ткани с последующей визуализацией участка связывания, что осуществляется с использованием реактивов, которые предусмотрены системой обнаружения. Применение этих продуктов в сочетании с автоматизированной системой BOND снижает вероятность человеческой ошибки и вариабельность, присущую процессам разведения отдельных реактивов, ручного пипетирования и нанесения реактивов.

Реактивы, входящие в комплект поставки

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) представляет собой препарат моноклональных антител мыши к антигенам человека, который выпускается в форме очищенного супернатанта культуры ткани и поставляется в три-солевом буферном растворе, содержащем белок-носитель, а также 0,35 % ProCln™ 950 в качестве консерванта.

Общий объем = 7 мл.

Клон

C241:5:1:4.

Иммуноген

Клеточная линия колоректальной аденокарциномы человека COLO 205.

Специфичность

Гликолипиды, содержащие антиген сиалил-Льюис^a. Обнаруженный эпитоп кодирован CA19-9. Присутствует минимальная перекрестная реактивность (<1 %) с сиалил лакто-н-тетраосилцерамидом. Не реагирует с Льюис^b, Льюис^x и соединениями с родственной структурой.

Подкласс

IgG1.

Общая концентрация белка

Примерно 10 мг/мл.

Концентрация антитела

Концентрация выше или эквивалентна 0,35 мг/л при определении методом ИФА.

Разведение и смешивание

Первичное антитело CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) имеет оптимальное разведение для применения в системе BOND. Этот реактив не нуждается в восстановлении, смешивании, разведении или титровании.

Необходимые материалы, не входящие в комплект поставки

Полный список материалов, необходимых для обработки и иммуногистохимического окрашивания образцов с использованием системы BOND (включающей системы BOND-MAX и BOND-III компании Leica), представлен в разделе «Применение реактивов BOND» документации пользователя системы BOND.

Хранение и стабильность

Хранить при температуре 2–8 °C. Не использовать после указанной на этикетке контейнера даты истечения срока годности.

Признаками, которые указывают на контаминацию и (или) нестабильность реактива CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4), являются: помутнение раствора, появление запаха и наличие осадка.

Немедленно после применения вернуть на хранение при 2–8 °C.

Условия хранения, отличающиеся от указанных выше, должны быть верифицированы пользователем¹.

Меры предосторожности

- Данная продукция предназначена для диагностики in vitro .
- Концентрация ProCln™ 950 составляет 0,35%. Продукт содержит активный компонент 2-метил-4-изотиазолин-3-он и может раздражать кожу, глаза, слизистые оболочки и верхние дыхательные пути. При работе с реактивами надевайте одноразовые перчатки.

- Для получения копии паспорта безопасности химической продукции обратитесь к местному дистрибьютору или в региональный офис компании Leica Biosystems либо посетите веб-сайт компании Leica Biosystems: www.LeicaBiosystems.com.
- С образцами (до и после фиксации) и всеми материалами, на которые они воздействуют, следует обращаться как с потенциально способными к передаче инфекции и утилизировать, соблюдая соответствующие меры предосторожности². Никогда не набирайте реактивы в пипетку утом. Избегайте контакта реактивов и образцов с кожей и слизистыми оболочками. В случае контакта реактивов или образцов с чувствительными зонами промойте их большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью.
- По вопросам утилизации любых возможно токсических компонентов выполняйте требования федеральных, региональных или местных нормативных документов.
- Сводите к минимуму микробное загрязнение реактивов во избежание усиления неспецифического окрашивания.
- Нарушение указанных в инструкции правил демаскировки, времени инкубации и термической обработки может привести к ошибочным результатам. Любые подобные изменения должны быть валидированы пользователем.

Инструкция по применению

Первичное антитело CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) было разработано для использования в автоматизированной системе BOND в сочетании с системой обнаружения BOND Polymer Refine Detection. Рекомендуемым протоколом иммуногистохимического окрашивания с использованием реактива CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) является IHC Protocol F. Тепловую демаскировку эпитопа рекомендуется выполнять с применением восстанавливающего раствора BOND Epitope Retrieval Solution 1 в течение 20 минут.

Ожидаемые результаты

Нормальные ткани

Клон C241:5:1:4 окрасил эпителий протоков в молочной железе, поджелудочной железе, слюнной железе и желчных протоков. Окрашивание также наблюдалось в эпителии желудка, тонкого кишечника, толстого кишечника, простаты, а также плоского эпителия пищевода, шейки матки и миндалевидной железы. CA19-9 также обнаружил в сальных железах кожи, пневмоцитах легких, тельцах Гассала и медуллярных клетках вилочковой железы. (Общее число окрашенных образцов = 68.)

Ткани опухолей

Клон C241:5:1:4 окрасил 1/2 случаев аденокарциномы толстого кишечника, 1/1 случая аденокарциномы прямой кишки, 2/2 случаев аденокарциномы желудка, 2/2 случаев аденокарциномы поджелудочной железы, 1/2 случаев аденокарциномы простаты, 2/2 случаев плоскоклеточной карциномы пищевода, 2/2 случаев плоскоклеточной карцинома гортани, 1/1 случая немелкоклеточной карциномы легкого, 1/2 случаев инвазивной плоскоклеточной карциномы матки, 1/2 случаев папиллярной карциномы щитовидной железы, 1/2 случаев фолликулярной карциномы щитовидной железы, 1/2 случаев холангиокарциномы печени, 1/1 случая комбинированной гепатоцеллюлярной холангиокарциномы, 1/2 случаев инфильтрирующей карциномы протоков молочной железы, 1/2 случаев почечно-клеточной карциномы, 1/2 случаев метастатической карциномы лимфатических узлов и 0/23 случаев других видов опухолей. (Общее число окрашенных образцов = 52.)

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) рекомендуется использоваться для выявления CA19-9 (сиалил-Пьюис^x) в здоровых и пораженных опухолью тканях.

Ограничения, специфичные для этого продукта

Реактив CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) оптимизирован компанией Leica Biosystems для применения с системой обнаружения BOND Polymer Refine Detection и дополнительными реактивами BOND. Пользователи, отклоняющиеся от рекомендованных процедур анализа, должны брать на себя ответственность за интерпретацию результатов исследований пациентов, выполненных в таких условиях. Продолжительность выполнения протокола должна быть определена опытным путем и может различаться в связи с вариабельностью фиксации ткани и эффективности усиления антигена. При оптимизации условий демаскировки и длительности протокола следует использовать отрицательные контроли реактивов.

Поиск и устранение неполадок

Действия по устранению неполадок описаны в (3).

С сообщениями о необычном окрашивании обращайтесь к своему местному дистрибьютору или в региональный офис компании Leica Biosystems.

Дополнительная информация

Дополнительная информация по иммуногистохимическому окрашиванию с использованием реактивов BOND, содержится в рубриках «Принцип метода», «Необходимые материалы», «Подготовка образцов», «Контроль качества», «Проверка достоверности анализа», «Интерпретация окрашивания», «Значения символов в маркировке продукции» и «Ограничения общего характера» раздела «Применение реактивов BOND» в документации пользователя системы BOND.

Список литературы

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741–745.
5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005; 123:369–375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471–476.

ProClin[®] 950 — торговая марка компании Supelco, входящей в состав корпорации Sigma-Aldrich.

Дата выпуска

06 декабря 2018

Gotowe do użycia przeciwciało BOND™

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Nr katalogowy: PA0424

Przeznaczenie

Ten odczynnik jest przeznaczony do stosowania w diagnostyce *in vitro*.

Przeciwciało monoklonalne CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) służy do identyfikacji jakościowej z zastosowaniem mikroskopii świetlnej antygeny Sialyl Lewis^a w tkance utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie za pomocą barwienia immunohistochemicznego przy użyciu automatycznego systemu BOND (w tym systemów Leica BOND-MAX i Leica BOND-III).

Kliniczną interpretację wybarwienia lub jego braku należy uzupełnić badaniami morfologicznymi oraz odpowiednimi kontrolami. Oceny powinien przeprowadzić wykwalifikowany patolog w kontekście historii choroby pacjenta oraz innych badań diagnostycznych.

Podsumowanie i objaśnienie

W celu wykazania obecności antygenów w tkankach i komórkach (zob. „Korzystanie z odczynników BOND” w dokumentacji użytkownika BOND) można skorzystać z technik immunohistochemicznych. Przeciwciało pierwszorzędowe CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) jest gotowym do użycia produktem, który został specjalnie zoptymalizowany pod kątem użycia z systemem BOND Polymer Refine Detection. Obecność ludzkiego antygeny Sialyl Lewis^a jest wykazywana w pierwszej kolejności przez umożliwienie wiązania CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) ze skrawkiem, a następnie wizualizację tego wiązania za pomocą odczynników dostarczonych w systemie detekcji. Używanie tych produktów, w połączeniu z automatycznym systemem BOND ogranicza prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez człowieka i nieodłączną zmienność wynikającą z indywidualnego rozcieńczania odczynnika, ręcznego pobierania pipetą i stosowania odczynnika.

Odczynniki znajdujące się w zestawie

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) jest myślim anty-ludzkim przeciwciałem monoklonalnym, produkowanym jako oczyszczony supernatant hodowli tkankowej i dostarczony w roztworze soli fizjologicznej buforowanej roztworem Tris z białkiem nośnikowym, konserwowanym 0,35% ProClin[®] 950.

Łączna objętość = 7 ml.

Klon

C241:5:1:4.

Immunogen

Linia komórek ludzkiego gruczolakoraka jelita grubego COLO 205.

Swoistość

Antygen Sialyl Lewis^a-zawierający glikolipidy. Rozpoznany epitop został oznaczony CA19-9. Minimalna aktywność krzyżowa (<1%) z preparatem Sialyl Lacto-N-tetraosylceramide. Brak reakcji krzyżowej z Lewis^x, Lewis^y lub z substancjami o podobnej strukturze.

Podklasa

IgG1.

Całkowite stężenia białka

Okolo 10 mg/ml.

Stężenie przeciwciał

Większe lub równe 0,35 mg/L oznaczone za pomocą testu ELISA.

Rozcieńczanie i mieszanie.

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) zostało specjalnie zoptymalizowane pod kątem użycia z systemem BOND Polymer Refine Detection. W przypadku tego odczynnika nie jest konieczne dodawanie wody, mieszanie, rozcieńczanie ani miareczkowanie.

Wymagane materiały niedołączone do zestawu

W rozdziale „Korzystanie z odczynników BOND” w dokumentacji użytkownika BOND podano pełną listę materiałów wymaganych do przygotowania próbki i barwienia immunohistochemicznego przy użyciu systemu BOND.

Przechowywanie i trwałość

Przechowywać w temperaturze 2-8 °C. Nie używać po upływie daty ważności podanej na etykiecie pojemnika.

Oznaki skażenia i/lub niestabilności przeciwciała CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) są następujące: zmętnienie roztworu, pojawienie się zapachu i obecność osadu.

Niezwłocznie po użyciu ponownie umieścić w temperaturze 2-8°C.

Przechowywanie w warunkach innych od wskazanych powyżej wymaga weryfikacji użytkownika.

Środki ostrożności

- Ten odczynnik jest przeznaczony do diagnostyki *in vitro*
- Stężenie ProClin[®] 950 wynosi 0,35%. Zawiera składnik czynny, metyloizotiazolinon, który może powodować podrażnienie skóry, oczu, błon śluzowych i górnych dróg oddechowych. Podczas pracy z odczynnikami należy nosić rękawice jednorazowe.
- Aby otrzymać egzemplarz karty charakterystyki, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub regionalnym biurem Leica Biosystems, lub odwiedzić stronę internetową, www.LeicaBiosystems.com.

- Z preparatami przed utwaleniem i po utwaleniu, jak również ze wszystkimi materiałami, które mają z nimi styczność, należy obchodzić się tak, jak z materiałami potencjalnie zakaźnymi i należy je utylizować, zachowując odpowiednie środki ostrożności.² Podczas pobierania pipetą nie wolno zasysać odczynników ustami i należy unikać kontaktu odczynników i preparatów ze skórą oraz błonami śluzowymi. W razie kontaktu odczynników lub próbek ze szczególnie narażonymi miejscami przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody. Należy zasięgnąć porady lekarza.
- Wszelkie potencjalnie toksyczne składniki należy utylizować zgodnie z krajowymi lub lokalnymi przepisami.
- Chronić odczynniki przed skażeniem drobnoustrojami, ponieważ może ono doprowadzić do zwiększonego barwienia niespecyficznego.
- Zastosowanie czasów odzyskiwania, inkubacji lub temperatur innych niż podano w instrukcji może spowodować błędne wyniki. Wszelkie zmiany tego typu muszą zostać zweryfikowane przez użytkownika.

Instrukcja stosowania

Przeciwciała pierwszorzędowe CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) zostało opracowane z myślą o zastosowaniu w automatycznym systemie BOND w połączeniu z BOND Polymer Refine Detection. Zalecany protokół barwienia dla przeciwciała pierwszorzędowego CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) to IHC Protocol F. Zaleca się ciepłe odmaskowywanie epitopu przy użyciu roztworu BOND Epitope Retrieval Solution 1 przez 20 minut.

Oczekiwane wyniki

Tkanki prawidłowe

Klon C241:5:1:4 wybarwił nabłonek przewodowy sutka, trzustki, ślinianki i dróg żółciowych. Barwienie stwierdzono również w nabłonku żołądka, jelita cienkiego, okrężnicy, prostaty i nabłonku płaskim przelyku, szyjki macicy i migdałka. CA19-9 stwierdzono również w gruczołach łojowych skóry, pneumoniotach płuc, ciałkach Hassalla i komórkach rdzeniastych grasicy. (Łączna liczba przypadków wybarwionych = 68).

Tkanka guza

Klon C241:5:1:4 wybarwił 1/2 gruczołakoraka okrężnicy, 1/1 gruczołakoraka odbytnicy, 2/2 gruczołakoraki żołądka, 2/2 gruczołakoraki trzustki, 1/2 gruczołakoraka gruczołu krokowego, 2/2 raki płaskonabłonkowe przelyku, 2/2 raki płaskonabłonkowe krtani, 1/1 raka niedrobnokomórkowego płuca, 1/2 inwazyjnego raka płaskonabłonkowego macicy, 1/2 raka brodawkowatego tarczycy, 1/2 raka pęcherzykowego tarczycy, 1/2 raka dróg żółciowych, 1/1 wątrobowokomórkowego raka dróg żółciowych, 1/2 naciekającego raka przewodowego sutka, 1/2 raka nerkowokomórkowego nerki, 1/2 raka z przerzutami do węzłów chłonnych i 0/23 innych nowotworów. (Łączna liczba przypadków wybarwionych = 52).

Zaleca się stosowanie CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) do wykrywania antygenu CA19-9 (Sialyl Lewis^x) w tkankach prawidłowych i nowotworowych.

Szczególne ograniczenia dla produktu

Przeciwciała CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) zostało zoptymalizowane w Leica Biosystems do stosowania z BOND Polymer Refine Detection i pomocniczymi odczynnikami BOND. W tych okolicznościach użytkownicy, którzy postępują niezgodnie z zalecanymi procedurami testowymi muszą wziąć odpowiedzialność za interpretację wyników chorego. Czasy protokołu mogą być różne w związku ze zróżnicowaniem w zakresie utwalenia tkanek i skuteczności wzmocnienia przez przeciwciała i należy je określić doświadczalnie. Odczynniki kontroli negatywnej należy stosować podczas optymalizacji warunków odzyskiwania i czasów protokołu.

Rozwiązywanie problemów

W celu uzyskania dalszych informacji o działaniu zaradczym zob. odsyłacz 3.

W celu zgłoszenia nietypowego barwienia należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub z regionalnym biurem firmy Leica Biosystems.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje dotyczące immunobarwienia przy użyciu odczynników BOND opisanego w działach „Zasady postępowania”, „Wymagane materiały”, „Przygotowanie próbek”, „Kontrola Jakości”, „Weryfikacja testu”, „Interpretacja barwienia”, „Objaśnienie symboli na etykietach” i „Ograniczenia ogólne” można znaleźć w punkcie „Stosowanie odczynników BOND” w dokumentacji użytkownika systemu BOND.

Bibliografia

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741–745.
5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005;123:369–375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471–476.

ProClin[®] 950 jest znakiem handlowym firmy Supelco, będącej częścią Sigma-Aldrich Corporation.

Data publikacji

06 grudnia 2018

Primarno protitelo BOND™ pripravljeno za uporabo CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Kataloška št.: PA0424

Predvidena uporaba

Ta reagent je namenjen diagnostični uporabi in vitro.

Monoklonsko protitelo CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) je namenjeno kvalitativni identifikaciji molekule Sialyl Lewis^a s svetlobno mikroskopijo v tkivih, fiksiranih s formalinom in vstavljenih v parafin, z imunohistokemijskim barvanjem z uporabo avtomatiziranega sistema BOND (vključuje sistem Leica BOND-MAX in sistem Leica BOND-III).

Klinično razlago kakršnega koli obarvanja ali odsotnosti le-tega morajo dopoljevati morfološke študije in ustrezni kontrolni vzorci, ki jih v okviru klinične anamneze bolnika in drugih diagnostičnih testov oceni usposobljen patolog.

Povzetek in razlaga

Imunohistokemijske tehnike se lahko uporabijo za prikaz prisotnosti antigenov v tkivih in celicah (glejte »Uporaba reagentov BOND« v priloženi dokumentaciji za uporabnike sistema BOND). Primarno protitelo CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) je izdelek, ki je pripravljen za uporabo in posebej optimiziran za uporabo s sistemom za izpopolnjeno polimerno zaznavanje BOND Polymer Refine Detection. Prikaz molekule Sialyl Lewis^a se doseže tako, da se najprej dovolj vezava protitelesa CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) na rezino, nato pa se ta vezava prikaže z uporabo reagentov v sistemu za zaznavanje. Uporaba teh izdelkov, skupaj z avtomatiziranim sistemom BOND, zmanjša možnost človeške napake in variabilnosti, ki sama po sebi izhaja iz redčenja posameznega reagenta, ročnega pipetiranja in nanosa reagenta.

Priloženi reagenti

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) je mišje monoklonsko protitelo, usmerjeno proti humanim antigenom, ki je izdelano kot supernatant tkivne kulture in je dobavljeno v fiziološki raztopini s pufrom tris, nosilno beljakovino in 0,35 % konzervansa ProClin™ 950.

Skupna prostornina = 7 ml.

Klon

C241:5:1:4.

Imunogen

Celična linija COLO 205 humanega kolorektalnega adenokarcinoma.

Specifičnost

Molekula Sialyl Lewis^a z vsebnostjo glikolipidov. Prepoznan epitop se imenuje CA19-9. Obstaja minimalna navzkrižna reaktivnost (< 1 %) s sialil lakto-N-tetraosilceramidom. Ni navzkrižne reakcije z Lewis^x, Lewis^y ali strukturno sorodnimi snovmi.

Podrazred

IgG1

Skupna koncentracija beljakovin

Približno 10 mg/ml.

Koncentracija protiteles

Višja ali enaka 0,35 mg/l, določena s testom ELISA.

Redčenje in mešanje

Primarno protitelo CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) je optimalno razredčeno za uporabo na sistemu BOND. Rekonstitucija, mešanje, redčenje ali titracija tega reagenta niso potrebni.

Potrebni materiali, ki niso priloženi

Za celoten seznam materialov, potrebnih za obdelavo vzorcev in imunohistokemijsko barvanje pri uporabi sistema BOND, glejte poglavje »Uporaba reagentov BOND« v priloženi dokumentaciji za uporabnike sistema BOND.

Shranjevanje in stabilnost

Hraniti pri temperaturi 2–8 °C. Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, navedenem na oznaki na vsebniku.

Znaki, ki kažejo kontaminacijo in/ali nestabilnost protitelesa CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4), so: motnost raztopine, prisotnost vonja in oborine.

Takoj po uporabi ohladite na temperaturo 2–8 °C.

Uporabnik mora potrditi ustreznost pogojev shranjevanja, če se ti razlikujejo od zgoraj navedenih¹.

Previdnosti ukrepi

- Ta izdelek je namenjen za diagnostično uporabo in vitro.
- Koncentracija konzervansa ProClin™ 950 je 0,35 %. Vsebuje aktivno učinkovino 2-metil-4-izotiazolin-3-on in lahko povzroči draženje kože, oči, sluznice ter zgornjih dihalnih poti. Kadar delate z reagenti, nosite rokavice za enkratno uporabo.
- Kopijo varnostnega lista lahko dobite pri lokalnem distributerju ali regionalni pisarni družbe Leica Biosystems ali na spletnem mestu www.LeicaBiosystems.com.

- Z vzorci, pred fiksiranjem in po njem, in vsemi materiali, s katerimi so prišli v stik, morate rokovati, kot da bi lahko prenašali okužbe, in pri njihovem odstranjevanju upoštevati ustrezne previdnostne ukrepe.² Nikoli ne pipetirajte reagentov skozi usta; pazite, da reagenti in vzorci ne pridejo v stik s kožo ali sluznicami. Če reagenti ali vzorci pridejo v stik z občutljivimi deli, jih izperite z obilo vode. Poiščite zdravniško pomoč.
- Sledite zveznim, državnim ali lokalnim predpisom za odstranjevanje katerih koli morebitno strupenih sestavin.
- Pazite, da ne pride do mikrobnih okužbe reagentov, saj lahko povzročijo nespecifično barvanje.
- Če uporabite čas ali temperature razkrivanja in inkubacije, ki se razlikujejo od navedenih, lahko pridobite napačne rezultate. Uporabnik mora validirati morebitne spremembe.

Navodila za uporabo

Primarno protitelo CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) je bilo razvito za uporabo na avtomatiziranem sistemu BOND skupaj s sistemom BOND Polymer Refine Detection. Priporočeni protokol barvanja za primarno protitelo CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) je protokol IHC Protocol F. Za toplotno pridobivanje epitopa se priporoča uporaba raztopine BOND Epitope Retrieval Solution 1 za 20 minut.

Pričakovani rezultati

Normalna tkiva

Klon C241:5:1:4 je obarval duktalni epitelij dojke, trebušne slinavke, žlez slinavk in žolčevodov. Obarvanje so opazili tudi pri epiteliju želodca, tankega črevesa, kolona, prostate in ploščatoceličnem epiteliju požiralnika, materničnega vratu in tonzil. CA19-9 je bil znan tudi v lojnicah kože, pnevmocitih v pljučih, Hassallovih telescih in medularnih celicah priželjca. (Skupno število obarvanih preparatov = 68).

Tumorska tkiva

Klon C241:5:1:4 je obarval 1/2 adenokarcinomov kolona, 1/1 rektalnega adenokarcinoma, 2/2 želodčnih adenokarcinomov, 2/2 adenokarcinomov trebušne slinavke, 1/2 adenokarcinomov prostate, 2/2 ploščatoceličnih karcinomov požiralnika, 2/2 ploščatoceličnih karcinomov grla, 1/1 nedrobnooceličnega pljučnega karcinoma, 1/2 invazivnih ploščatoceličnih karcinomov maternice, 1/2 papilarnih karcinomov ščitnice, 1/2 folikularnih karcinomov ščitnice, 1/2 jetrnih holangiokarcinomov, 1/1 kombiniranega hepatocelularnega karcinoma jeter, 1/2 infiltrirajočih karcinomih kanalov dojke, 1/2 karcinomov renalnih celic v ledvicah, 1/2 metastatskih karcinomov bezgavk in 0/23 drugih tumorjev. (Skupno število obarvanih preparatov = 52).

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) se priporoča za prikaz protitelesa CA19-9 (Sialyl Lewis^x) v normalnih in neoplastičnih tkivih.

Specifične omejitve izdelka

Družba Leica Biosystems je protitelo CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) optimizirala za uporabo s sistemom BOND Polymer Refine Detection in pomožnimi reagenti BOND. Uporabniki, ki odstopijo od priporočenih preizkusnih postopkov, morajo prevzeti odgovornost za razlago bolnikovih rezultatov pod temi pogoji. Trajanje protokola se lahko spremeni zaradi razlik pri fiksiranju tkiv in učinkovitosti izboljšave antigena ter se mora določiti empirično. Uporabiti morate negativne kontrolne reagente, kadar optimizirate pogoje razkrivanja in trajanje protokola.

Odpravljanje težav

Glejte 3. navedbo za ukrep za odpravljanje napake.

Če želite preočati o nenavadnem obarvanju, se obrnite na svojega lokalnega distributerja ali regionalno pisarno družbe Leica Biosystems.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o imunološkem barvanju z reagenti BOND lahko najdete v priloženi dokumentaciji za uporabnike sistema BOND »Uporaba reagentov BOND« v poglavjih Načelo postopka, Potrebni materiali, Priprava vzorcev, Kontrola kakovosti, Verifikacija testa, Tolmačenje obarvanja, Legenda za simbole na oznakah in Splošne omejitve.

Literatura

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741–745.
5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchnial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005;123:369–375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471–476.

ProClin® 950 je blagovna znamka družbe Supelco, ki je del družbe Sigma-Aldrich Corporation.

Datum izdaje

06 december 2018

BOND™ Primární protilátka připravená k použití CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Kat. č.: PA0424

Zamýšlené použití

Tato reagenzie je určena k diagnostickému použití in vitro.

Monoklonální protilátka CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) je určena k použití při kvalitativním stanovení sialyl-Lewis^a světelnou mikroskopií ve tkáni fixované formalinem a zailté v parafínu imunohistochemickým barvením pomocí automatického systému BOND system (včetně systému Leica BOND-MAX system a Leica BOND-III system).

Klinickou interpretaci jakéhokoliv barvení nebo jeho nepřítomnosti je nutné doplnit morfologickým vyšetřením s použitím správných kontrol a zhodnotit je musí kvalifikovaný patolog v kontextu s klinickou anamnézou pacienta a jinými diagnostickými testy.

Souhrn a vysvětlení

Imunohistochemické techniky lze použít k průkazu přítomnosti antigenů ve tkáni a v buňkách (viz „Použití reagensů BOND“ v uživatelské dokumentaci BOND). Primární protilátka CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) je produkt připravený k použití, který byl specificky optimalizován k použití se soupravou BOND Polymer Refine Detection. Průkazu sialyl-Lewis^a se dosáhne tím, že se nejprve umožní vazba protilátky CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) na řezu a poté se tato vazba vizualizuje pomocí reagensů dodaných v detekčním systému. Použití těchto produktů v kombinaci s automatickým systémem BOND system snižuje možnost lidské chyby a inherentní variabilitu v důsledku ředění jednotlivých reagensů, manuálního pipetování a použití reagensů.

Dodávané reagenzie

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) je myší monoklonální protilátka proti lidským antigenům vyráběná jako supernatant z tkáňové kultury a dodávaná ve fyziologickém roztoku pufovaném Tris s přenášejícím proteinem, obsahující jako konzervační prostředek 0,35% ProClin[®] 950.

Celkový objem = 7 ml.

Klon

C241:5:1:4.

Imunogen

Lidská buněčná linie kolorektálního adenokarcinomu COLO 205.

Specifita

Glykolipidy obsahující sialyl-Lewis^a. Rozpoznaný epitop je vyznačený CA19-9. Zkřížená reakce se sialyl lakto-N-tetraosylceramidem je minimální (< 1 %). Nemá zkříženou reakci s Lewis^x, Lewis^y nebo strukturálně příbuznými látkami.

Podtřída

IgG1.

Koncentrace celkového proteinu

Přibližně 10 mg/ml.

Koncentrace protilátek

0,35 mg/l nebo vyšší, stanovená metodou ELISA.

Ředění a míchání

Primární protilátka CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) je optimálně naředěná k použití v systému BOND system. Rekonstituce, míchání, ředění ani titrace této reagenzie nejsou nutné.

Potřebný materiál, který není součástí dodávky

Úplný seznam materiálů požadovaných pro úpravu vzorku a imunohistochemické barvení s použitím systému BOND system je uveden v bodě „Použití reagensů BOND“ v uživatelské dokumentaci BOND.

Skladování a stabilita

Uchovávejte při teplotě 2–8 °C. Nepoužívejte po uplynutí data expirace uvedeného na štítku nádoby.

Známky signalizující kontaminaci a/nebo nestabilitu protilátky CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) jsou: zkalení roztoku, vznik zápachu a přítomnost precipitátu.

Okamžitě po použití vraťte do prostředí s teplotou 2–8 °C.

Podmínky skladování jiné než výše uvedené musí uživatel¹ validovat.

Bezpečnostní opatření

- Tento produkt je určen pouze pro diagnostické použití in vitro.
- Koncentrace přípravku ProClin[®] 950 je 0,35 %. Obsahuje aktivní složku 2-methyl-4-isothiazolin-3-on a může způsobit podráždění kůže, očí, sliznic a horních cest dýchacích. Při manipulaci s reagensy používejte rukavice na jedno použití.
- Výřitek bezpečnostního listu materiálu získáte od místního distributora nebo oblastní kanceláře společnosti Leica Biosystems, nebo můžete navštívit webové stránky Leica Biosystems: www.LeicaBiosystems.com.

- Se vzorky, před fixací i po fixaci, a se všemi materiály, které s nimi přišly do kontaktu, je nutno zacházet, jako by mohly přenášet infekci, a zlikvidovat je s použitím příslušných bezpečnostních opatření². Nikdy reagencie nepipetujte ústy a zabraňte kontaktu reagiencí a vzorků s kůží a sliznicemi. Pokud se reagencie nebo vzorky dostanou do kontaktu s citlivými oblastmi, omyjte je velkým množstvím vody. Vyhleďte lékařskou pomoc.
- Údaje o likvidaci jakýchkoli potenciálně toxických komponent prostudujte ve federálních, státních nebo místních nařízeních.
- Minimalizujte mikrobiální kontaminaci reagiencí, mohlo by dojít ke zvýšení výskytu nespecifického barvení.
- Získávání, inkubační doby nebo teploty jiné než specifikované mohou vést k chybným výsledkům. Všechny takové změny musí být uživatelem validovány.

Návod k použití

Prímární protilátka CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) byla vyvinuta k použití v automatickém systému BOND system v kombinaci se soupravou BOND Polymer Refine Detection. Protokol doporučeného barvení prímární protilátky CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) je IHC Protocol F. Teplem indukované odmaskování epitopu se doporučuje s použitím roztoku BOND Epitope Retrieval Solution 1 po dobu 20 minut.

Očekávané výsledky

Normální tkáně

Klon C241:5:1:4 barvil dukální epitel prsu, pankreatu, slinných žláz a žlučodův. Barvení bylo pozorováno také v epitelu žaludku, tenkého střeva, tlustého střeva, prostaty a ve skvamózním epitelu jícnu, děložního hrdla a tonzil. Protilátka CA19-9 byla prokázána také v sebaceózních žlázách kůže, pneumocytech plic, Hassalových tělískách a medulárních buňkách thymu. (Celkový počet barvených tkání = 68).

Nádorové tkáně

Klon C241:5:1:4 barvil 1/2 adenokarcinomů tlustého střeva, 1/1 adenokarcinomů rekta, 2/2 adenokarcinomů žaludku, 2/2 adenokarcinomů pankreatu, 1/2 adenokarcinomů prostaty, 2/2 karcinomů skvamózních buněk jícnu, 2/2 karcinomů skvamózních buněk hrtanu, 1/1 nemalobuněčného karcinomu plic, 1/2 invazivních karcinomů skvamózních buněk dělohy, 1/2 papilárních karcinomů štítné žlázy, 1/2 folikulárních karcinomů štítné žlázy, 1/2 cholangiokarcinomů jater, 1/1 kombinovaného hepatocelulárního cholangiokarcinomu jater, 1/2 infiltrujících dukálních karcinomů prsu, 1/2 karcinomů renálních buněk ledvin, 1/2 metastatických karcinomů lymfatických uzlin a 0/23 jiných nádorů. (Celkový počet barvených tkání = 52).

Protilátka CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) se doporučuje k prokázání CA19-9 (sialyl-Lewis^x) v normálních a neoplastických tkáních.

Omezení specifická pro tento produkt

Protilátka CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) byla společností Leica Biosystems optimalizována pro použití se soupravou BOND Polymer Refine Detection a s pomocnými reagencemi BOND. Uživatelé, kteří se při vyšetření odchýlí od doporučeného postupu, musí za těchto okolností přijmout odpovědnost za interpretaci výsledků u pacienta. Doby uvedené v protokolu se mohou lišit v důsledku odchylek při fixaci tkání a účinnosti při zvýraznění antigenu a musí být stanoveny empiricky. Při optimalizaci podmínek při získávání a dob v protokolu musí být použity reagencie pro negativní kontrolu.

Řešení problémů

Nápravná opatření jsou uvedena v odkaze 3.

S hlášením neobvyklého barvení kontaktujte místního distributora nebo oblastní kancelář společnosti Leica Biosystems.

Další informace

Další informace o imunobarvení reagencemi BOND naleznete pod názvy Princip metody, Potřebné materiály, Příprava vzorku, Kontrola kvality, Ověření testů, Interpretace barvení, Vysvětlení symbolů na štítcích a Obecná omezení v uživatelské dokumentaci BOND, v bodě „Použití reagiencí BOND“.

Literatura

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741–745.
5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005;123:369–375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471–476.

ProClin[®] 950 je ochranná známka společnosti Supelco, která je součástí Sigma-Aldrich Corporation.

Datum vydání

06 prosince 2018

BOND™ Pripravené na Použitie Primárne Protilátky CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

Katalógové č.: PA0424

Zamýšľané použitie

Toto činidlo je určené na diagnostické použitie in vitro.

Monoklonálna protilátka CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) je určená na použitie pri kvalitatívnej identifikácii molekuly Sialyl Lewis^a svetelnou mikroskopiou v tkanive fixovanom formálnom a zaliatom do parafínu prostredníctvom imunohistochemického farbenia s použitím automatizovaného systému BOND (zahŕňa systémy Leica BOND-MAX a Leica BOND-III).

Klinická interpretácia akéhokoľvek zafarbenia alebo jeho absencie musí byť kombinovaná s morfológickými vyšetreniami a zodpovedajúcimi kontrolami. Výsledky je nutné vyhodnotiť v kontexte klinickej anamnézy pacienta a ďalších diagnostických testov vedených kvalifikovaným patológom.

Zhrnutie a vysvetlenie

Imunohistochemické techniky možno použiť na preukázanie prítomnosti antigénov v tkanivách a bunkách (pozrite si časť „Používanie činidiel BOND“ na používateľskej dokumentácii k systému BOND). Primárna protilátka CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) je produkt na priame použitie, ktorý bol špecificky optimalizovaný na použitie so systémom BOND Polymer Refine Detection. Preukázanie molekuly Sialyl Lewis^a sa vykonáva tak, že sa najprv umožní naviazanie prípravku CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) na rez a táto väzba sa následne vizualizuje pomocou činidiel poskytnutých v detekčnom systéme. Použitie týchto produktov v spojitosti s automatizovaným systémom BOND znižuje možnosť ľudskej chyby a inherentnej variability vyplývajúcej z individuálneho nariadenia činidiel, manuálneho pipetovania a aplikácie činidiel.

Dodané činidlá

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) je myšia anti-ľudská monoklonálna protilátka vyprodukovaná ako purifikovaný supernatant bunkových kultúr a dodávaná v tris pufovanom fyziologickom roztoku s transportným proteínom, obsahujúca 0,35 % prípravku ProClin[™] 950 ako konzervačnú látku.

Celkový objem = 7 ml.

Klon

C241:5:1:4.

Imunogén

Bunková línia ľudského kolorektálneho adenokarcinómu COLO 205.

Špecifita

Glykolipidy obsahujúce molekulu Sialyl Lewis^a. Rozpoznaný epitop má označenie CA19-9. Existuje minimálna skrížená reaktivita (< 1 %) so Sialyl Laktó-N-tetraacyceramidom. Nereaguje skrížene s molekulami Lewis^a, Lewis^b ani štrukturálne podobnými látkami.

Podrieda

IgG1.

Celková koncentrácia proteínov

Cca 10 mg/ml.

Koncentrácia protilátok

Vyššia alebo rovná 0,35 mg/l podľa ELISA.

Riedenie a miešanie

Primárna protilátka CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) je optimálne zriedená na použitie v systéme BOND. Rekonštitúcia, miešanie, riedenie ani titrácia tohto činidla nie sú potrebné.

Požadovaný nedodaný materiál

Úplný zoznam materiálov potrebných na prípravu vzorky a imunohistochemické zafarbenie pomocou systému BOND si pozrite v časti „Používanie činidiel BOND“ v používateľskej dokumentácii k systému BOND.

Uskladnenie a stabilita

Skladujte pri teplote 2 – 8 °C. Nepoužívajte po uplynutí dátumu expirácie uvedeného na štítku zásobníka.

Známky signalizujúce kontamináciu alebo nestabilitu prípravku CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4) sú: zakalenosť roztoku, vznik zápachu a prítomnosť zrazeniny.

Okamžite po použití vráťte do teploty 2 – 8 °C.

Iné než vyššie uvedené podmienky skladovania si vyžadujú validáciu používateľom¹.

Bezpečnostné opatrenia

- Tento produkt je určený na diagnostické použitie in vitro.
- Koncentrácia produktu ProClin[™] 950 je 0,35 %. Obsahuje aktívnu zložku 2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a môže spôsobiť podráždenie kože, očí, slizníc a horných dýchacích ciest. Pri manipulácii s činidlami používajte jednorazové rukavice.
- Materiálový bezpečnostný list vám poskytne miestny distribútor alebo regionálna pobočka spoločnosti Leica Biosystems, prípadne navštívte webovú lokalitu spoločnosti Leica Biosystems www.LeicaBiosystems.com.

- So vzorkami pred fixáciou a po nej a všetkými materiálmi, ktoré s nimi prišli do kontaktu, je nutné manipulovať ako s potenciálne infekčnými a zlikvidovať ich pri dodržaní zodpovedajúcich bezpečnostných opatrení². Činidlá nikdy nepipetujte ústami a zabráňte kontaktu činidiel a vzoriek s kožou a sliznicami. Ak sa činidlá alebo vzorky dostanú do kontaktu s citlivými oblasťami, umyte ich veľkým množstvom vody. Vyhľadajte lekársku pomoc.
- Likvidáciu prípadných potenciálne toxických súčastí definujú federálne, štátne alebo miestne predpisy.
- Minimalizujte mikrobiálnu kontamináciu činidla. V opačnom prípade môže dôjsť k zvýšeniu nešpecifického zafarbenia.
- Nedodržanie predpísaných dĺžok záchytu, inkubačných dĺžok alebo teplôt môže viesť k nesprávnym výsledkom. Všetky takéto zmeny si vyžadujú validáciu používateľom.

Návod na použitie

Primárna protilátka CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) bola vytvorená na použitie v automatizovanom systéme BOND v spojitosti so systémom BOND Polymer Refine Detection. Odporúčaný protokol farbenia pre primárnu protilátku CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) je IHC Protocol F. Záchyt epitopov s tepelnou indukciou sa odporúča s použitím roztoku BOND Epitope Retrieval Solution 1 na 20 minút.

Očakávané výsledky

Normálne tkanivá

Klon C241:5:1:4 zafarbil dukálny epitel prsníka, pankreasu, slinnej žľazy a žľčovodu. Zafarbenie bolo rovnako pozorované v epiteli žalúdka, tenkého čreva, hrubého čreva, prostaty a v dlaždicovom epiteli pažeráka, krčka a tonzil. CA19-9 bola takisto preukázaná v mazových žľazách pokožky, pneumocytoch pľúc, Hassalových teleskách a medulárnych bunkách detskej žľazy. (Celkový počet farbení = 68).

Nádorové tkanivá

Klon C241:5:1:4 zafarbil 1/2 adenokarcinómov hrubého čreva, 1/1 adenokarcinómu konečníku, 2/2 adenokarcinómov žalúdka, 2/2 adenokarcinómov pankreasu, 1/2 adenokarcinómov prostaty, 2/2 spinocelulárnych karcinómov pažeráka, 2/2 spinocelulárnych karcinómov hrtanu, 1/1 nemalobunkového karcinómu pľúc, 1/2 invazívnych spinocelulárnych karcinómov maternice, 1/2 papilárnych karcinómov štítnej žľazy, 1/2 folikulárnych karcinómov štítnej žľazy, 1/2 cholangiokarcinómov pečene, 1/1 kombinovaného hepatocelulárneho cholangiokarcinómu pečene, 1/2 dukálnych karcinómov infiltrujúcich prsník, 1/2 karcinómov renálnych buniek obličiek, 1/2 metastatických karcinómov lymfatických uzlín a 0/23 iných nádorov. (Celkový počet farbení = 52).

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) sa odporúča na preukázanie molekuly CA19-9 (Sialyl Lewis^x) v normálnych a neoplastických tkanivách.

Špecifické obmedzenia pre tento výrobok

CA19-9 (Sialyl Lewis^x) (C241:5:1:4) bol v spoločnosti Leica Biosystems optimalizovaný na použitie so systémom BOND Polymer Refine Detection a pomocnými činidlami BOND. Používatelia, ktorí sa odchyľia od odporúčaných testovacích postupov, musia akceptovať zodpovednosť za interpretáciu výsledkov pacienta za týchto okolností. Časy podľa protokolu sa môžu líšiť z dôvodu odchylov vo fixácii tkaniva a účinnosti zvýraznenia antigénu a musia sa zistiť empiricky. Pri optimalizácii podmienok záchytu a časov podľa protokolov je potrebné použiť negatívne kontroly činidlom.

Riešenie problémov

Pri náprave môže byť nápomocná referencia 3.

Neobyvklé zafarbenie ohláste miestnemu distribútorovi alebo regionálnej pobočke spoločnosti Leica Biosystems.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o imunofarbení s činidlami BOND nájdete v častiach Princíp postupu, Požadované materiály, Príprava vzorky, Kontrola kvality, Overenie testu, Interpretácia zafarbenia, Legenda k symbolom na označení a Všeobecné obmedzenia v používateľskej dokumentácii k systému BOND „Používanie činidiel BOND“.

Literatúra

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741–745.
5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005;123:369–375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471–476.

ProClin: 950 je ochranná známka spoločnosti Supelco, súčasťou spoločnosti Sigma-Aldrich Corporation.

Dátum vydania

06 decembra 2018

BOND™ تيلولاً ةداضملاً ماسجلاً مادختسلاً زهاج

CA19-9 (Sialyl Lewis^a) (C241:5:1:4)

رقم الدليل: PA0424

الإستعمال المستهدف

هذا الكاشف مخصص للإستعمال في أعراض التشخيص في المختبرات.

إن الغرض من جسم (C241:5:1:4) (Sialyl Lewis^a) CA19-9 المضاد أحادي النسيلة هو استخدامه في التحديد النوعي بواسطة المجهر الضوئي لـ Sialyl Lewis^a في النسيج المثبت بالفورمالين، والمضمن في البارافين عن طريق التلطيع الكيميائي المناعي باستخدام نظام BOND الآلي (يشمل نظامي Leica BOND-MAX و Leica BOND-III).

ينبغي أن يُستكمل التفسير السريري لوجود أي تلويع أو غيابه من خلال الدراسات المورفولوجية والوضاوب الصحيحة، وينبغي تقييم ذلك في سياق التاريخ السريري للمريض وغيره من الاختبارات التشخيصية التي يُجرىها أخصائي مؤهل في علم الأمراض.

المخلص والشرح

يمكن استخدام الأساليب الكيميائية النسبجية المناعية لإثبات وجود مويّذات المضادات في النسيج والخلايا (انظر "استعمال كواشف BOND" في وثائق مستخدم BOND التي بحوزتك). جسم (C241:5:1:4) (Sialyl Lewis^a) CA19-9 المضاد الأولى عبارة عن منتج جاهز للإستعمال تمّ تصميمه تحديداً من أجل استخدامه مع نظام BOND Polymer Refine Detection. ويتحقق إظهار Sialyl Lewis^a من خلال السماح أولاً، بربط (C241:5:1:4) (Sialyl Lewis^a) CA19-9 بالقطاع، ثم تصوير هذا الربط باستخدام الكواشف المتوفرة في نظام الكشف. يثقل استخدام هذه المنتجات، جنباً إلى جنب مع نظام BOND الآلي، من إمكانية حدوث خطأ بشري وحدث تغيرات متصلة ناتجة عن تخفيف كاشف فردي، والمص البيودي وتطبيق الكاشف.

الكواشف المتوفرة

يعتبر (C241:5:1:4) (Sialyl Lewis^a) CA19-9 جسماً مضاداً بشرياً أحادي النسيلة لدى الفئران، ويتم إنتاجه كمادة طاقية لزراعة الأسجة، ويتم توفيره في محلول ملحي ثلاثي منظم مع بروتين حامل، ويحتوي على 0.35% من 950 ProCln™ كمادة حافظة.

الحجم الكلي = 7 مل.

مستسخ

C241:5:1:4

مستضد

خط خلوي لسرطان القولون والمستقيم الغدي البشري COLO 205.

خصوصية

شحوم سكرية تحتوي على Sialyl Lewis^a. الحاتمة المعترف به هي CA19-9 المعينة. يوجد حد أدنى من التفاعلية المتصالبة (>1%) مع سياليل لاكتو-N-تترا أوزلسيراميد. لايتفاعل بشكل متصالب مع كل من Lewis^a، أو Lewis^x، أو المواد ذات الصلة هيكلية.

فئة فرعية

IgG1.

تركيز البروتين الكلي

نحو 10 مجم/مل تقريباً

تركيز الجسم المضاد

أكثر من أو يساوي 0.35 مجم/لتر حسبما تحدد مقياسه المعترف به المرتبط بالإيزيم (ELISA).

التخفيف والخلط

يتم تخفيف جسم (C241:5:1:4) (Sialyl Lewis^a) CA19-9 المضاد الأولي إلى الحد الأمثل لاستخدامه في نظام BOND. لا يلزم إعادة تشكيل هذا الكاشف، أو خلطه، أو تخفيفه، أو معايرته.

المواد المطلوبة لكنها غير متوفرة

ارجع إلى "استعمال كواشف BOND" في وثائق مستخدم BOND التي بحوزتك للحصول على قائمة كاملة بالمواد المطلوبة لمعالجة العينات والتلطيع الكيميائي النسبجي المناعي باستخدام نظام BOND.

التخزين والإستقرار

يُخزن في درجة حرارة 2-8 درجة مئوية. لا يُستعمل بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على ملصق الحاوية.

تتمثل العلامات التي تشير إلى تلوّث (C241:5:1:4) (Sialyl Lewis^a) CA19-9 و/أو عدم استقراره في: تعكر المحلول، وانبعاث رائحة، ووجود راسب.

أعد درجة الحرارة إلى 2-8 درجة مئوية بعد الإستعمال مباشرةً.

يجب التحقق من ظروف التخزين بمعرفة المستخدم بخلاف الظروف المحددة أعلاه¹.

الإحتياطات

- هذا المنتج مخصص للإستعمال في أعراض التشخيص في المختبرات.
- تركيز ProCln 950 هو 0.35%. وهو يحتوي على العنصر النشط 2-ميثيل-4-إيزوثيازولين-3-سواحد، وقد يسبب تهيج في الجلد، والعينين، والأغشية المخاطية، والجهاز التنفسي العلوي. عليك بارتداء قفاز للإستعمال مرة واحدة عند التعامل مع الكواشف.
- للحصول على نسخة من صحيفة بيانات سلامة المواد، اتصل بالموزع المحلي لديك أو مكتب Leica Biosystems الإقليمي، أو يمكنك بدلاً من ذلك زيارة موقع Leica Biosystems على شبكة الويب على العنوان الإلكتروني www.LeicaBiosystems.com
- ينبغي التعامل مع العينات، قبل التثبيت وبعده، وكذلك مع جميع المواد التي تتعرض لها كما ولو كانت قادرة على نقل العدوى، وينبغي التخلص منها مع اتخاذ الإحتياطات السليمة². لا تمس الكواشف مطلقاً عن طريق الفم، وتجنب احتكاك الجلد والأغشية المخاطية بالكواشف أو العينات. إذا كانت الكواشف أو العينات تحتك بمناطق حساسة، فغسل هذه المناطق بكميات وفيرة من الماء. اطلب المشورة الطبية.
- راجع اللوائح الفيدرالية، أو لوائح الولاية، أو اللوائح المحلية للتخلص من أي مكونات سامة محتملة.
- قلّل التلوّث الميكروبي للكواشف والإلا قد تحدث زيادة في التلويع غير المحدد.
- قد تؤدي ظروف الإسترجاع، أو أوقات الحضانة، أو درجات الحرارة بخلاف تلك الظروف المحددة إلى الحصول على نتائج خاطئة. أي تغيير كذا يجب التحقق منه من جانب المستخدم.

إرشادات الاستعمال

تم تطوير جسم (C241:5:1:4) (Sialyl Lewis^x) CA19-9 المضاد الأولي لاستخدامه في نظام BOND الآلي بالاتزان مع نظام BOND Polymer Refine Detection. يتمثل بروتوكول التلطيح الموصى به لجسم (C241:5:1:4) (Sialyl Lewis^x) CA19-9 المضاد الأولي في IHC Protocol F. ويوصى باسترجاع الحامضة المتأثر بالحرارة باستخدام محلول استرجاع 1 BOND Epitope Retrieval Solution لمدة 20 دقيقة.

النتائج المتوقعة

الأنسجة الطبيعية

لطخ المستنسخ C241:5:1:4 الظهارة القوية بالثدي، والبنكرياس، والغدة اللعابية، والقنوات الصفراوية. كما شوهد أيضًا تلوّيح في ظهارة المعدة، والأمعاء الدقيقة، والقولون، والبروستاتا، والظهارة الحرشفية بالمريء، وعق الرحم، واللوذين. كما تم ظهور CA19-9 أيضًا في الغدد الدهنية بالجلد، والخلايا النروية بالرنّة، وجسيمات هاسال، وخلايا النخاع بالغدة الصعترية. (إجمالي عدد الحالات الملطخة = 68).

الأنسجة الورمية

المستنسخ C241:5:1:4 لطخ 1/2 من السرطان الغدي، و1/1 من سرطان المستقيم الغدي، و2/2 من سرطان المعدة الغدي، و2/2 من سرطان البنكرياس الغدي، و1/2 من سرطان البروستاتا الغدي، و2/2 من سرطان الخلايا الحرشفية بالمريء، و2/2 من سرطان الخلايا الحرشفية بالحجرة، و1/1 من سرطان الخلايا غير الصغيرة بالرنّة، و1/2 من سرطان الخلايا الحرشفية الغزوي بالرحم، و1/2 من سرطان الغدة الدرقية الحليمي، و1/2 من سرطان الخلايا الجريبية بالغدة الدرقية، و1/2 من سرطان الأوعية الصفراوية بالكبد، و1/1 من سرطان الأوعية الصفراوية والخلايا الكبدية المتجمعة بالكبد، و1/2 من سرطان الثدي القوي الارتشاحي، و1/2 من سرطان الخلايا الكلوية الكلى، و1/2 من سرطان الغدد الليمفاوية النقي، و0/23 من الأورام الأخرى. (إجمالي عدد الحالات الملطخة = 52).

يُوصى باستخدام (C241:5:1:4) (Sialyl Lewis^x) CA19-9 لظهور (Sialyl Lewis^x) CA19-9 في الأنسجة الطبيعية والورمية.

القيود الخاصة بالمنتح

تم تحسين (C241:5:1:4) (Sialyl Lewis^x) CA19-9 في Leica Biosystems لاستخدامه مع نظام BOND Polymer Refine Detection وكواشف BOND المساعدة. على المستخدمين الذين يحدون عن إجراءات الاختبار الموصى بها قبول تحمل المسؤولية عن تفسير نتائج المرضى في ظل هذه الظروف. قد تختلف أوقات البروتوكول بسبب الاختلاف في تثبيت الأنسجة وفعالية تحسين المستنسخات، ويجب تحديد ذلك تجريبيًا. ينبغي استعمال ضوابط الكواشف السلبية عند تحسين ظروف الاسترجاع وأوقات البروتوكول.

اكتشاف المشكلات وحلها

ارجع إلى المرجع رقم 3 للاطلاع على الإجراء العلاجي.

اتصل بالموزع المحلي لديك أو بمكتب Leica Biosystems الإقليمي للإبلاغ عن أي تلوّيح غير اعتيادي.

المزيد من المعلومات

يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول التلوّيح المناعي باستخدام كواشف BOND تحت العناوين التالية: مبدأ الإجراء، المواد المطلوبة، إعداد العينة، ضبط الجودة، التحقق من صحة الفحص، تفسير التلوّيح، مفتاح الرموز المدونة على الملصقات، والقيود العامة، وذلك في قسم "استعمال كواشف BOND" في وثائق مستخدم BOND التي بحوزتك.

قائمة المراجع

1. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988, Final Rule 57 FR 7163 February 28, 1992.
2. Villanova PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. 1991; 7(9). Order code M29-P.
3. Bancroft JD and Stevens A. Theory and Practice of Histological Techniques. 4th Edition. Churchill Livingstone, New York. 1996.
4. Hisa T, Nobukawa B, Suda K, et al. Intraductal carcinoma with complex fusion of tubular glands without macroscopic mucus in main pancreatic duct: dilemma in classification. Pathology International. 2007; 57:741–745.
5. Cameselle-Teijeiro J, Abdulkader I, Soares P, et al. Cystic Tumor of the Atrioventricular Node of the Heart Appears to Be the Heart Equivalent of the Solid Cell Nests (Ultimobranchial Rests) of the Thyroid. American Journal Clinical Pathology 2005;123:369–375.
6. Okubo T and Okabe H. Carbohydrate antigen 19-9 expression by folliculo-tubular structures of normal and neoplastic pituitary. Acta Neuropathologica. 1997; 93:471–476.

يتمل ProClin[®] 950 علامة تجارية لشركة Supelco، وهي جزء من مؤسسة Sigma-Aldrich Corporation.

تاريخ الإصدار

06 ديسمبر 2018

Leica Biosystems Newcastle Ltd
Balliol Business Park
Benton Lane
Newcastle Upon Tyne NE12 8EW
United Kingdom
☎ +44 191 215 4242



Leica Biosystems Canada
71 Four Valley Drive
Concord, Ontario L4K 4V8
Canada
☎ +1 800 248 0123

Leica Biosystems Inc
1700 Leider Lane
Buffalo Grove IL 60089
USA
☎ +1 800 248 0123

Leica Biosystems Melbourne
Pty Ltd
495 Blackburn Road
Mt Waverley VIC 3149
Australia
☎ +61 2 8870 3500