

## Specifiche dei vetrini

Codici articolo: 3800002, 3800004, 3800005, 3800006, 3800007

Descrizione: vetrini per microscopio PERMAFLEX™

Codice articolo	Descrizione	Colore
3800002	Vetrini per microscopio PERMAFLEX, bianco	Bianco
3800004	Vetrini per microscopio PERMAFLEX, blu	Blu
3800005	Vetrini per microscopio PERMAFLEX, verde	Verde
3800006	Vetrini per microscopio PERMAFLEX, giallo	Giallo
3800007	Vetrini per microscopio PERMAFLEX, rosa	Rosa

Dimensioni prodotto:

Lunghezza: 75,50 ± 0,50 mm

Larghezza: 25,50 ± 0,50 mm

Lunghezza della superficie smerigliata 18,50 ± 0,50 mm

Spessore: 1 mm ± 0,05 mm

Angoli: 90°

Bordi: molati

Quantità: confezione da 1.440  
(scatola da 6 dozzine, 72 vetrini)

Vetro sodo-calcico extra trasparente (vetro bianco)

Composizione tipica (% in base al peso)

Biossido di silicio (SiO <sub>2</sub> )	69-74%
Ossido di sodio (Na <sub>2</sub> O)	10-16%
Ossido di calcio (CaO)	5-14%
Ossido di magnesio (MgO)	0-6%
Ossido di alluminio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0-3%
Microelementi (FeO, ecc.)	< 5%

Densità: 2500 kg/m<sup>3</sup> a 18 °C

Disegno del vetrino PERMAFLEX™

