

## Especificações das lâminas de vidro

Números de peça: 3800002, 3800004, 3800005, 3800006, 3800007

Descrição: Lâminas de microscópio PERMAFLEX™

Número de Peça	Descrição	Cor
3800002	Lâminas de microscópio PERMAFLEX, branco	Branco
3800004	Lâminas de microscópio PERMAFLEX, azul	Azul
3800005	Lâminas de microscópio PERMAFLEX, verde	Verde
3800006	Lâminas de microscópio PERMAFLEX, amarelo	Amarelo
3800007	Lâminas de microscópio PERMAFLEX, rosa	Rosa

Tamanho do produto:

Comprimento: 75,50 ± 0,50 mm

Largura: 25,50 ± 0,50 mm

Comprimento congelada 18,50 ± 0,50 mm

Espessura: 1 mm ± 0,05 mm

Estilo do canto: 90°

Arestas: Terra

Quantidade: Estojo 1.440

(Metade da caixa em bruto, ~72 lâminas)

Vidro lima sódico extra transparente (vidro branco)

Composição típica (% por peso)

Dióxido de silício (SiO <sub>2</sub> )	69-74%
Óxido de sódio (Na <sub>2</sub> O)	10-16%
Óxido de cálcio (CaO)	5-14%
Óxido de magnésio (MgO)	0-6%
Óxido de alumínio (AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0-3%
Elementos vestigiais (FeO, etc)	<5%

Densidade: 2.500 kg/m<sup>3</sup> @ 18C

Desenho de microlâmina PERMAFLEX™

