

## Спецификация предметных стекол

Артикулы изделий: 3800002, 3800004, 3800005, 3800006, 3800007

Описание: Предметные стекла PERMAFLEX™

Артикул изделия	Описание	Цвет
3800002	Предметные стекла PERMAFLEX, белые	Белый
3800004	Предметные стекла PERMAFLEX, синие	Синий
3800005	Предметные стекла PERMAFLEX, зеленые	Зеленый
3800006	Предметные стекла PERMAFLEX, желтые	Желтый
3800007	Предметные стекла PERMAFLEX, розовые	Розовый

Размер препарата:

Длина: 75,50 ± 0,50 мм

Ширина: 25,50 ± 0,50 мм

Длина матового края 18,50 ± 0,50 мм

Толщина: 1 мм ± 0,05 мм

Оформление уголков: 90°

Края: Шлифованные

Количество: Упаковка 1440 (коробка ½ брутто,  
~ 72 штуки предметных стекол)

Известково-натриевое экстра прозрачное  
стекло (белое стекло)

Типичный состав (% по весу)

Диоксид кремния (SiO <sub>2</sub> )	69–74 %
Оксид натрия (Na <sub>2</sub> O)	10–16 %
Оксид кальция (CaO)	5–14 %
Оксид магния (MgO)	0–6 %
Оксид алюминия (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0–3 %
Микроэлементы (FeO и др.)	< 5 %

Плотность: 2500 кг/м<sup>3</sup> при 18 °С

изображение предметного стекла PERMAFLEX™

